

# Ritrattamento igienico

## HEINE Charger 30

### Avvertenza generale e informazioni sulla sicurezza:



**AVVERTENZA!** Questa segnalazione indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto di questa avvertenza può portare a lesioni di piccola o media portata.



**NOTA!** Questo simbolo indica informazioni utili che sono importanti ma non associate a pericoli.

	<p>Attenersi alle istruzioni per il ritrattamento igienico secondo gli standard nazionali, le leggi e le linee guida.</p> <p>Le misure di ritrattamento descritte non sostituiscono le regole specifiche applicabili presso la vostra istituzione / il vostro dipartimento.</p>
	<p>Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione.</p> <p>HEINE Optotechnik GmbH &amp; Co. KG approva unicamente gli agenti e le procedure elencati nelle presenti istruzioni.</p> <p>Il ritrattamento igienico deve essere eseguito da persone con competenza igienica adeguata.</p> <p>Attenersi alle istruzioni dei produttori delle sostanze di preparazione.</p> <p>Evitare che penetrino liquidi nel dispositivo.</p> <p>Prima del trattamento, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione.</p> <p>Non sottoporre l'alimentatore a ricondizionamento.</p> <p>Le procedure di ritrattamento descritte sono riportate con le relative compatibilità di materiale. Il ritrattamento deve essere eseguito secondo un'apposita procedura approvata. HEINE Optotechnik GmbH &amp; Co. KG non può garantire la disinfezione di queste procedure. Ciò deve essere convalidato dall'utente, per es. l'ospedale o il costruttore dell'attrezzatura di ritrattamento.</p>
	<p>Inserire solo i dispositivi rielaborati nel caricabatterie.</p> <p>Assicurarsi che lo strumento sia completamente asciutto dopo la pulizia, prima di riutilizzarlo.</p>
<p>Limiti del ritrattamento</p>	<p>Verificare periodicamente che il dispositivo sia integro.</p>



## Disinfezione per strofinamento

### 1. Pulizia manuale e disinfezione

Prestare attenzione ad umettare completamente tutte le superfici contaminate per tutto il tempo di applicazione indicato dal produttore della soluzione disinfettante. Aumentare eventualmente il numero di procedure di strofinamento e/o il numero di passaggi.

#### *Attrezzatura*

- Disinfettante:  
alcolico (ad es. Incides N o mikrozid universal wipes),  
o  
alcolico + a base di sali d'ammonio quaternario (ad es. Super Sani-Cloth)
- In caso di utilizzo di materiali di trattamento diversi da quelli raccomandati, accertarsi che questi non formino schiuma.

#### *Implementazione*

- Detergere e disinfettare le superfici contaminate per strofinamento manuale.
- Prestare particolare attenzione alle aree di difficile.
- Per rimuovere il disinfettante e quindi asciugare, seguire le istruzioni fornite dal produttore del disinfettante.

### 2. Ispezione e test di funzionamento

- Prima dell'uso verificate il funzionamento corretto dell'apparecchio!  
Non utilizzate l'apparecchio se rilevate danneggiamenti.

