

## Opinioni degli esperti sul Dermatoscopio HEINE® NC1



Dott.ssa Stefanie Kamann

*„Sono lieto di poter fornire una breve panoramica sulle indicazioni principali del Dermatoscopio HEINE NC 1 senza contatto a luce polarizzata“.*

Il Dermatoscopio HEINE NC 1 senza contatto con luce polarizzata unisce due apparecchi diagnostici in uno. Consente di eseguire un primo screening rapido e di esaminare il paziente in modo preciso senza contatto. Ciò è reso possibile da un ampio campo di visione e una profondità di campo elevata con ingrandimento 6x. Se „sotto la lente“ viene rilevato qualcosa di anomalo sulla pelle, si può applicare una piastrina di contatto che trasforma NC 1 in un dermatoscopio classico con scala e ingrandimento 9x.

Oltre alla possibilità di un esame rapido, offre molti altri vantaggi: grazie all'utilizzo senza contatto si può evitare l'applicazione di prodotti disinfettanti o oli (igiene).

Inoltre, spesso ci sono zone di esame difficili da accedere, come ad es. le aree circostanti l'alluce o le mucose della bocca nonché l'area genitale. Un contatto in queste zone viene

percepito sgradevole dai pazienti e inoltre la superficie di contatto spesso non è sufficiente per posizionare il dermatoscopio. E ancora, il dermatoscopio viene impiegato sempre più per la diagnosi di scabbia o per distinguere fra verruche e corpi estranei. È perfetto anche per rilevare le lendini! Si può così evitare una possibile propagazione di uova o virus.

Inoltre, alcune strutture possono essere visualizzate meglio tramite la luce polarizzata. Ad esempio, le cosiddette strutture cristalline, quali i basaliomi o i melanomi. Sono accumuli di collagene e hanno l'aspetto di aree/strisce bianche luminose. Anche la valutazione delle strutture vascolari è sempre più presa in considerazione nella diagnosi del basalioma e del melanoma o del melanoma amelanotico. Se si utilizza un dermatoscopio a contatto, l'aspetto di alcuni vasi può essere modificato causando quindi una diagnosi errata.

La Dott.ssa Stefanie Kamann dirige uno studio dermatologico nel circondario di Starnberg.



Dermatoscopio senza contatto HEINE NC 1

