

## Reprocesamiento higiénico

HEINE mini-c, HEINE mini-e,

HEINE mini 3000® Cliplamp,

HEINE mini 3000® Combi Lamp

### Advertencia general e información de seguridad



**¡ADVERTENCIA!** Este símbolo advierte de una posible situación peligrosa. La no observancia de las indicaciones puede causar lesiones leves y medias.



**¡NOTA!** Este símbolo se emplea para la información, siempre que no puedan entrañar peligro.

	<p>Se deben respetar las instrucciones sobre el reprocesamiento higiénico, en base a las normativas, leyes y directrices nacionales.</p> <p>Las medidas de reprocesamiento descritas no sustituyen las reglas específicas aplicables para su institución/departamento.</p>
	<p>Efectúe una depuración higiénica si cree que el aparato ha podido resultar contaminado.</p> <p>HEINE Optotechnik GmbH &amp; Co. KG solo aprueba los agentes y procedimientos mencionados en estas instrucciones.</p> <p>El reprocesamiento higiénico deben llevarlo a cabo personas con la adecuada experiencia en higiene.</p> <p>Siga las indicaciones del fabricante del agente limpiador.</p> <p>Evite que entre líquido en el dispositivo.</p> <p>No esterilizar este producto.</p> <p>Palas desechables de HEINE solo pueden utilizarse una vez.</p> <p>En caso de aplicaciones múltiples existe el riesgo de que el producto se dañe y riesgo de infección.</p>
<p>Limitaciones del reprocesamiento</p>	<p>Compruebe periódicamente la integridad del dispositivo.</p>



## Desinfección con una toallita

### 1. Preparación

Retire el depresor lingual y deséchelo (si está disponible).

Apague el dispositivo y deje que se enfríe.

### 2. Limpieza y desinfección manual



Asegúrese de que todas las superficies contaminadas estén lo suficientemente húmedas durante todo el tiempo de exposición indicado por el fabricante del desinfectante. En caso necesario, aumentar el número de procedimientos de limpieza con una toallita y/o el número de pasadas.

#### *Equipo*

- Desinfectante:  
alcohólico (p. ej. Incides N o mikrozid universal wipes) o  
alcohólico + aminos cuaternario (p. ej. Super Sani-Cloth)
- Si utiliza agentes de reprocesamiento diferentes de los recomendados, asegúrese de que no hagan espuma.

#### *Modo de empleo*

- Limpie y desinfecte el dispositivo manualmente.
- Hay que prestar especial atención a las zonas de difícil acceso.
- Limpie minuciosamente las áreas tocadas.
- Para eliminar el desinfectante y secar después, hay que seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante del desinfectante.

### 3. Inspección y comprobación del funcionamiento



- Comprobar el aparato en busca de contaminantes. Reprocesar de nuevo en caso necesario.
- No utilizar, si se detectan daños.

### 4. Almacenamiento

Almacenar de forma que esté protegido ante una recontaminación, el polvo y la humedad.

