

**La PELLE
ha una
storia da
RACCONTARE.
Basta
saperla
LEGGERE.**



Dermatoscopi HEINE



	DELTA 30	DELTAone	iC1	DELTA 20T	mini 3000
Polarizzazione	Polarizzato + non polarizzato (commutabile)	Polarizzato + non polarizzato (commutabile)	Polarizzato + non polarizzato (commutabile)	Polarizzato + non polarizzato (commutabile)	Non polarizzato (immersione)
Illuminazione	LED ^{HQ}	LED ^{HQ}	LED ^{HQ}	LED ^{HQ}	XHL o LED ^{HQ}
Diametro del campo visivo libero in modalità Contatto	30mm	21mm	Digitale	20mm	14mm
Ingrandimento	10x	10x	fino a 40x digitale	10x*	10x
Manici compatibili / Fonti di energia	<ul style="list-style-type: none"> • Cavo USB • Caricatore da tavolo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cavo USB 	<ul style="list-style-type: none"> • Cavo USB 	<ul style="list-style-type: none"> • Manico a batterie • Manico ricaricabile USB • Manico ricaricabile con caricatore da tavolo • EN 200 / EN 200-1 	<ul style="list-style-type: none"> • Manico a batterie • Manico ricaricabile con caricatore da tavolo
Piastrina di contatto	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrina di contatto con scala 	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrina di contatto con scala 	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrina di contatto con scala 	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrina di contatto con scala • Piastrina di contatto senza scala 	<ul style="list-style-type: none"> • Piastrina di contatto con scala • Piastrina di contatto senza scala
Documentare digitalmente	Con adattatore e app	Con adattatore e app	Con iPhone/iPod touch** e app	Con adattatore fotografico SLR opzionale	–
Accessori opzionali	Piccola piastrina di contatto per i punti difficilmente accessibili	Piccola piastrina di contatto per i punti difficilmente accessibili	–	Piccola piastrina di contatto per i punti difficilmente accessibili	Piccola piastrina di contatto per i punti difficilmente accessibili
Pagina del catalogo	081	082	083	084	085

* fino a 16x

** Apple iPhone o iPod touch non sono inclusi nella fornitura. Apple, il logo Apple, iPhone e iPod touch sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un servizio registrato di Apple Inc.

Dermatoscopio HEINE DELTA 30

Sicurezza diagnostica grazie alle nostre immagini migliori

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITY.



Il nostro dermatoscopio di fascia alta, oltre a vincere qualsiasi concorso di bellezza, si caratterizza anche per le migliori immagini che abbiamo mai sviluppato. Il tutto con un campo visivo di 30 millimetri veri. A questo si aggiunge anche una resa cromatica mai vista, ovviamente con LED^{HQ}. Senza dimenticare il lavoro senza abbagliamenti e riflessi grazie alla polarizzazione. Grazie al design ad angolo, sta perfettamente nella mano ed è comandabile in modo intuitivo.

- ⋮ **Grandissimo campo visivo di 30 mm veri** (lente di 32 mm).
- ⋮ **Nitidezza estrema delle immagini** grazie al sistema ottico acromatico HEINE.
- ⋮ **Rapido passaggio dall'esame a contatto all'esame non a contatto.**
- ⋮ **Impugnatura ergonomica** grazie al design ad angolo del dispositivo.
- ⋮ **Con una sola mano:** Regolazione della messa a fuoco individuale, compensazione diottrica nell'intervallo da -4 a +4 dpt.
- ⋮ **Straordinaria resa cromatica** grazie ai LED^{HQ}.
- ⋮ **Documentazione digitale:** Gestione di dati e immagini comoda e intuitiva. Maggiori informazioni sul nostro sito web: www.heine.com/it/digital
- ⋮ **Lavoro senza abbagliamenti e riflessi** grazie alla polarizzazione.
- ⋮ **Luminosità a piacere:** 3 intensità luminose.
- ⋮ **Ingrandimento 10x.**
- ⋮ **Passaggio dalla luce polarizzata a quella non polarizzata con la pressione di un tasto** = funzione "Toggle". Maggiori informazioni alla pagina heine.com/it/Toggle
- ⋮ **Nessuna contaminazione incrociata:** piastrina di contatto con scala autoclavabile.
- ⋮ **Senza manutenzione** grazie al design antipolvere.
- ⋮ **Batteria ricaricabile con tecnologia Li-Ion:** nessun effetto di memoria, ricarica senza problemi indipendentemente dal livello di carica.

Documentazione digitale di HEINE



Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un servizio registrato di Apple Inc.

Dermatoscopio HEINE DELTA 30



	LED
DELTA 30 con piastrina di contatto con scala, cavo USB con alimentatore elettrico per uso medico, astuccio rigido [01]	K-230.28.305
Charger 30 caricatore da tavolo [02]	X-002.99.212

⋮ **Gli accessori si trovano a pag. 086.**



⋮ **DOCUMENTAZIONE DIGITALE: RICORDA OGNI SINGOLO NEO.**
Gestione di dati e immagini comoda e intuitiva.
Maggiori informazioni sul nostro sito web: www.heine.com/it/digital

Dermoscopio HEINE DELTAone

Unisce precisione diagnostica e mobilità

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITY.



[01]

Documentazione
digitale di HEINE



Piccolo fuori. Grandissimo dentro. Questo capolavoro mobile conquista i cuori dei medici. La nitidezza estrema delle immagini è ottenuta grazie al sistema ottico acromatico HEINE. A questo si aggiunge l'eccezionale resa cromatica, dovuta naturalmente alla qualità dei nostri LED^{HQ}. La polarizzazione rende le visite particolarmente pratiche e consente al medico di lavorare senza abbagliamenti e riflessi. Queste 3 caratteristiche – nitidezza, LED^{HQ} e lavoro senza riflessi – e, ovviamente, le misure ridotte fanno del DELTAone uno strumento di lavoro da portare con sé sempre e ovunque.

- ⋆ **Sta in tutti i taschini dei camichi.**
- ⋆ **Nitidezza estrema delle immagini** grazie al sistema ottico acromatico HEINE.
- ⋆ **Rapido passaggio dall'esame a contatto all'esame non a contatto.**
- ⋆ **Straordinaria resa cromatica** grazie ai LED^{HQ}.
- ⋆ **Lavoro senza abbagliamenti e riflessi** grazie alla polarizzazione.
- ⋆ **Con una sola mano:** Regolazione della messa a fuoco individuale, compensazione diottrica nell'intervallo da -4 a +4 dpt.
- ⋆ **Documentazione digitale:** Gestione di dati e immagini comoda e intuitiva. Maggiori informazioni sul nostro sito web: www.heine.com/it/digital
- ⋆ **Campo visivo di 21 mm veri** (lente di 22 mm).
- ⋆ **Luminosità a piacere:** 3 intensità luminose.
- ⋆ **Ingrandimento 10x.**
- ⋆ **Passaggio dalla luce polarizzata a quella non polarizzata con la pressione di un tasto** = funzione "Toggle". Maggiori informazioni alla pagina heine.com/it/Toggle
- ⋆ **Nessuna contaminazione incrociata:** piastrina di contatto con scala autoclavabile.
- ⋆ **Senza manutenzione** grazie al design antipolvere.
- ⋆ **Batteria ricaricabile con tecnologia Li-Ion:** nessun effetto di memoria, ricarica senza problemi indipendentemente dal livello di carica.

Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un servizio registrato di Apple Inc.

Dermoscopio HEINE DELTAone



[02]



DELTAone con piastrina di contatto con scala, cavo USB con alimentatore elettrico per uso medico, astuccio rigido.

	LED
DELTAone Standard Edition (nero-argento) [01]	K-210.28.305
DELTAone White Edition (bianco-argento) [02]	K-211.28.305

⋆ **Gli accessori si trovano a pag. 086.**

Dermatoscopio HEINE iC1

Il dermatoscopio digitale

LEDHQ
LED IN HEINE QUALITY.



Documentazione digitale di HEINE



- ⚡ **Nitido, più nitido, nitidissimo.** L'HEINE iC1 è un dispositivo di acquisizione di immagini cliniche e dermatoscopiche a scopi di documentazione e supporto nella diagnosi differenziale di melanomi e altre lesioni cutanee. Il tutto con la massima qualità. In modo nitido e senza ombre.
Da un lato grazie al nostro preciso sistema ottico asferico. Dall'altro grazie alla qualità delle immagini di 12 megapixel in caso di uso di un iPhone* dalla versione 6s.
- ⚡ **Documentazione digitale:** Gestione di dati e immagini comoda e intuitiva.
Maggiori informazioni sul nostro sito web: www.heine.com/it/digital
- ⚡ **Grande, più grande, grandissimo.** Il pregiato sistema ottico asferico con un ingrandimento utile fino a 40x offre tutto ciò di cui si ha bisogno in uno studio medico.
- ⚡ **Ci sono i LED e ci sono i LED^{HQ}.** HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale solo il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall'intensità luminosa e dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile.
Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LED^{HQ}.
- ⚡ **Con la pressione di un pulsante – la funzione "Toggle".** Grazie ai 2 pulsanti di commutazione, il passaggio dalla registrazione di immagini polarizzate a quella di immagini ad immersione è sempre a portata di mano – in qualsiasi posizione di lavoro.
Maggiori informazioni alla pagina heine.com/it/Toggle
- ⚡ **Molti vedono uno smartphone. Noi vediamo una fotocamera eccellente e un display di prima classe.** Abbiamo scelto iPhone* per ragioni di qualità, orientamento all'utilizzatore e costi. I prodotti iPhone offrono il meglio sul mercato in termini di migliore fotocamera, massima risoluzione e tecnologia avanzata dello schermo tattile.

* Apple iPhone non inclusi nella fornitura.
Apple, il logo Apple, iPhone e iPod touch sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
App Store è un servizio registrato di Apple Inc.

Set Dermatoscopio HEINE iC1



iC1 Set/5 per iPhone 5s e SE 1. generazione	LED
iC1 con piastrina di contatto con scala, adattatore per smartphone iC1/5 per Apple iPhone 5s* e SE 1. generazione*, cavo USB con alimentatore approvato per uso medico	K-271.28.305
iC1 Set/6 per iPhone 6/6s	LED
Come sopra ma con adattatore per smartphone iC1/6 per Apple iPhone 6/6s*	K-270.28.305
iC1 Set/7 per iPhone 7, 8 e SE 2. generazione (2020)	LED
Come sopra ma con adattatore per smartphone iC1/7 per Apple iPhone 7*, 8* e SE 2. generazione*	K-273.28.305
NUOVO! iC1 Set/12 Pro per iPhone 12 Pro	LED
Come sopra ma con adattatore per smartphone iC1/12 Pro per Apple iPhone 12 Pro*	K-277.28.305



- ⚡ **DOCUMENTAZIONE DIGITALE: RICORDA OGNI SINGOLO NEO.**
Gestione di dati e immagini comoda e intuitiva.
Maggiori informazioni sul nostro sito web: www.heine.com/it/digital



Dermoscopio HEINE DELTA® 20T

Il classico

LEDHQ
LED IN HEINE QUALITY.



- ∴ **Immagini nitidissime e ad alta risoluzione** grazie alla pregiata ottica acromatica. Con il sistema di messa a fuoco si ottiene un ingrandimento da 10x a 16x, per una visualizzazione dettagliata anche delle strutture più piccole.
- ∴ **Funzione “Toggle” per passare dalla modalità di illuminazione polarizzata a quella non polarizzata.** Con la semplice pressione di un pulsante. Nessuna necessità di sostituire la piastrina di contatto. La funzione diagnostica supplementare consente il riconoscimento dei cosiddetti “Blink Signs” nell’osservazione delle strutture cristalline e delle milia. Maggiori informazioni alla pagina heine.com/it/Toggle
- ∴ **Vista priva di abbagliamento e riflessi grazie alla polarizzazione, anche senza liquido di immersione.** Così si lavora in modo rapido e flessibile.
- ∴ **Con una sola mano:** regolazione individuale della nitidezza, compensazione della correzione da circa -6 a +6 diottrie.
- ∴ **Ci sono i LED e ci sono i LED^{HQ}.** HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale solo il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall’intensità luminosa e dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile.
Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LED^{HQ}.
- ∴ **Il DELTA 20T è anche in grado di documentare digitalmente:** con il sistema di lenti della fotocamera digitale HEINE, il dermatoscopio può essere collegato senza problemi alle fotocamere reflex dei principali produttori. Le lenti appositamente sviluppate dell’adattatore fotografico permettono di unire la fotocamera e il DELTA 20T, creando una combinazione imbattibile.



Video HEINE
DELTA 20T



- ∴ **Piastrina di contatto piccola per l’esame di lesioni pigmentate poco accessibili, ad esempio tra le dita delle mani o dei piedi.** Informazioni per l’ordine – vedere a pagina 087.

Kit Dermoscopio HEINE DELTA 20T



Senza astuccio



LED	
Dermoscopio DELTA 20T con piastrina di contatto con scala, BETA4 USB manico ricaricabile con cavo USB e alimentatore elettrico	K-010.28.388

LED	
Dermoscopio DELTA 20T con piastrina di contatto con scala, Trasformatore da Parete EN 200-1 (unità singola con 1 manico) uso singolo con cavo USB lungo e alimentatore E4-USB	K-010.28.252

Dermatoscopio HEINE mini 3000®

Dermatoscopio tascabile compatto con illuminazione XHL o LED^{HQ}

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITY.



Moderno dermatoscopio tascabile con luce chiara concentrata per un'illuminazione omogenea con autentica resa cromatica. Design compatto unico con ottica di qualità. Ingrandimento 10x con regolazione della messa a fuoco. Testina in metallo. Compatibile con i manici mini 3000. Manico disponibile in nero e blu, la testina dello strumento è disponibile solo in nero-argento.

Caratteristiche di entrambi gli strumenti (XHL e LED):

- ∴ **Moderno dermatoscopio tascabile dalla pratica misura:** Piccolo e compatto esternamente ma estremamente curato all'interno.
- ∴ **Ingrandimento 10x.**
- ∴ **Regolazione della messa a fuoco per la compensazione dell'ametropia:** ± 4 dpt.
- ∴ **Testina dello strumento di metallo.**
- ∴ **20.000** cicli di accensione/spegnimento garantiti.
- ∴ **Immagini dai bordi nitidi e prive di distorsioni** grazie al pregiato sistema ottico acromatico e cromaticamente neutro.
- ∴ **Piastrina di contatto piccola per l'esame di lesioni pigmentate poco accessibili**, ad esempio tra le dita delle mani o dei piedi.

Speciali caratteristiche degli strumenti a LED:

- ∴ **Ci sono i LED e ci sono i LED^{HQ}.** HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale solo il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall'intensità luminosa e dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile. **Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LED^{HQ}.**
- ∴ **Due volte più chiaro** di un comune dermatoscopio XHL (Xenon alogeno).
- ∴ **Illuminazione senza manutenzione LED^{HQ}** – non è più necessario sostituire la sorgente luminosa.
- ∴ **Indicatore di performance:** Massima intensità luminosa all'accensione dell'apparecchio. Successivo adattamento della luminosità al livello di carica effettivo della batteria.
- ∴ **Fade-Out Feature:** la luminosità si riduce lentamente quando si ha una bassa capacità residua di carica, per un utilizzo ancora più efficiente delle batterie a secco o ricaricabili.

Set / Kit Dermatoscopio HEINE mini 3000



Set contiene: Dermatoscopio mini 3000, con piastrina di contatto con o senza scala, astuccio morbido.

	2,5V LED
manico mini 3000 con batterie, con piastrina di contatto con scala	D-888.78.021
manico mini 3000 con batterie, con piastrina di contatto senza scala	D-887.78.021



Senza astuccio

Kit contiene: Dermatoscopio mini 3000, con piastrina di contatto con o senza scala.

	2,5V XHL	2,5V LED
manico mini 3000 con batterie, con piastrina di contatto con scala	D-001.78.109	D-008.78.109
manico mini 3000 con batterie, con piastrina di contatto senza scala	D-001.78.107	D-008.78.107



Ulteriori articoli / accessori

Dermatoscopio HEINE

**DELTA 30**

Piastrina di contatto con scala [01]	K-000.34.220
Piastrina di contatto piccola [02] per l'esame di lesioni pigmentate poco accessibili	K-000.34.206
Charger 30 caricatore da tavolo [03]	X-002.99.212

**DELTAone**

Piastrina di contatto con scala [04]	K-000.34.222
Piastrina di contatto piccola [05] per l'esame di lesioni pigmentate poco accessibili	K-000.24.207

**DELTA 30 e DELTAone**

Gli adattatori per iPhone* attualmente disponibili per DELTA 30 e DELTAone sono disponibili alla pagina www.heine.com/it/adattatore-per-smartphone

Adattatore universale per smartphone [06] Adatto a molti comuni involucri adattatori per smartphone. Per l'adattatore universale è necessario utilizzare cover per cellulare con superficie liscia in plastica dura, la fotocamera non deve sporgere dall'involucro	K-000.34.270
Cavo USB con E4-USB alimentatore elettrico per uso medico	X-000.99.303

**Dermatoscopio iC1**

Gli adattatori per iPhone* attualmente disponibili per iC1 sono disponibili alla pagina www.heine.com/it/adattatore-per-smartphone

Piastrina di contatto con scala [07]	K-000.34.201
Cavo USB con E4-USB alimentatore elettrico per uso medico	X-000.99.303

Ulteriori articoli / accessori

Dermatoscopio HEINE



Testina Dermatoscopio DELTA 20T LED

con piastrina Ø 23mm con scala, senza manico	K-008.34.221
con piastrina Ø 23mm senza scala, senza manico	K-008.34.222



[01]

[02]

Piastrina di contatto per DELTA 20T

Ø 23 mm con scala millimetrata [01]	K-000.34.216
Ø 23 mm senza scala millimetrata [01]	K-000.34.217
Piastrina di contatto piccola, Ø 8mm, [02] per l'esame di lesioni pigmentate poco accessibili	K-000.34.205



Foto adattatore SLR per DELTA 20T

per dermatoscopio/macchina fotografica digitale reflex, con ottica.
Ampio campo di visione, immagine nitida.

Foto adattatore SLR per Canon	K-000.34.185
idem, per Nikon	K-000.34.186



Cavo di connessione per DELTA 20T

(1,3m) tra dermatoscopio e manico	X-000.99.231
-----------------------------------	---------------------



Set con accessori per fotografia per DELTA 20T

contiene il foto adattatore SLR, cavo di connessione,
anello distanziatore e Clip da cintura

Set con accessori per fotografia per Canon	K-000.34.190
idem, per Nikon	K-000.34.191



Portamanico BETA

Portamanico BETA con clip da cintura	X-000.99.008
--------------------------------------	---------------------

Ulteriori articoli / accessori

Dermatoscopio HEINE



Testina Dermatoscopio mini 3000*	2,5V XHL	2,5V LED
con piastrina di contatto con scala, senza manico	D-001.78.108	D-008.78.108
con piastrina di contatto senza scala, senza manico	D-001.78.106	D-008.78.106

* Disponibile solo in nero-argento



[01]



[02]

Piastrina di contatto per mini 3000	
con scala [01]	D-000.78.117
senza scala [01]	D-000.78.116
Piastrina di contatto piccola, Ø 8mm, [02] per l'esame di lesioni pigmentate poco accessibili	K-000.34.008



Lampadina di ricambio per mini 3000	2,5V XHL
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.109



Astuccio con cerniera lampo per mini 3000	
Astuccio con cerniera lampo	D-887.00.000