


HEINE Ladebatterien


Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgende HEINE Ladebatterien/Ladeeinheiten: NiMH, Li-ion, Li-ion L, M3Z, mini2Z, LED S2Z, LED M2Z, K3Z, M3Z 4 NT Li-ion, M2Z 4 NT Li-ion, K3Z 4 NT Li-ion, S2Z 4 NT Li-ion.


- Lesen und befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Zweckbestimmung


Die HEINE Ladebatterien sind ausschließlich für HEINE Ladegriffe bestimmt.

Warn- und Sicherheitsinformationen

-  **WARNUNG!** Dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Die Nichtbeachtung kann zu leichten oder mittleren Verletzungen führen. (Hintergrundfarbe gelb, Vordergrundfarbe schwarz).

-  **HINWEIS!** Dieses Symbol wird für Informationen bezüglich Installation, Betrieb, Wartung oder Reparatur verwendet, die wichtig, jedoch nicht mit Gefahren verbunden sind.

Allgemeine Warnhinweise


- Nicht ins Feuer werfen, nicht kurzschließen, nicht modifizieren, nicht sterilisieren, nicht fallenlassen, keinen starken Erschütterungen aussetzen, keiner direkten Sonnenstrahlung aussetzen.

Bei erkennbarer oder vermuteter Beschädigung aussortieren (z.B. austretende Flüssigkeit, mechanische Beschädigung).

Die Batterien können durch Flüssigkeit beschädigt werden. Sie dürfen nicht mit fließendem Wasser gespült oder in Wasser eingetaucht werden.

Nach der hygienischen Aufbereitung der Bodenkappen, lassen Sie das Reinigungsmittel mindestens 15 min. abdampfen bevor Sie den Griff verwenden.

Allgemeine Hinweise

Die Garantie für das gesamte Produkt erlischt bzw. gilt auch nicht, bei Verwendung von nicht originalen HEINE Produkten, nicht originalen Ersatzteilen, und wenn Eingriffe (insbesondere Reparaturen oder Modifikationen) von Personen vorgenommen wurden, die nicht von HEINE autorisiert sind. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter www.heine.com.

Beachten Sie beim Einlegen der Ladebatterie die Polrichtung bzw. die Anweisung/ Pfeile auf der Ladebatterie.

Überprüfen Sie regelmäßig die Ladebatterien. Bei Auffälligkeiten der Betriebs- oder Ladezeit tauschen Sie die Ladebatterie aus.

Wird die Ladebatterie längere Zeit nicht aufgeladen, kann eine Selbstentladung stattfinden. In diesem Fall ist eine erhöhte Ladezeit bei der Wiederaufladung erforderlich.

Entsorgung


- Batterien müssen einer zentralen Sammelstelle zugeführt werden.

Im Anhang finden Sie folgende Tabellen:

- Technische Daten
- Technische Spezifikation der Ladebatterie
- Erläuterung der verwendeten Symbole

HEINE Rechargeable Batteries

These instructions apply to the following products of the HEINE Rechargeable batteries/ battery insert series: NiMH, Li-ion, Li-ion L, M3Z, mini2Z, LED S2Z, LED M2Z, K3Z, M3Z 4 NT Li-ion, M2Z 4 NT Li-ion, K3Z 4 NT Li-ion, S2Z 4 NT Li-ion.


- Please read and follow these instructions for use of and keep them for future reference.


Intended Use

The HEINE rechargeable batteries are intended solely for HEINE rechargeable handles.


-  **For U.S. only: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a Physician or Practitioner!**

Warnings and Safety Information

 **CAUTION!** Indicates potential hazardous situations. Ignoring the corresponding instructions may lead to dangerous situations of mild to moderate extent. (Background color yellow; foreground color black).

 **NOTE!** Indicates valuable advice in terms of installation, operation, maintenance or repair. Notes are important, but not related to hazardous situations.

General Warnings


Do not put into fire, do not short-circuit, do not modify, do not sterilise, do not drop, do not expose to severe shocks or to direct sunlight.

Dispose of batteries in the event of visible or presumed damage (e.g. leaking liquid, mechanical damage).

The batteries can be damaged by liquid. They must not be rinsed in running water or submerged under water.

After hygienic reprocessing of the base caps, allow 15 min for the cleaning agent to evaporate before using the handle.


General Notes

The warranty for the entire product is invalidated if non-genuine HEINE products or non-original parts are used and if repairs or modifications are made to the device by persons not authorized by HEINE. For more information, please visit www.heine.com. Please observe the correct polarity or the instruction/arrow on the rechargeable battery.

Check the rechargeable batteries regularly. In case of any abnormalities in the operating or recharging times, replace the rechargeable batteries.

If the rechargeable battery has not been recharged for a long period it may discharge automatically. If this occurs a longer charging time will be required when recharging.

Disposal

- Dispose at your local collection point.


The appendix contains following tables:

- Technical specification
- Technical specifications of the rechargeable batteries
- Explanation of the used symbols

ENGLISH

Baterías recargables de HEINE


Estas instrucciones de uso son válidas para los siguientes productos de baterías/ unidades de carga recargables HEINE: NiMH, Li-ion, Li-ion L, M3Z, mini2Z, LED S2Z, LED M2Z, K3Z, M3Z 4 NT Li-ion, M2Z 4 NT Li-ion, K3Z 4 NT Li-ion, S2Z 4 NT Li-ion.


- Leer detenidamente las presentes instrucciones de uso y conservar para futuras referencias.

Uso previsto


La batería recargable de HEINE está diseñada exclusivamente para mangos recargables de HEINE.

Información de advertencia y seguridad

 **¡ADVERTENCIA!** Este símbolo advierte de una posible situación peligrosa. La no observancia de las indicaciones puede causar lesiones leves y medias. (fondo amarillo; primer plano, negro).

 **¡NOTA!** Este símbolo se utiliza para informar sobre la instalación, la revisión, el mantenimiento o la reparación, que son importantes pero que no entrañan riesgos.

Notas generales


No arrojar al fuego, no cortocircuitar, no modificar, no esterilizar, no dejarlas caer, no someter a sacudidas bruscas ni exponer a la radiación solar directa.

Si detecta o sospecha que pueden estar dañadas, retírelas (p. ej. pérdida de líquido, daños mecánicos.)

El líquido puede dañar las baterías. No deben enjuagarse en agua corriente ni sumergirse.

Después de la preparación higiénica de base: Deje evaporar el producto de limpieza durante al menos 15 min. antes de utilizar el mango.

General Notes


La garantía para la totalidad del producto se extinguirá y quedará invalidada si se usan productos y piezas de repuesto que no sean originales de HEINE, e igualmente si personas no autorizadas por HEINE manipulan el producto (en especial reparaciones o modificaciones). Puede encontrar más información al respecto en www.heine.com.

Al introducir la batería recargable, tenga en cuenta la polaridad y/o la indicación/flecha impresa sobre ella.

Compruebe regularmente las baterías recargables. Si se producen anomalías durante el funcionamiento o la carga, cambie la batería recargable.

Si no se carga la batería recargable durante un período prolongado, puede que se produzca una autodescarga. En este caso, se necesitará un período de carga más prolongado para volver a cargarla.

Gestión de residuos

- Desechar en un punto limpio de la comunidad.


Adjuntas encontrará las tablas:

- Los datos técnicos
- Especificaciones técnicas de las baterías recargables
- Explicación de los símbolos utilizados

ESPAÑOL

HEINE Laddningsbara batterier


Den här bruksanvisningen gäller för följande produkter i laddningsbara batterier/ laddningsenheter från HEINE: NiMH, Li-ion, Li-ion L, M3Z, mini2Z, LED S2Z, LED M2Z, K3Z, M3Z 4 NT Li-ion, M2Z 4 NT Li-ion, K3Z 4 NT Li-ion, S2Z 4 NT Li-ion.


- Läs och följ denna bruksanvisning noga och spara den för framtida bruk.

Användningsändamål


HEINES laddningsbara batterier får endast användas tillsammans med HEINES laddningsbara handtag.

Varnings- och säkerhetsanvisningar

 **VARNING!** Detta signalord uppmärksammar dig på en potentiellt farlig situation. Om anvisningen inte följs kan det leda till latta eller mätliga skador. (Bakgrund: Gul; förgrund: Svart)

 **TIPS!** Ordet „TIPS“ används för viktig information angående installation, drift, underhåll eller reparation som inte är förbunden med någon risk.

Allmänna varningar


Får inte kastas i eld, kortslutas, modifieras, steriliseras, tappas, utsätts för kraftiga vibrationer eller direkt solstrålning.

Vid identifierbar eller förmodad skada (t.ex. läckande vätska, mekanisk skada) ska batteriet kasseraras.

Batterierna kan skadas av vätska. De får därför inte sköljas under rinnande vatten eller sänkas ner i vatten.

Efter hygienisk beredning av basenheten: Låt rengöringsmedlet avdunsta i minst 15 minuter innan du använder handtaget.

Allmänna instruktioner


Garantin för produkten i dess helhet upphör att gälla, respektive gäller inte heller, vid användning av icke-original-HEINE-produkter eller icke-original-reservdelar eller om åtgärder (i synnerhet reparationer eller modifikationer) vidtagts av personer som inte är auktoriserade av HEINE. Mer information hittar du på www.heine.com.

Beakta polriktningarna vid inläggning av laddningsbatteriet och även instruktion/pilar på laddningsbatteriet.

Kontrollera laddningsbatterierna med jämna mellanrum. Vid avvikelser i drift- eller laddningstid ska laddningsbatteriet bytas ut.

Om laddningsbatteriet inte laddas upp under längre tid kan det självurladdas. I detta fall behövs det ökad laddningstid vid återupplivning.

Avfallshantering

- Avfallshanterta på ett kommunalt insamlingsställe.

Som bilagor hittar du tabellen:

- Tekniska specifikationer
- Tekniska specifikationer för laddningsbatterierna
- Förklaring av de symboler som används

SVENSKA

HEINE Laddningsbara batterier


Den här bruksanvisningen gäller för följande produkter i laddningsbara batterier/ laddningsenheter från HEINE: NiMH, Li-ion, Li-ion L, M3Z, mini2Z, LED S2Z, LED M2Z, K3Z, M3Z 4 NT Li-ion, M2Z 4 NT Li-ion, K3Z 4 NT Li-ion, S2Z 4 NT Li-ion.


- Läs och följ denna bruksanvisning noga och spara den för framtida bruk.

Användningsändamål


HEINES laddningsbara batterier får endast användas tillsammans med HEINES laddningsbara handtag.

Varnings- och säkerhetsanvisningar

 **VARNING!** Detta signalord uppmärksammar dig på en potentiellt farlig situation. Om anvisningen inte följs kan det leda till latta eller mätliga skador. (Bakgrund: Gul; förgrund: Svart)

 **TIPS!** Ordet „TIPS“ används för viktig information angående installation, drift, underhåll eller reparation som inte är förbunden med någon risk.

Allmänna varningar


Får inte kastas i eld, kortslutas, modifieras, steriliseras, tappas, utsätts för kraftiga vibrationer eller direkt solstrålning.

Vid identifierbar eller förmodad skada (t.ex. läckande vätska, mekanisk skada) ska batteriet kasseraras.

Batterierna kan skadas av vätska. De får därför inte sköljas under rinnande vatten eller sänkas ner i vatten.

Efter hygienisk beredning av basenheten: Låt rengöringsmedlet avdunsta i minst 15 minuter innan du använder handtaget.

Allmänna instruktioner


Garantin för produkten i dess helhet upphör att gälla, respektive gäller inte heller, vid användning av icke-original-HEINE-produkter eller icke-original-reservdelar eller om åtgärder (i synnerhet reparationer eller modifikationer) vidtagts av personer som inte är auktoriserade av HEINE. Mer information hittar du på www.heine.com.

Beakta polriktningarna vid inläggning av laddningsbatteriet och även instruktion/pilar på laddningsbatteriet.

Kontrollera laddningsbatterierna med jämna mellanrum. Vid avvikelser i drift- eller laddningstid ska laddningsbatteriet bytas ut.

Om laddningsbatteriet inte laddas upp under längre tid kan det självurladdas. I detta fall behövs det ökad laddningstid vid återupplivning.

Avfallshantering

- Avfallshanterta på ett kommunalt insamlingsställe.


Som bilagor hittar du tabellen:

- Tekniska specifikationer
- Tekniska specifikationer för laddningsbatterierna
- Förklaring av de symboler som används

NEDERLANDS

HEINE oplaadbare batterijen


Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende producten uit de HEINE oplaadbare/ laadeenheden batterijen: NiMH, Li-ion, Li-ion L, M3Z, mini2Z, LED S2Z, LED M2Z, K3Z, M3Z 4 NT Li-ion, M2Z 4 NT Li-ion, K3Z 4 NT Li-ion, S2Z 4 NT Li-ion.


- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor eventuele naslag.

Gebruiksdoel


De HEINE oplaadbare batterij is uitsluitend geschikt voor oplaadbare HEINE handvatten.

Waarschuwing en veiligheidsinformatie

 **WAARSCHUWING!** Dit symbool adverteert u op een mogelijk gevaarlijke situatie. Het negeren daarvan kan leiden tot lichte of middelzware verwondingen. (Achtergrondkleur geel, voorgrondkleur zwart).

 **AANWIJZING!** Het woord „AANWIJZING“ wordt gebruikt voor informatie met betrekking tot installatie, gebruik, onderhoud of reparaties, die belangrijk zijn maar geen risico opleveren.

Algemene waarschuwingen


Niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet wijzigen, niet steriliseren, niet laten vallen, niet blootstellen aan sterke schokken en direct zonlicht.

Bij zichtbare of vermoede beschadiging uitsorteren (bijv. lekkende vloeistof, mechanische beschadiging).

De batterijen kunnen beschadigd worden door vocht. Ze mogen niet met stromend water gespoeeld of in water ondergedompeld worden.

Na de hygiënische bereiding van basiseenheid: Laat het reinigingsmiddel ten minste 15 min. verdampen voordat u het handvat gebruikt.

Algemene aanwijzingen

De garantie voor het totale product vervalt of geldt ook niet bij gebruik van niet-originele producten of niet-originele vervangende onderdelen van HEINE, en wanneer ingrepen (waaronder vooral reparaties of aanpassingen) door personen werden uitgevoerd die niet door HEINE gemachtigd zijn. Verdere informatie hierover vindt u op www.heine.com.

Houd bij het plaatsen van de oplaadbare batterij rekening met de richting van de polen of de aanwijzing/pijlen op de oplaadbare batterij.

Controleer de oplaadbare batterijen regelmatig. Bij abnormaliteiten van de bedrijfs- of oplaadtijd verwisselst u de oplaadbare batterij.

Als de oplaadbare batterij gedurende langere tijd niet wordt opgeladen, kan er een zelfontlading plaatsvinden. In dat geval is een langere oplaadtijd nodig voor het opnieuw opladen van de batterij.

Afvalverwijdering

- Afvoer naar een gemeentelijke inzamellocatie


In bijlage vindt u de tabellen:

- Technische gegevens
- Technische specificatie oplaadbare batterij
- Verklaring van de gebruikte symbolen

DEUTSCH

HEINE Ladebatterien


Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgende HEINE Ladebatterien/Ladeeinheiten: NiMH, Li-ion, Li-ion L, M3Z, mini2Z, LED S2Z, LED M2Z, K3Z, M3Z 4 NT Li-ion, M2Z 4 NT Li-ion, K3Z 4 NT Li-ion, S2Z 4 NT Li-ion.


- Lesen und befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Zweckbestimmung


Die HEINE Ladebatterien sind ausschließlich für HEINE Ladegriffe bestimmt.

Warn- und Sicherheitsinformationen

-  **WARNUNG!** Dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Die Nichtbeachtung kann zu leichten oder mittleren Verletzungen führen. (Hintergrundfarbe gelb, Vordergrundfarbe schwarz).

-  **HINWEIS!** Dieses Symbol wird für Informationen bezüglich Installation, Betrieb, Wartung oder Reparatur verwendet, die wichtig, jedoch nicht mit Gefahren verbunden sind.

Allgemeine Warnhinweise


- Nicht ins Feuer werfen, nicht kurzschließen, nicht modifizieren, nicht sterilisieren, nicht fallenlassen, keinen starken Erschütterungen aussetzen, keiner direkten Sonnenstrahlung aussetzen.

Bei erkennbarer oder vermuteter Beschädigung aussortieren (z.B. austretende Flüssigkeit, mechanische Beschädigung).

Die Batterien können durch Flüssigkeit beschädigt werden. Sie dürfen nicht mit fließendem Wasser gespült oder in Wasser eingetaucht werden.


Nach der hygienischen Aufbereitung der Bodenkappen, lassen Sie das Reinigungsmittel mindestens 15 min. abdampfen bevor Sie den Griff verwenden.

Allgemeine Hinweise

Die Garantie für das gesamte Produkt erlischt bzw. gilt auch nicht, bei Verwendung von nicht originalen HEINE Produkten, nicht originalen Ersatzteilen, und wenn Eingriffe (insbesondere Reparaturen oder Modifikationen) von Personen vorgenommen wurden, die nicht von HEINE autorisiert sind. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie

HEINE genopladelige batterier


Denne brugsanvisning gælder for følgende produkter i HEINE genopladelige batterier/ ladeenheder: NiMH, Li-ion, Li-ion L, M3Z, mini2Z, LED S2Z, LED M2Z, K3Z, M3Z 4 NT Li-ion, M2Z 4 NT Li-ion, K3Z 4 NT Li-ion, S2Z 4 NT Li-ion.


 Læs omhyggeligt brugsanvisningen, og gem den til senere brug.

Formål


De genopladelige HEINE-batterier er kun beregnet til HEINE-ladegreb.

Advarsels- og sikkerhedsoplysninger


 **ADVARSEL!** Dette symbol gør opmærksom på en potentielt farlig situation. Hvis anvisningen ikke følges, kan det medføre moderat eller alvorlig tilskadekomst. (Baggrund: Gul; Forgrund: Sort)

 **HENVISNING!** Dette symbol anvendes i forbindelse med oplysninger vedrørende installation, brug, vedligeholdelse eller reparation, som er vigtige, men ikke forbundet med fare.

Generelle advarsler

 Må ikke kastes på iid, må ikke kortsluttes, må ikke modificeres, må ikke steriliseres, må ikke tabes, må ikke udsættes for kraftige rystelser eller direkte sollys. Kasseres ved synlig beskadigelse eller mistanke herom (f.eks. udstømmende væske, mekanisk beskadigelse). Batterierne kan beskadiges af væske. De må ikke skylles med rindende vand eller nedsænkes i vand. Efter hygiejnisk tilberedning af bundenheden: Lad rengøringsmidlet dampe af i mindst 15 min., inden grebet anvendes.

Generel information

 Garantien for hele produktet ophører eller gælder ikke ved anvendelse af ikke-originale HEINE-produkter, ikke-originale reservedele, og når indgreb (især reparationer eller ændringer) udføres af personer, som ikke er autoriseret af HEINE. Nærmere oplysninger om dette findes på www.heine.com.

Vær opmærksom på polretningen eller anvisningen/pilene på batteriet ved isætning af batteriet.

Kontroller regelmæssigt de genopladelige batterier. Udskift det genopladelige batteri ved påfaldende forskelle i brugs- og opladningstid.

Hvis det genopladelige batteri ikke oplades i længere tid, kan det selvaflade. I så fald tager det længere tid at oplade.

Bortskaffelse


 Bortskaffelse på et kommunalt indsamlingssted.

Tillægget indeholder tabellerne:

- Tekniske data
- Teknisk specifikation for de genopladelige batterier
- Forklaring på de anvendte symboler.

Bateria Recarregável HEINE


Este manual de instruções aplica-se aos seguintes produtos de bateria recarregável / Unidades de carregamento da HEINE: NiMH, Li-ion, Li-ion L, M3Z, mini2Z, LED S2Z, LED M2Z, K3Z, M3Z 4 NT Li-ion, M2Z 4 NT Li-ion, K3Z 4 NT Li-ion, S2Z 4 NT Li-ion.


 Leia atentamente as instruções de utilização e conserve-as para consulta posterior.

Finalidade


A bateria recarregável HEINE é para uso somente com os cabos recarregáveis HEINE.

Informação de advertência e segurança

 **ADVERTÊNCIA!** Este sinal indica uma situação potencialmente perigosa. A não observância pode resultar em ferimentos leves ou moderados. (Fundo: amarelo; primeiro plano: preto).

 **AVISO!** O símbolo de aviso é utilizado nas informações referentes à instalação, funcionamento, manutenção ou reparação, as quais são importantes, mas não oferecem perigo.

Notas Advertências


 Não lançar ao fogo, não provocar curto-circuito, não modificar, não esterilizar, não deixar cair, não expor a choques fortes nem à radiação solar direta.

Excluir em caso de danos visíveis ou suspeita de danos (por ex. líquidos derramados, danos mecânicos).

As baterias podem ficar danificadas devido a líquidos. Não devem ser lavadas com água corrente nem submersas em água.

Após a preparação higiênica de unidade de base: Deixe o detergente evaporar no mínimo 15 min. antes de utilizar o punho.

Notas Gerais

 A garantia pelo produto completo expira ou perde a validade em caso de utilização de produtos não originais da HEINE, peças de substituição não originais e caso tenham sido efetuadas intervenções (especialmente reparos ou modificações) por pessoas não autorizadas pela HEINE. Você pode consultar mais informações com relação a este assunto em www.heine.com.

Ao colocar a bateria recarregável, observe a polaridade ou as instruções/setas na bateria recarregável.

Verifique regularmente as baterias recarregáveis. Em caso de anomalias no tempo de funcionamento ou no tempo de carga, substitua a bateria recarregável.

Se a bateria recarregável estiver muito tempo sem ser carregada, pode ocorrer uma autodescarga. Neste caso, é necessário mais tempo de carga para o recarregamento.

Descartável

 Proceda à eliminação do aparelho em um ponto de coleta municipal.

Em anexo você encontra as tabelas:

- Dados técnicos
- Especificações técnicas das baterias recarregáveis
- Esclarecimento sobre os símbolos utilizados

Technical specification				
Environmental conditions for operation	+10 °C to +35 °C <p>30 % to 75 % rel. humidity <p>700 hPa to 1060 hPa</p></p>			
Environmental conditions for storage	+5 °C to +45 °C <p>45 % to 80 % rel. humidity <p>500 hPa to 1060 hPa</p></p>			
Environmental conditions for transport	-20 °C to +50 °C <p>45 % to 80 % rel. humidity <p>500 hPa to 1060 hPa</p></p>			
Recommended charging temperature of the rechargeable batteries	+10 °C to +35 °C			

	HEINE Li-ion L	HEINE Li-ion	HEINE NiMH	HEINE mini2Z
	(X-007.99.383)	(X-007.99.381)	(X-002.99.382)	(X-001.99.487)
Cell type	Lithium-ion technology		Nickel-metal hydride	
Rated voltage [V]	3.7		3.6	2.4
Capacity [mAh]	2300		1000	750
Charging time NT300/miniNT [h]	approx. 2 (fast charging)		approx. 4 (fast charging)	
Charging time NT200 [h]	24		14	–

	M2Z 4 NT Li-ion	M3Z 4 NT Li-ion	S2Z 4 NT Li-ion	K3Z 4 NT Li-ion
	(X-007.99.104)	(X-007.99.380)	(X-007.99.304)	(X-007.99.394)
Cell type	Lithium-ion technology			
Rated voltage [V]	2.5	3.5	2.5	3.5
Capacity [mAh]	800			
Charging time NT4 [h]	approx. 2.75			

Erläuterung der verwendeten Symbole

Auf dem Gerät bzw. der Verpackung finden sich folgende Symbole:

Explanation of utilized symbols

The following symbols are used on the device or on the packaging:

Explication des symboles utilisés

Les symboles suivants figurent sur l'appareil ou sur l'emballage :

Explicación de los símbolos utilizados

Sobre el aparato o sobre el embalaje se encuentran los siguientes símbolos:

Spiegazione dei simboli utilizzati

Sull'apparecchio e/o sulla confezione sono presenti i seguenti simboli:

Förklaring av symboler som används

På enheten eller på förpackningen hittar du följande symboler:

Verklaring van de gebruikte symbolen

Op het apparaat resp. op de verpakking staan de volgende symbolen:

Forklaring af de anvendte symboler







Følgende symboler findes på apparatet hhv. emballagen:









Käytettyjen symbolien selitys

Laitteesta ja pakkauksesta löytyvät seuraavat symbolit:


Explicação dos símbolos utilizados

Os símbolos seguintes são usados nos equipamentos ou nas suas embalagens:

	CE-Kennzeichnung kennzeichnet die Übereinstimmung mit der Europäischen Medizinprodukterichtlinie 93/42 EWG. The CE mark indicates that the product complies with the European medical device directive 93/42/EEC. Le marquage CE indique la conformité à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. El marcado CE indica la conformidad con la directiva europea 93/42 /CEE relativa a los productos sanitarios. Il marchio CE indica la conformità con la direttiva europea sui dispositivi medici 93/42 CEE. CE-märkning markerar en överensstämmelse med det europeiska direktivet för medicinska produkter 93/42 EEG. CE-markering duidt de overeenstemming aan met de Europese Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42 EEG. CE-mærkningen angiver overensstemmelse med det europæiske direktiv 93/42/EOF om medicinsk udstyr. CE-merkintä tarkoittaa, että laite vastaa eurooppalaisen lääkinnällisiä laitteita koskevan standardin 93/42 ETY vaatimuksia. O símbolo CE identifica a concordância com a Diretriz Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/CEE.
	Katalog- oder Bestellnummer <p>Catalogue- or order number</p> <p>Numéro de catalogue ou de commande</p> <p>Número de catálogo o de pedido</p> <p>Codice catalogo e di dell'ordine numero</p> <p>Katalog- eller Beställningsnummer</p> <p>Catalogus- of Bestelnummer</p> <p>Katalog- eller Ordrenummer</p> <p>Luettelo- tai viitenumero</p> <p>Número de catálogo ou do pedido</p>
	Hersteller <p>Manufacturer</p> <p>Fabricant</p> <p>Fabricante</p> <p>Produttore</p> <p>Tillverkare</p> <p>Fabrikant</p> <p>Producent</p> <p>Valmistaja</p> <p>Fabricante</p>
	Herstelldatum <p>Date of manufacture</p> <p>Date de fabrication</p> <p>Fecha de fabricación</p> <p>Data di produzione</p> <p>Tillverkningsdatum</p> <p>Productiedatum</p> <p>Produktionsdato</p> <p>Valmistuspäivä</p> <p>Data de fabricação</p>
	Entsorgung an einer kommunalen Sammelstelle <p>Dispose at your local collection point</p> <p>Mise au rebut au point de collecte local</p> <p>Desechar en un punto limpio de la comunidad</p> <p>Smaltimento in un centro di raccolta comunale</p> <p>Afvallshanter a på ett kommunalt insamlingsställe</p> <p>Afvoer naar een gemeentelijke inzamellocatie</p> <p>Bortskaffelse på et kommunalt indsamlingssted</p> <p>Laitte on hävitettävä paikalliseen keräyspisteeseen</p> <p>Proceda à eliminação do aparelho em um ponto de coleta municipal</p>
	Zulässiger Temperaturbereich in °C für Lagerung und Transport <p>Temperature limits in °C for storage and transport</p> <p>Plage de température admise en °C pour le stockage et le transport</p> <p>Rango de temperatura permitida en °C para almacenar y transportar el producto</p> <p>Temperatura ammessa in °C per conservazione e trasporto</p> <p>Tillåtet temperaturintervall i °C för lagring och transport</p> <p>Toegestane temperaturen in °C voor opslag en transport</p> <p>Tilladt temperaturområde i °C ved opbevaring og transport</p> <p>Näyttää pakkauksen sallitun säilytys- ja kuljetuslämpötilan (°C)</p> <p>Limite de Temperatura em °C para armazenamento e transporte</p>

	Zulässiger Temperaturbereich in °F für Lagerung und Transport <p>Temperature limits in °F for storage and transport</p> <p>Plage de température admise en °F pour le stockage et le transport</p> <p>Rango de temperatura permitida en °F para almacenar y transportar el producto</p> <p>Temperatura ammessa in °F per conservazione e trasporto</p> <p>Tillåtet temperaturintervall i °F för lagring och transport</p> <p>Toegestane temperaturen in °F voor opslag en transport</p> <p>Tilladt temperaturområde i °F ved opbevaring og transport</p> <p>Näyttää pakkauksen sallitun säilytys- ja kuljetuslämpötilan (°F)</p> <p>Limite de Temperatura permitida em °F para armazenamento e transporte</p>
	Zulässige Luftfeuchtigkeit für Lagerung und Transport <p>Humidity limitation for storage and transport</p> <p>Humidité admise pour le stockage et le transport</p> <p>Humedad del aire permitida para almacenar y transportar el producto</p> <p>Umidità atmosferica ammessa durante il trasporto e la conservazione</p> <p>Tillåten luftfuktighet för transport och lagring</p> <p>Toegestane luchtvochtigheid voor opslag en transport</p> <p>Tilladt luftfugtighed ved opbevaring og transport</p> <p>Sallittu ilmankosteus kuljetuksen ja varastoinnin aikana</p> <p>Umidade do ar admissível para o armazenamento e transporte</p>
	Zulässiger Luftdruck für Lagerung und Transport <p>Pressure limitation for storage and transport</p> <p>Pression atmosphérique admise pendant le transport et le stockage</p> <p>Presión de aire permitida para almacenar y transportar el producto</p> <p>Pressione atmosferica ammessa durante il trasporto e la conservazione</p> <p>Tillåten lufttryck för lagring och transport</p> <p>Toegestane luchtdruk voor opslag en transport</p> <p>Tilladt lufttryk ved opbevaring og transport</p> <p>Sallittu ilmanpaine kuljetuksen ja varastoinnin aikana</p> <p>Pressão do ar admissível para o armazenamento e transporte</p>
	Vorsicht Bruchgefahr! <p>Fragile, handle with care!</p> <p>Fragile ! Manipuler avec soin</p> <p>Atención. Frágil.</p> <p>Attenzione: pericolo di rottura!</p> <p>Försiktig! Risk för brott</p> <p>Voorzichtig, kans op breuk!</p> <p>Forsigtig, risiko for brud!</p> <p>Varo särkymisvaaraa!</p> <p>Frágil, manuseie com cuidado!</p>
	Trocken lagern! <p>Keep dry!</p> <p>Conserver au sec !</p> <p>Conservar en un lugar seco!</p> <p>Evitare ambienti umidi!</p> <p>Förvaras torr!</p> <p>Droog bewaren!</p> <p>Opbevares tørt!</p> <p>Säilytetään kuivassa paikassa!</p> <p>Armazenar em ambiente seco!</p>
	Grüner Punkt (länderspezifisch) <p>“Grüner Punkt” (country-specific)</p> <p>Point vert (spécifique à chaque pays)</p> <p>Punto verde (según cada país)</p> <p>Punto verde (in base al paese)</p> <p>Grön punkt (nationellt specifikt)</p> <p>Groene punt (landespecifiek)</p> <p>Grønt punkt (landespecifikt)</p> <p>Kierrätettävissä (maakohtaisesti)</p> <p>Ponto verde (especifico para cada país)</p>
	Gebruiksaanweisung verbindlich befolgen <p>(Hintergrundfarbe: blau, Vordergrundfarbe: weiß)</p> <p>Follow instructions for use!</p> <p>(Background color: blue, foreground color: white.)</p> <p>Suivre le mode d'emploi.</p> <p>(Couleur de fond : bleu ; couleur du premier plan : blanc)</p> <p>Seguir obligatoriamente las instrucciones de uso.</p> <p>(Color de fondo: azul, color de primer plano: blanco)</p> <p>Attenersi obbligatoriamente alle istruzioni per l'uso.</p> <p>(Colore dello sfondo: blu, colore in primo piano: bianco)</p> <p>Bruksanvisningen ska alltid följas.</p> <p>(Bakgrundsfärg: blå, förgrundsfärg: vit)</p> <p>De gebruiksaanwijzing is bindend en dient gevolgd te worden.</p> <p>(achtergrondkleur: blauw, voorgrondkleur: wit)</p> <p>Følg altid brugsanvisningen.</p> <p>(Baggrundsfaræg: blå; forgrundsfarve: Hvid)</p> <p>Käyttöohjetta on noudatettava tarkasti.</p> <p>(Taufstävåri: sininen, etuajan väri: valkoinen)</p> <p>Siga as intruções de uso!</p> <p>(Cor de fundo: azul, cor de primeiro plano: branco)</p>
	Gebruiksaanweisung lesen. <p>Instructions for use</p> <p>Mode d'emploi</p> <p>Manual de instrucciones</p> <p>Istruzioni per l'uso</p> <p>Bruksanvisning</p> <p>Gebruiksaanwijzing</p> <p>Bruksanvisning</p> <p>Käyttöohjeet</p> <p>Instruções de utilização</p>

Manufacturer:

 **HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**
Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany
www.heine.com