

HEINE – Compatibilité des otoscopes VET

Veuillez noter que tous les spéculums réutilisables sont autoclavables.



Spéculums	Description	Réf.	G 100 LED	BETA 200 VET	BETA 100 VET*	Otoscope opératoire*
Spéculums en métal réutilisables (longs et fermés)						
	Longueur 57 mm/Ø 4 mm	G-000.21.330	✓			
	Longueur 65 mm/Ø 6 mm	G-000.21.331	✓			
	Longueur 90 mm/Ø 7 mm	G-000.21.332	✓			
	Longueur 170 mm/Ø 10 mm	G-000.21.350	✓			
Spéculums en métal réutilisables (fendus)						
	Longueur 65 mm/Ø 6 mm	G-000.21.341	✓			
	Longueur 90 mm/Ø 7 mm	G-000.21.342	✓			
	Spéculum expansible pour utilisation avec la tête fendue longueur 95 mm	G-000.21.360	✓			
Spéculums réutilisables en SANALON S (courts et fermés)						
	1 jeu de 5 spéculums vétérinaires en SANALON S	G-000.21.316	✓		✓	
	Longueur 40 mm/Ø 2,2 mm	G-000.21.310	✓		✓	
	Longueur 40 mm/Ø 2,8 mm	G-000.21.311	✓		✓	
	Longueur 40 mm/Ø 3,5 mm	G-000.21.312	✓		✓	
	Longueur 40 mm/Ø 4,5 mm	G-000.21.313	✓		✓	
	Longueur 40 mm/Ø 5,5 mm	G-000.21.314	✓		✓	
Spéculums à baïonnette réutilisables pour otoscope opératoire						
	1 jeu de 5 spéculums auriculaires, 1 spéculum nasal	B-000.11.221				✓
	3 spéculums auriculaires, Ø 3,5/4,5/5,5 mm	B-000.11.222				✓
	Spéculum auriculaire Ø 2,2 mm	B-000.11.215				✓
	Spéculum auriculaire Ø 2,2 mm	B-000.11.216				✓
	Spéculum auriculaire Ø 3,5 mm	B-000.11.217				✓
	Spéculum auriculaire Ø 4,5 mm	B-000.11.218				✓
	Spéculum auriculaire Ø 5,5 mm	B-000.11.219				✓
	Spéculum nasal Ø 10 mm	B-000.11.220				✓
Spéculums réutilisables en SANALON S pour BETA 200 VET et BETA 100 VET						
	1 jeu de 3 spéculums réutilisables en SANALON S	G-000.21.213		✓	✓ ¹	
	Longueur 61 mm/Ø 4 mm	G-000.21.210		✓	✓ ¹	
	Longueur 61 mm/Ø 6 mm	G-000.21.211		✓	✓ ¹	
	Longueur 61 mm/Ø 9 mm	G-000.21.212		✓	✓ ¹	
	Adaptateur pour spéculums réutilisables VET	G-000.21.214			✓	
Spéculums UniSpec à usage unique (gris)						
	Carton de 1000 spéculums UniSpec à usage unique Ø 2,5 mm	B-000.11.242	✓ ²		✓	✓
	Carton de 1000 spéculums UniSpec à usage unique Ø 4 mm	B-000.11.241	✓ ²		✓	✓
	Adaptateur pour utilisation avec la tête fendue	G-000.21.302	✓			
Spéculums à usage unique AllSpec (gris)						
	Carton avec 1000 pièces Ø 2,5 mm	B-000.11.128			✓ ³	✓ ³
	Carton avec 1000 pièces Ø 4 mm	B-000.11.127			✓ ³	✓ ³
	Distributeur de spéculums de 250 pièces Ø 2,5 mm	B-000.11.153			✓ ³	✓ ³
	Distributeur de spéculums de 250 pièces Ø 4 mm	B-000.11.152			✓ ³	✓ ³
	Carton de 10 distributeurs de 250 pièces Ø 2,5 mm	B-000.11.151			✓ ³	✓ ³
	Carton de 10 distributeurs de 250 pièces Ø 4 mm	B-000.11.150			✓ ³	✓ ³
	Adaptateur pour spéculums à usage unique AllSpec	B-000.11.306			✓	✓

¹ avec adaptateur G-000.21.214



² avec adaptateur G-000.21.302



³ avec adaptateur B-000.11.306



*Arrêt de fabrication en 2021

