

Nous avons inventé le dermatoscope il y a 30 ans. Nous venons de le réinventer.

Les Dermatoscopes DELTA 30 et DELTAone.





LE DERMATOSCOPE HEINE DELTA 30.

S'il y a quelque chose à découvrir, vous le verrez.

Non seulement, notre dermatoscope haut de gamme remporterait tous les concours de beauté, il se distingue également par la meilleure imagerie que nous ayons jamais développée. Et ce, avec un champ de vision véritable de 30 millimètres. À cela s'ajoute une fidélité des couleurs

jamais vues jusqu'ici, bien évidemment en LED^{HQ}. Sans oublier le travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation. Mais avant tout, il offre une bonne prise en main par son design en angle ainsi qu'une utilisation intuitive. Regardez à travers, il y a beaucoup à découvrir.

Image extrêmement nette avec le système optique achromatique HEINE

Changement rapide d'un examen en mode contact à un examen sans contact

Manipulation ergonomique grâce au design en angles du produit

Champ de vision maximal avec 30 vrais mm (lentille de 32 mm) Ø

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITY.

Fidélité des couleurs exceptionnelle grâce aux LED^{HQ}

Documentation numérique avec l'application exclusive HEINE DERM ou le système HEINE Cube*





LE DERMATOSCOPE HEINE DELTAone.

La mobilité et la qualité ne font plus que «one».

Petit d'extérieur, grand de l'intérieur. Le corps médical sera très vite séduit par la mobilité de cette innovation. L'image extrêmement nette est obtenue avec le système optique achromatique HEINE. À cela s'ajoute une fidélité des couleurs exceptionnelle qui repose sur la qualité de nos LED^{HQ}. L'examen est rendu particulièrement agréable

avec la polarisation qui permet au médecin de travailler sans être gêné par les reflets ni être ébloui. Ce sont ces 3 caractéristiques – netteté, LED^{HQ} et travail sans reflets – qui font du DELTAone un outil de travail indispensable dans la poche de sa blouse et toujours à portée de main.

Image extrêmement nette avec le système optique achromatique HEINE

Changement rapide d'un examen en mode contact à un examen sans contact

Se glisse dans toutes les poches de blouse



Travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITY.

Fidélité des couleurs exceptionnelle grâce aux LED^{HQ}

Documentation numérique avec l'application exclusive HEINE DERM ou le système HEINE Cube*

LES DERMATOSCOPIES DELTA 30 ET DELTAone.

Voir ce qu'il y a à voir.

Des couleurs fabuleuses. Le DELTA 30 est le meilleur instrument en termes de qualité d'image que nous ayons jamais conçu. Le DELTAone offre une précision diagnostique élevée et, grâce à ses dimensions compactes, est toujours à portée de main dans une poche de la blouse.


Pour découvrir les performances de ces deux outils, il faut regarder à travers eux : les systèmes optiques achromatiques HEINE offrent une fidélité des couleurs telle qu'on ne l'a encore jamais vue grâce aux LED^{HQ} spécialement développées à cet effet.




LED conventionnelle



LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITY.



Représentation conventionnelle



Représentation avec l'un des dermatoscopes HEINE

Lorsqu'il s'agit des détails. Le système optique achromatique HEINE que nous avons intégré dans les deux dermatoscopes de la série DELTA fournit l'éclairage optimal jusqu'au niveau des bords. La lumière est diffusée de manière homogène et régulière sur l'ensemble du champ de vision.

Résultat : pas de reflets perturbateurs, d'ombres, de taches claires ou foncées. Avec une netteté jamais vue auparavant et une richesse de détails fabuleuse – indépendamment de la distance de travail. Pour le DELTA 30 avec une taille impressionnante du champ de vision de 30 véritables mm de diamètre.

LES DERMATOSCOPES DELTA 30 ET DELTAone.

En numérique. Tout simplement.

Les deux dermatoscopes peuvent être combinés avec des adaptateurs pour l'iPhone* à partir de la version 6 et de nombreux autres smartphones. Avec l'application exclusive HEINE DERM, il est désormais possible de

créer des dossiers patients, de gérer et d'archiver des clichés ainsi que d'enregistrer des documentations sérielles pendant une durée définie. L'application HEINE DERM s'installe aisément et l'utilisation du logiciel est facile et intuitive.



APERÇU DE COMMANDE

Place au numérique.

DELTA 30 avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui	K-230.28.305
DELTAone Standard Edition (noir-argenté) avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui	K-210.28.305
DELTAone White Edition (blanc-argenté) avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui	K-211.28.305
Embout de contact avec graduation pour DELTA 30	K-000.34.220
Petit embout de contact pour DELTA 30. Pour l'examen des lésions pigmentaires difficiles d'accès.	K-000.34.206
Embout de contact avec graduation pour DELTAone	K-000.34.222
Petit embout de contact pour DELTAone. Pour l'examen des lésions pigmentaires difficiles d'accès.	K-000.24.207
Charger 30 chargeur de table pour DELTA 30	X-002.99.212
Les coques d'adaptation pour iPhone* actuellement disponibles pour les DELTA 30 et DELTAone se trouvent sur www.heine.com/fr/coque-pour-smartphones	
Adaptateur Smartphone Universel. Compatible sur la plupart des coques de smartphones. L'adaptateur est compatible seulement sur les coques portables à surface lisse, la caméra ne doit pas dépasser de la coque.	K-000.34.270

*Apple iPhone n'est pas compris dans le cadre de la livraison. Apple, le logo d'Apple, et l'iPhone sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de prestation de service Apple Inc.

QUALITY made in GERMANY.

L'un des leaders mondiaux dans la fabrication d'instruments de diagnostic primaire fort de plus de 500 employés, HEINE Optotechnik est depuis plus de 75 ans une entreprise familiale dirigée à 100% par ses propriétaires. Nous continuerons à développer et à fabriquer les instruments HEINE sur nos sites de production en Allemagne, en combinant des décennies d'expérience et de maîtrise artisanale aux technologies de fabrication les plus modernes.

Nous sommes présents dans plus de 120 pays, avec des filiales aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Suisse ainsi que 3000 représentants, importateurs et revendeurs spécialisés.

Nous restons à votre entière disposition et sommes à l'écoute de vos avis, vos souhaits et vos suggestions concernant nos produits !



■ FILIALES HEINE &
DISTRIBUTEURS HEINE

 **HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany,
Tel. +49 (0) 81 05 - 77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 - 77 28 20 2
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com



09/21. A-000.00.237 f

