

# HEINE DELTAone

Das Wichtigste in Kürze

Echte 21 mm Ø  
Sichtfeld

Auf Knopfdruck  
zwischen  
polarisiertem und  
nicht-polarisiertem  
Licht wechseln =  
Toggle Funktion.  
Mehr unter  
[heine.com/de/Toggle](http://heine.com/de/Toggle)


3 Helligkeitsstufen

An/Aus



# HEINE DELTAone

## Das Wichtigste in Kürze



## Ein Film sagt mehr als 1.000 Worte



Der Film „**Anwendung**“ zeigt das DELTAone in Aktion am Patienten.



**Erinnern Sie sich an jedes Muttermal.**

Der HEINE DERManager\* ist die ideale Ergänzung zu Ihrem DELTAone. Diese Softwarelösung macht die digitale Verwaltung von Hautaufnahmen zum Kinderspiel.

\*Verfügbar in Deutschland. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in weiteren Ländern auf unserer Webseite.

