

HEINE DELTAone

Dati principali

Campo visivo
effettivo
di 21 mm Ø

Passaggio dalla
luce polarizzata
a quella non
polarizzata con la
pressione di un
tasto = funzione
"Toggle".
Maggiori informazioni
alla pagina
heine.com/it/Toggle

3 livelli di luminosità

ON/OFF



HEINE DELTAone

Dati principali

Passaggio dalla luce polarizzata a quella non polarizzata con la pressione di un tasto = funzione "Toggle".
Maggiori informazioni alla pagina heine.com/it/Toggle

Ricarica con cavo micro USB



- Stato di carica > 25%
- Stato di carica < 25%
- ★ lampeggiante Stato di carica < 10%

Un film vale più di 1.000 parole



Il film "Application" mostra il DELTAone in azione sul paziente.



Nel film "DELTAone DERM app" vedrete come utilizzare il DELTAone per la documentazione digitale con l'esclusiva app HEINE DERM.



Il film "DELTAone Cube System" mostra il DELTAone in combinazione con il sistema di gestione di dati e immagini HEINE*.

