

∴ Oftalmoscopio indirecto binocular HEINE SIGMA® 250

Diagnóstico fácil y preciso.



70%
más pequeña
y mas ligera

Fuente de alimentación
compacta y ligera:
HEINE mPack mini

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.



OFTALMOSCOPIO INDIRECTO BINOCULAR HEINE SIGMA[®] 250

Montado sobre gafas, ligero y con una multitud de beneficios.

S-FRAME ajustable.
La ligera montura de gafas puede ajustarse a cada persona para una mayor comodidad.

Montura ligera.
Fibra de carbono de alta resistencia reduce el peso de la montura, al tiempo que la hace muy estable.



Hermético al polvo. Exento de mantenimiento.

La óptica de precisión HEINE.

Para cualquier tamaño de pupila. Ajuste independiente de convergencia y del ángulo de paralaje para imágenes estereoscópicas totalmente iluminadas en pupilas de todos los tamaños de hasta 2 mm y en la periferia.



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

El nuevo estándar en iluminación LED produce una luz clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso. El rojo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color de típ. 4000K, CRI típ. ≥90, buena reproducción de tonos rojos.



HEINE mPack mini – Fuente de alimentación compacta y ligera para SIGMA 250.

La nueva fuente de poder de alto rendimiento HEINE mPack mini ofrece libertad de cables que atan a usuarios a la pared, el escritorio o fuentes de poder estáticas. Con un peso de solamente 95 g y unas dimensiones de 44 x 23 x 101 mm, esta fuente de poder móvil es ahora aproximadamente 70 % más pequeña y más ligera.

Nuevo: mPack mini clip para cinturón que permite colocar fácilmente la fuente de alimentación en el cinturón o en la cinturilla del pantalón. El mPack mini puede cargarse también en el clip para el cinturón. Gracias a la tecnología de batería Li-ion la fuente de poder tiene un tiempo de operación típ. de 11 horas, uso continuo a máxima intensidad.

SIGMA 250 Kit con S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini con fuente de alimentación de enchufe E4-USB, Cinta de sujeción, Líquido limpiador para S-FRAME, mPack mini clip para cinturón

C-008.33.341

SIGMA 250 M2* Kit con S-FRAME

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack mini con fuente de alimentación de enchufe E4-USB, Cinta de sujeción, Líquido limpiador para S-FRAME, mPack mini clip para cinturón

C-008.33.346

SIGMA 250 Set con S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini con fuente de alimentación de enchufe E4-USB, Depresor escleral grande, Depresor escleral pequeño, Lupa de oftalmoscopia A.R. 20D, Espejo coobservador, Filtro azul y filtro amarillo, Difusor, Cinta de sujeción Líquido limpiador para S-FRAME, mPack mini clip para cinturón, Maletín de transporte



C-281.41.671

SIGMA 250 M2* Set con S-FRAME

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack mini con fuente de alimentación de enchufe E4-USB, Depresor escleral grande, Depresor escleral pequeño, Lupa de oftalmoscopia A.R. 20D, Espejo coobservador, Filtro azul y filtro amarillo, Difusor, Cinta de sujeción Líquido limpiador para S-FRAME, mPack mini clip para cinturón, Maletín de transporte

C-279.41.671

* El SIGMA 250 M2 posee un diafragma de punto en lugar de diafragma pequeña.

Diafragma SIGMA 250:  Diafragma SIGMA 250 M2: 

► Mas informaciones referente a productos de HEINE Usted puede encontrar en www.heine.com

