

HEINE OMEGA 600

oftalmoscopio indiretto

UNO SGUARDO RAPIDO ALLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI.

Vi ringraziamo per aver scelto HEINE OMEGA 600 e vi auguriamo il massimo successo e divertimento nel lavoro con il vostro nuovo strumento di lavoro.



Il video "Come configurare il vostro OMEGA 600" spiega come adattare lo strumento alle vostre esigenze personali.

HEINE OMEGA 600 oftalmoscopio indiretto



Regolazione dell'altezza

Leva di regolazione dell'unità ottica
Per altezza e distanza

Leva di selezione

Diffusore HEINE, spot piccolo, medio e grande

Regolazione dell'altezza dell'illuminazione

Leva di regolazione stereoscopica
Fornisce le migliori immagini 3D, per qualsiasi dimensione della pupilla e durante l'esame della periferia della retina



Funzione di esclusione dell'unità ottica
Per interazioni più pratiche con i pazienti



Oculari: Per adattare al meglio la vostra visione è possibile sostituire l'oculare +2D montato inizialmente con la lente neutra 0D (fornita con lo strumento)



Regolazione della larghezza



Specchietto per secondo osservatore TM2



Copertura antipolvere per il vetro frontale

Saremmo molto felici se volette vorrete condividere le vostre esperienze o scoperte:
#heine #iuseheine #OMEGA600



www.heine.com

05/23 V-300.00.046 i

