



¡YA DISPONIBLE!

**La nueva espátula  
hiperangulada HEINE  
visionPRO HyMac 3.**

# Nueva y diferente. Y todo como de costumbre.

De vez en cuando, en las vías respiratorias se producen situaciones en las que es necesario mirar «un poco más allá» y resulta ventajosa una espátula ligeramente más curvada. Para estas situaciones especiales existe ahora la nueva espátula de un solo uso HEINE visionPRO HyMac 3.

Está curvada en la zona distal, de modo que se inclina bruscamente detrás de la base de la lengua y ayuda a levantar la epiglotis «casi por sí sola».

- ▶ La visionPRO HyMac 3 puede utilizarse como una espátula visionPRO Mac normal – el resultado es un manejo intuitivo sin necesidad de formación adicional
- ▶ Una varilla guía común es todo lo que se necesita para guiar el tubo endotraqueal de forma segura hasta el objetivo
- ▶ Sin un aumento innecesario de la complejidad del proceso de intubación
- ▶ Rápida & intuitiva

## LA PRIMERA ESPÁTULA HIPERANGULADA FABRICADA CON MATERIAL RECICLADO.

- ▶ Protección medioambiental gracias a la reducción de CO<sub>2</sub>
- ▶ Fabricación sostenible en una máquina de bajo consumo con energía verde
- ▶ Reducción del consumo de material:  
Diseño minimalista & proceso de moldeo por inyección con pocos residuos

## SEGURO E HIGIÉNICO.

- ▶ Rotulación bien visible
- ▶ Inserción segura, incluso en situaciones críticas de tiempo
- ▶ El diseño de espátula protege el brazo de cámara frente a la contaminación y permite un reprocesamiento rápido y eficaz
- ▶ Cada espátula viene en un envase sellado higiénicamente

visionPRO HyMac 3 espátulas de un solo uso, caja de 10

F-000.22.246

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany  
www.heine.com



Reservado el derecho a modificación sin previo aviso.

07/23. A-000.00.239 ES

