

## HEINE CUBE System

Bild & Daten Management für bis zu 10 mobile, digitale Dermatoskope.



Verwaltet Bilder, spart Zeit und versteckt sich im Schrank.

# WIN 1: Clevere INVES- TITION.



**SCHÖN FÜR DEN ARZT, DIE GEMEINSCHAFTS-  
PRAXIS ODER DIE HAUTKLINIK.**

Das HEINE Cube System ist zusammen mit dem HEINE iC1 Dermatoskop und der schlaunen Software das innovative Datenmanagement für serielle Haut-Aufnahmen im Zeitverlauf. Und Ergebnis einer umfassenden Analyse der ganz persönlichen Arbeitsabläufe vieler Dermatologen weltweit. Das HEINE Cube System unterstützt Ärzte bei der Hautkrebsfrüherkennung. Keine Kabel, kein umständliches Hin und Her zwischen Patient und Computer, viele smarte Ideen zum Bildvergleich und jeder Arbeitsschritt ergibt sich intuitiv und logisch, ist dabei aber absolut individuell.

Ein HEINE Cube kann im Gegensatz zu anderen Systemen via WLAN von einem oder mehreren Ärzten gleichzeitig genutzt werden. Kabellos können ein bis zu zehn HEINE iC1 Dermatoskope und unbegrenzt viele Tablets, sowie ebenfalls unbegrenzt viele Computer und Arbeitsplätze, parallel mit nur einem Cube kommunizieren.

So bleiben Praxen oder Kliniken absolut flexibel bei der Raumbelastung, reduzieren Wartezeiten und beschleunigen die Patientenversorgung.

Sollen also mehr als ein digitales iC1 Dermatoskop angeschafft werden, ist die Investition in ein HEINE Cube System im Vergleich zu unseren Mitbewerbern finanziell noch einmal deutlich interessanter.

# WIN 2: Deutliche ZEITER- SPARNIS.



**SCHÖN FÜR DIE MEDIZINISCHE  
FACHANGESTELLTE.**

Zeit spart nicht nur der Arzt, sondern vor allem auch die medizinischen Fachangestellten (MFA). Das HEINE Cube System übernimmt die relevanten Daten aus der digitalen Patientenakte 1:1 und auf Knopfdruck aus Ihrem Patienten Management System (PMS).

Das freut die MFA, denn dieser Automatismus spart viel Arbeit und eben Zeit. Und minimiert – ganz nebenbei – eine Fehlerquelle, die durch die wiederholte Eingabe von Patientendaten entsteht.

Der Workflow in der Praxis oder der Klinik ist damit effizienter und flexibler. Und diese Effizienzsteigerungen rechnen sich am Ende für das gesamte Praxisteam.

# HEINE Cube UND iC1 Dermatoskop: Zusammen UNSCHLAGBAR.



LED<sup>HQ</sup>

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.



## SCHARF, SCHÄRFER, AM SCHÄRFSTEN.

Gestochen scharfe Bilder. Einerseits aufgrund unseres präzisen asphärischen optischen Systems. Andererseits aufgrund der 12 Megapixel Bildqualität bei der Verwendung eines iPhone\* ab Version 6s.

## GROSS, GRÖSSER, AM GRÖSSTEN.

Das hochwertige asphärische Optiksystème mit bis zu 40-facher nutzbarer Vergrößerung bietet alles, was man in der Praxis braucht.

## LED IN HEINE QUALITÄT.

Rot ist Rot. Braun ist Braun. Gerade in der Dermatoskopie ist die Farbtreue der HEINE LED<sup>HQ</sup> absolut unerlässlich und unnachahmlich.

## ERKENNEN DES BLINK SIGNS MITTELS TOGGLE FUNKTION.

Per Knopfdruck zwischen polarisiertem und nicht polarisiertem Licht wechseln. So werden kristalline Strukturen deutlich deutlicher.

## VIELE SEHEN EIN SMARTPHONE. WIR SEHEN EINE HERVORRAGENDE KAMERA UND EIN ERST-KLASSIGES DISPLAY.


Wir haben uns für die aus unserer Sicht beste Kamera, das Display mit der höchsten Auflösung und der fortschrittlichsten Touchscreen Technologie entschieden. Die Auswahl des iPhones als Kamera für das iC1 Dermatoskop erfolgte also unter qualitativen, anwenderorientierten und Kostengesichtspunkten.

## PLUG IN & WORK ON.

Es ist so einfach, als würden Sie ein neues Smartphone im WLAN anmelden. Cube anschalten, Zugangsdaten eingeben, App auf dem iPhone installieren, auf das iC1 Dermatoskop schieben, loslegen.

\* Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

# HEINE Cube System: SCHNELL, FLEXIBEL und INTUITIV.



UNSERE ENTWICKLER HABEN BESONDERS HART GEARBEITET, DAMIT SIE BESONDERS LEICHT ARBEITEN.

## **1 DER TAG FÄNGT JA SCHON MAL GUT AN: PRAKTISCHE TAGES-LISTE.**

Die Patientendaten werden 1:1 und auf Knopfdruck vom Cube System aus Ihrem PMS in eine Tages- oder Arbeitsliste übernommen. In der Reihenfolge der Termine kann der Arzt nun an jedem Computer die digitale Patientenakte aufrufen. Tageslisten können sowohl für verschiedene Behandlungszimmer als auch für verschiedene Ärzte angelegt werden.

## **2 WARUM UMSTÄNDLICH, WENN ES AUCH EINFACH GEHT: BILDZUORDNUNG LEICHT GEMACHT.**

Ob Sie lieber Übersichts-, Einzel- oder Serienaufnahmen machen, Aufnahmen gleich oder später kommentieren, bleibt Ihnen überlassen. Einzigartig ist die Übersichtsfunktion: Erstellen Sie beispielsweise eine Aufnahme des gesamten Oberkörpers des Patienten, können Detailfotos ganz einfach auf dieser Übersichtsaufnahme platziert werden.

## **3 DIE VERDÄCHTIGEN SOFORT IM BLICK: ÜBERSICHTLICH UND AUSSAGEKRÄFTIG.**

Die exklusive Funktion „Vergleichs-Assistent“ zeigt alle Bildserien an, die bei früheren Besuchen aufgenommen wurden und unterstützt dabei, Unterschiede deutlicher erkennbar zu machen.

## **4 HIN UND WEG: KABELLOSE BILDÜBERTRAGUNG IN ECHTZEIT.**

Wenn Sie ein Bild aufnehmen, wird dieses sofort an den HEINE Cube via WLAN übertragen und dann aus dem Speicher gelöscht. So steht es direkt nach der Aufnahme – auch weiteren Anwendern – am Computer oder Tablet zur Verfügung.

## **5 BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK: SMARTE IDEEN ZUR SERIELLEN DOKUMENTATION.**

Aktuelle Aufnahmen kann man 1:1 schon während der Untersuchung mit früheren Aufnahmen vergleichen. Oder vier Fotos nebeneinanderlegen, um die Darstellung eines zeitlichen Verlauf zu unterstützen. Oder als Slide-Over, indem man zwei Bilder übereinander schiebt. Oder mittels Kontur Vergleich, bei dem man die Umrisse eines früheren Bildes über die aktuelle Aufnahme legt.

# WIN 3: Rundum GUT VERSORGT.



## SCHÖN FÜR DIE PATIENTEN.

Die Bilder stehen in Echtzeit sofort nach der Aufnahme zur Verfügung und können gemeinsam mit dem Patienten besprochen werden. Entweder direkt auf dem iPhone\*, einem Tablet via WLAN oder einem Monitor.

Durch den Vergleichs-Assistent, eine Vorher-Nachher Sonderfunktion des Cube Systems, werden Veränderungen und Resultate im Behandlungsverlauf für den Patienten besonders gut nachvollziehbar.

Zum Thema Datenschutz: Sämtliche Daten und Aufnahmen sind im HEINE Cube System absolut sicher verwahrt. Sie sind nur lokal und nicht auf dem Aufnahmegerät gespeichert. Ausschließlich der Arzt beziehungsweise die Klinik haben einen passwortgeschützten Zugriff. Sie können jedoch auf einem Datenträger oder ausgedruckt vom Patienten mitgenommen werden.

# WIN 4: Unendliche MÖGLICH- KEITEN.



## SCHÖN FÜR DIE ÄSTHETISCHE DOKUMENTATION.

Hautbehandlungen mittels Laser oder Intense Pulse Light (IPL) können Varizen, Falten, Narben, übermäßige Pigmentierungen, Tattoos, Dehnungsstreifen und vieles mehr verringern oder ganz entfernen. In den meisten Fällen werden für ein optimales Resultat jedoch mehrere Sitzungen benötigt, die positiven Effekte an der Haut werden erst nach und nach sichtbar.

Dabei kann es passieren, dass Patienten ungeduldig werden, weil die Veränderungen nicht sofort offensichtlich sind. Das HEINE Cube System unterstützt den behandelnden Arzt, indem es die Verbesserungen im Hautbild – Schritt für Schritt – leicht nachvollziehbar macht. So trägt das HEINE Cube System entscheidend dazu bei, die Patientenzufriedenheit zu verbessern und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Patient die Behandlung nicht abbricht, bevor ein optimales Ergebnis erreicht wird.





# Vom HEINE Cube werden Ihre Patienten nicht viel sehen. Von unserer Kommunikation schon.

Emotionale Plakate, eine lesenswerte Broschüre sowie Postkarten zur Terminvereinbarung (zum Mitgeben oder als Versand via PDF oder Post) für den Empfang oder Wartebereich gehören zum Starterpaket.


Wenn Sie Material für Ihre Homepage, für Veröffentlichungen oder Veranstaltungen benötigen, nutzen Sie das Paket mit rechtfreien Fotos und Texten, das wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Weitere Informationen via E-Mail: [cube@heine.com](mailto:cube@heine.com)



Poster für Ihren Wartebereich



Terminvereinbarungs-Postkarte



Informationsbroschüre für Ihre Patienten

## QUALITY made in GERMANY.

Als ein weltweit führender Hersteller von Primärdiagnostik-Instrumenten mit über 500 Mitarbeitern ist HEINE Optotechnik seit mehr als 75 Jahren ein zu 100 Prozent inhabergeführtes Familienunternehmen. Wir entwickeln und fertigen HEINE Instrumente auch zukünftig in unseren Produktionseinrichtungen am Standort Deutschland, wo wir jahrzehntelange Erfahrung und Handwerkskunst mit modernsten Fertigungstechnologien vereinen.

Wir sind in über 120 Ländern weltweit vertreten – mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Australien und der Schweiz sowie rund 3.000 Repräsentanten, Importeuren und spezialisierten Fachhändlern.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören – und sind gespannt auf Ihre Meinung, Wünsche und Anregungen zu unseren Produkten!

**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**  
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany,  
Tel. +49 (0) 81 05 - 77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 - 77 28 20 2  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com), [www.heine.com](http://www.heine.com)



07/21. A-000.00.271 d

