



**S'il y a quelque
chose à découvrir,
vous le verrez.**

Vous pouvez l'acheter pour son design. Ou pour son optique.

La sécurité dans le diagnostic grâce à une image claire comme du cristal, quelle que soit la distance de travail choisie. Le HEINE DELTA 30 ne gagnerait pas seulement n'importe quel concours de beauté, mais se distingue aussi par une très bonne imagerie avec un champ de vision de 30 millimètres réels. Ainsi, même les détails des détails ressortent encore mieux.

Image extrêmement nette avec le système optique achromatique HEINE

Grand champ de vision avec un 30 vrais mm (lentille de 32mm) Ø

Changement rapide d'un examen en mode contact à un examen sans contact

Fidélité des couleurs exceptionnelle grâce aux LED^{HQ}

Manipulation ergonomique grâce au design en angles du produit



Documentation numérique avec le DERManager exclusif de HEINE

Grâce à sa grande stabilité, la HEINE diSTANCE bague de travail permet d'examiner et de manipuler sans contact toute modification cutanée sous grossissement



[01]



DELTA 30 avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-230.28.305

Charger 30 chargeur de table pour DELTA 30

X-002.99.212

HEINE diSTANCE bague de travail [01]

K-000.34.103

Accessoires et autres articles sous heine.com/fr/DELTA30

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Sous réserve de modifications techniques.

10/23. A-000.00.228 FR

