



**Mobilität und Qualität
sind jetzt *one*. Das HEINE
DELTAone Dermatoskop.**

Außen klein. Innen ganz groß.

Diagnostische Präzision verbunden mit Mobilität. Das HEINE DELTAone erobert Mediziner im Flug. Aufgrund seiner geringen Abmessungen ist es Ihr perfekter Begleiter, ohne dass Sie auf überragende Farbtreue bei einem Sichtfeld von echten 21 Millimetern verzichten müssen. So mobil war Bildqualität noch nie.



Extrem scharfe Abbildung mit dem achromatischen HEINE Optiksystem

Blend- und reflexionsfreies Arbeiten durch Polarisation

Schneller Wechsel von Kontakt- zu kontaktloser Untersuchung

Hervorragende Farbtreue aufgrund LED^{HO}



Digitale Dokumentation mit dem exklusiven HEINE DERManager

Passt in jede Kitteltasche

DELTAone Standard Edition (schwarz-silber) mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

K-210.28.305

DELTAone White Edition (weiß-silber) mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

K-211.28.305

Zubehör und weitere Artikel unter heine.com/de/DELTAone

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Technische Änderungen vorbehalten.

10/23. A-000.00.229 DE

