

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

:- Trasformatore da Parete HEINE® EN 200-1 con Dermatoscopio DELTA® 20 T

Si accende e si spegne automaticamente.
È sempre pronto. Non vi abbandona mai.



HEINE® EN 200-1

Risparmia spazio ed è sempre nelle immediate vicinanze pronto per l'uso.

TRASFORMATORE DA PARETE EN 200-1

✚ **La protezione contro i furti** è integrata grazie alla vite di arresto. In questo modo, lo strumento è sempre al suo posto.

✚ **Efficienza energetica eccellente.**

Gli strumenti si accendono e spengono automaticamente. Prelevandoli e riponendoli. Anche dopo 15 minuti di inutilizzo in condizioni sganciate, avviene lo spegnimento. In caso di prelevamento, si accende l'ultimo livello di luminosità selezionato. In questo modo si risparmiano tempo e corrente.

✚ **Grande area di lavoro** grazie al cavo a spirale con un raggio d'azione fino a 3,50m.

✚ **Alimentazione elettrica senza batteria.**



DERMATOSCOPIO DELTA 20 T

✚ **Funzione "Toggle"** per passare dalla modalità di illuminazione polarizzata a quella non polarizzata.

✚ **Immagini ad alta risoluzione** grazie alla pregiata ottica acromatica.

✚ **Visualizzazione dettagliata anche delle strutture più piccole:** con il sistema di messa a fuoco si ottiene un ingrandimento da 10x a 16x.

✚ **Vista priva di abbagliamento e riflessi grazie alla polarizzazione,** anche senza liquido di immersione.

✚ **Con una sola mano:** regolazione individuale della nitidezza, compensazione della correzione da circa -6 a +6 diottrie.

✚ **Documentazione digitale:** con l'adattatore fotografico SLR HEINE, il DELTA 20 T può essere collegato senza problemi alle fotocamere reflex dei principali produttori.

Sul manico dell'EN 200-1 è ovviamente possibile applicare le testine di molti altri nostri strumenti.

Il Trasformatore da Parete EN 200-1 soddisfa la norma attuale IEC 60601-1:

Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali (edizione 3.1), inasprita in alcuni punti.



LED NOW IN HEINE QUALITY.

Ci sono i LED e ci sono i LED^{HQ}. HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale solo il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall'intensità luminosa alla dimmerabilità, dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile: **Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LED^{HQ}.**

Trasformatore da Parete EN 200-1 (Unità singola con 1 manico) uso singolo con cavo USB lungo e alimentatore E4-USB
incl. Testina Dermatoscopio DELTA 20 T con piastrina Ø 23 mm
con scala e compendio di dermatoscopia

K-010.28.252



Potete trovare ulteriori configurazioni del prodotto ed altri prodotti di qualità HEINE su heine.com oppure potete contattarci telefonicamente!

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Tel. +49 (0) 8152-38 0
Fax +49 (0) 8152-382 02, E-Mail: info@heine.com
www.heine.com

