

Otoscopios HEINE



BETA 200 K 180 mini 3000 F.O. BETA 100 K 100 Otoscopio operatorio mini 3000

	BETA 200	K 180	mini 3000 F.O.	BETA 100	K 100	Otoscopio operatorio	mini 3000
Construcción de la caja exterior							
Metálica	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Policarbonato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Ventana de visualización							
Vidrio	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
Acrílica		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Tres aumentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,5x	<input type="checkbox"/>
Iluminación							
F.O.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Directa				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tamaño del instrumento							
Profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Compacto			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Fuentes de tensión disponibles							
Pila 2,5V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batería recargable 2,5V			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Batería recargable 3,5V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Espéculos							
Espéculos de uso continuo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Espéculos de uso permanente				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Espéculos desechables AllSpec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espéculos desechables UniSpec				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Adaptador de espéculos				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Insuflador							
Conexión para insuflador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Página	009	011	012	015	017	019	020

* con Adaptador de espéculos

** El terminal de empalme del insuflador está disponible opcionalmente.