

ORL instrumentos de diagnóstico veterinario



Cabezal
hendido



Otoscopio
BETA200 F.O. VET



Otoscopio
BETA 100 VET

	Construcción de la caja exterior		
Metálica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ventana de visualización		
Vidrio/aumentos 2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vidrio/aumentos 2,5x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Iluminación		
F.O.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Directa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tamaño del instrumento		
Profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fuentes de tensión disponibles		
Batería 2,5V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batería recargable 3,5V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Espéculos		
Espéculos metálicos largos y cerrados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espéculos hendidos de metal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espéculos cortos y cerrados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espéculos desechables UniSpec VET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adaptador para ajustarlos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espéculos de uso continuo VET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espéculos desechables AllSpec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adaptador para espéculos AllSpec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conexión para insuflador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Página	033	035	035