

Espejo laríngeo recto

Mediante diversas piezas adicionales gran variedad de aplicaciones.



Pala metálica para la lengua



Transiluminador buco faríngeo



Tapa de protección de lámpara



Espejo laríngeo recto	2,5V	3,5V
completo con espejo plano 20mm Ø	B-001.12.101	B-002.12.101
sin espejo	B-001.12.109	B-002.12.109
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.057	X-002.88.063
Espejo plano 20mm Ø		B-000.12.103
Espejo cóncavo 20mm Ø		B-000.12.104
Pala metálica para la lengua		B-000.12.105
Transiluminador buco-faríngeo		B-000.12.106
Tapa de protección de lámpara (para la iluminación de la cavidad bucal)		B-000.12.107

Espejo laríngeo curvado

Para mayor comodidad al trabajar y buena visibilidad.



Pala metálica para la lengua



Espejo laríngeo curvado	2,5V	3,5V
completo con espejo plano 20mm Ø	B-001.12.201	B-002.12.201
ídem, sin espejo	B-001.12.208	B-002.12.208
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.037	X-002.88.062
Espejo plano 20mm Ø		B-000.12.203
Espejo cóncavo 20mm Ø		B-000.12.204
Pala metálica para la lengua		B-000.12.205

Espejo laríngeo HEINE mini 3000®

Combinable solamente con el sistema de mango mini 3000.

- Mediante diversas piezas adicionales, admite una gran variedad de aplicaciones.
- Tecnología de lámparas XHL Xénon Halógena mejorada que proporciona más luz. Iluminación óptima de la cavidad bucal y faríngea.
- Cuerpo de base metálico. Robusto y de larga duración.



Espejo laríngeo mini 3000	2,5V
con espejo plano 20mm Ø, sin mango	D-001.77.101
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.057

Portaespátulas iluminado

Para palas bajalengua de madera estándar



- **XHL Tecnología Xenón Halógena.** Iluminación óptima de la cavidad bucal y faríngea.
- **Tapa de protección para lámpara.** Visibilidad libre de deslumbramiento para el explorador.

Portaespátulas iluminado	2,5V	3,5V
para palas bajalengua de madera	B-001.12.302	B-002.12.302

Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.037	X-002.88.049
Tapa de protección de recambio para lámpara		B-000.12.308

Portaespátulas iluminado

Para palas bajalengua desechables HEINE



- **XHL Tecnología Xenón Halógena.** Iluminación óptima de la cavidad bucal y faríngea.
- **Tapa de protección.** Visibilidad libre de deslumbramiento para el explorador.
- **Lanzador de palas automático dispara la pala mediante pulsación del dedo.** Ningún contacto con la pala después de usarla.
- **Sólo para espátulas bucales de un solo uso HEINE.**
- **Palas bucales desechables.** Robustas e higiénicas.

Portaespátulas iluminado	2,5V	3,5V
Portaespátulas iluminado con lanzador de palas automático	B-001.12.305	B-002.12.305

Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.037	X-002.88.049
Caja con 100 palas bucales desechables		B-000.12.304



Portaespátulas HEINE mini 3000®

Con lanzador automático. Para espátulas de un solo uso.

Combinable solamente con el sistema de mango mini 3000.



- ⚡ **Tecnología de lámparas XHL Xénon Halógena mejorada que proporciona más luz.** Luz blanca concentrada. Iluminación óptima de la cavidad bucal y faríngea.
- ⚡ **Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.** Firme sujeción. Desconexión automática al fijarlo al bolsillo. Garantizados 20.000 ciclos interruptores.
- ⚡ **El lanzador suelta la espátula mediante una pulsación con el dedo.** No se tiene ningún contacto con la espátula después de usarla.
- ⚡ **Cuerpo de base metálico.** Robusto y de larga duración.
- ⚡ **Sólo para espátulas bucales de un solo uso HEINE.**
- ⚡ **Mango y cabezal en 2 piezas.** Fácil de desmontar, ampliable con otros cabezales.
- ⚡ **Carcasa del mango de alta calidad: aleación de cromo/plástico refinado.** A prueba de golpes, robusto, antideslizante.
- ⚡ **Pilas recambiables tipo AA.**

Portaespátulas mini 3000	2,5V
Cabezal portaespátulas completo con mango a pilas mini 3000 y 5 espátulas desechables	D-001.74.118
Cabezal iluminador con lámpara, sin mango	D-001.74.100

Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.037
Caja con 100 espátulas bucales de un solo uso	B-000.12.304

 **NUEVO**



[01]



[02]



[03]



[04]



[05]

- ⚡ **Mango recargable mini 3000.** El mango de pilas del mini 3000 puede ser equipado con la batería recargable mini 2,5V NiMH y la pieza de fondo para actualizar el mango recargable del mini 3000. Carga totalmente automática con el cargador mini NT.

Indicación: Los mangos y equipos existentes del mini 2000 pueden ser equipados con función de carga. Para ello es necesario: Equipo de carga mini NT para mini 3000 y equipo de adaptador mini NT para mini 2000.

Equipo de carga mini NT* para mini 3000	2,5V
Aparato de carga mini NT [01], 2 baterías recargables NiMH [02], 2 piezas de fondo [03] para el mango recargable mini 3000	X-001.99.485

Equipo adaptador mini NT para mini 2000	2,5V
2 piezas de fondo para el mini 2000 [04], 2 equipos de adaptador [05]	X-001.99.491

* Para más información referente al sistema de carga mini NT consulte la página 121.



Instrumentos de bolsillo mini 3000® de HEINE – un programa completo de instrumentos de diagnóstico para bolsillo. Los instrumentos mini 3000 de estos equipos se suministran en color negro o azul. Rogamos indiquen los colores deseados en el pedido ya que en caso contrario se suministrarán en color negro.

Cabezal iluminador combinado



- **XHL Tecnología Xenón Halógena.** Campo de visión claro y homogéneo.
- **Gran variedad de aplicaciones.** Como lámpara de diagnóstico y cabezal iluminador para palas desechables HEINE y de madera.

Cabezal iluminador combinado	2,5V	3,5V
Cabezal iluminador combinado	B-001.12.320	B-002.12.320
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.077	X-002.88.078

Iluminador supletorio de fibra óptica



Accesorios para el cabezal iluminador combinado.

- **Iluminador supletorio de fibra óptica.** Para espéculos y espéculo nasal extensible.

Iluminador supletorio F.O.	B-000.12.321
----------------------------	---------------------

Iluminador nasal de fibra óptica



Iluminador nasal F.O.	2,5V	3,5V
completo con espéculo nasal	B-001.12.322	B-002.12.322
ídem, con espéculo nasal extensible	B-001.12.323	B-002.12.323
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.077	X-002.88.078
Espéculo nasal, suelto		B-000.11.220
Espéculo nasal extensible		B-000.11.231



Equipos de diagnóstico ORL HEINE

Equipo completo con **BETA100 Otoscopio de diagnóstico**, 3 espéculos de uso continuo, portaespátulas para palas desechables, espejo laríngeo plano sin accesorios, espéculo nasal extensible, 1 lámpara de recambio para cada instrumento, en estuche rígido, con:



Equipos de diagnóstico ORL	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
BETA mango a pilas	B-244.10.118		
BETA R mango recargable		B-244.20.376	B-244.27.376
BETA TR mango recargable y transformador		B-244.20.384	B-244.27.384
BETA NT mango recargable y aparato de carga NT 300		B-244.20.420	
BETA L mango recargable y aparato de carga NT 300			B-244.29.420

Equipo completo con **Otoscopio K100 de diagnóstico**, 3 espéculos de uso continuo, portaespátulas para palas de madera, 1 lámpara de recambio para cada instrumento en estuche rígido, con:



Equipos de diagnóstico ORL	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
BETA mango a pilas	B-241.10.118		
BETA R mango recargable		B-241.20.376	B-241.27.376
BETA TR mango recargable y transformador		B-241.20.384	B-241.27.384
BETA NT mango recargable y aparato de carga NT 300		B-241.20.420	
BETA L mango recargable y aparato de carga NT 300			B-241.29.420

: Mango recargable con indicación del estado de carga en la pieza de fondo.