

HEINE ClipLight®

Lámpara de diagnóstico y portaespátulas



ClipLight es una lámpara de diagnóstico de alta calidad y un portaespátulas bucal iluminado en un solo instrumento. ClipLight se desconecta automáticamente al colocarlo en un bolsillo.

- ∴ **Ejecución de acero de calidad.** Duradera y estable.
- ∴ **Luz clara y homogénea.** Buena visión.
- ∴ **Para espátulas HEINE desechables y de madera.** Práctica, versátil.

ClipLight	2,5V
ClipLight sin portaespátulas en envase transparente	D-001.73.150
Equipo ClipLight Combi con portaespátulas bucal en estuche rígido	D-224.10.150
Lámpara de recambio para ClipLight	X-001.88.094
Caja con 100 espátulas bucales desechables	B-000.12.304

Lámpara clip HEINE mini-c®

Lámpara de bolsillo muy manejable y de larga duración



Robusta lámpara de bolsillo de larga duración, con un diseño compacto y moderno con cabezal cromado. Luz clara y concentrada, gracias a la novedosa lámpara con lente XHL de xenón halógena. Lámpara clip mini-c, compatible solamente con el mango mini-c. El mango mini-c no es compatible con los instrumentos mini 3000. El mango mini-c se suministra en color negro o azul.

- ∴ **Lámpara compacta, oval, con una forma elegante.** Se adapta a la mano de forma ergonómica.
- ∴ **Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.** Firme sujeción. Desconexión automática al fijarla al bolsillo. Garantizados 20.000 ciclos interruptores.
- ∴ **Carcasa del mango de alta calidad: aleación de cromo/plástico refinado.** A prueba de golpes, robusto, antideslizante.
- ∴ **Desconexión automática al fijarla al bolsillo.**
- ∴ **Lámpara de clip con conductor de luz para aplicaciones otoplásticas.** Mediante el conductor de luz se comprueba la adaptación anatómica óptima de los audífonos.
- ∴ **Pilas recambiables tipo AAA.**
- ∴ **Diseño protegido.**

Lámpara clip mini-c	2,5V
Lámpara clip mini-c en estuche transparente, con dos pilas tipo AAA [01]	D-001.73.109
Lámpara clip mini-c con iluminador auricular en blister pack, con 2 pilas tipo AAA [02]	D-001.73.103
Iluminador auricular para lámpara clip mini-c, 1 juego = 6 en blister pack [03]	D-000.73.105
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.108

Lámpara clip HEINE mini 3000®

Lámpara de bolsillo compacta de larga duración



Robusta lámpara de bolsillo de larga duración, con un diseño compacto y moderno con cabezal cromado. Luz clara y concentrada, gracias a la novedosa lámpara con lente XHL de xenón halógena. Combinable solamente con el sistema de mango mini 3000. Los instrumentos mini 3000 de estos equipos también se suministran en color negro o azul.

- ∴ **Lámpara compacta, oval, con una forma elegante.** Se adapta a la mano de forma ergonómica.
- ∴ **Lámpara con lente con XHL Tecnología Xénon Halógena mejorada con un aumento de luz del 100 % frente a lámparas convencionales.** Luz clara concentrada.
- ∴ **Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.** Firme sujeción. Desconexión automática al fijarla al bolsillo. Garantizados 20.000 ciclos interruptores.
- ∴ **Carcasa del mango de alta calidad: aleación de cromo/plástico refinado.** A prueba de golpes, robusto, antideslizante.
- ∴ **Pilas recambiables tipo AA.**

∴ Lámpara de larga duración

∴ 100 % mas luz

∴ Interruptor automatico

∴ Opción de mango recargable

Lámpara clip mini 3000	2,5V
Lámpara clip mini 3000 completa con mango a pilas mini 3000	D-001.73.131
Cabezal de lámpara clip mini 3000 sin mango	D-001.73.130

Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.107
--	---------------------

- ∴ **Mango recargable mini 3000.** El mango de pilas del mini 3000 puede ser equipado con la batería recargable mini 2,5V NiMH y la tapa del fondo para actualizar el mango recargable del mini 3000. Carga totalmente automática con el cargador mini NT.

Indicación: Los mangos y equipos existentes del mini 2000 pueden ser equipados con función de carga. Para ello es necesario: Equipo de carga mini NT para mini 3000 y equipo adaptador mini NT para mini 2000.



NUEVO!



[01]



[02]



[03]



[04]



[05]

Equipo de carga mini NT* para mini 3000	2,5V
Aparato de carga mini NT [01], 2 baterías recargables NiMH [02], 2 piezas de fondo [03] para el mango recargable mini 3000	X-001.99.485

Equipo adaptador mini NT para mini 2000	2,5V
2 piezas de fondo para el mini 2000 [04], 2 equipos de adaptador [05]	X-001.99.491

* Para más información referente al sistema de carga mini NT consulte la página 121.



Instrumentos de bolsillo mini 3000® de HEINE – un programa completo de instrumentos de diagnóstico para bolsillo. Los instrumentos mini 3000 de estos equipos se suministran en color negro o azul. La lámpara clip mini 3000 y las inserciones para lámpara clip mini-c sólo se suministran con cabezal cromado. Rogamos indiquen los colores deseados en el pedido, ya que en caso contrario se suministrarán en color negro.

Lámpara combinada HEINE mini 3000®

Lámpara compacta de bolsillo y portaespátulas



Robusta lámpara de bolsillo de larga duración, con un diseño compacto y moderno, en negro o azul. Luz clara y concentrada, gracias a la novedosa lámpara con lente XHL de xenón halógena. Combinable solamente con el sistema de mango mini 3000.

- **Amplia gama de funciones.** A emplear como lámpara multiuso y como cabezal para espátulas bucales standard de madera y espátulas HEINE desechables.
- **Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.** Firme sujeción. Desconexión automática al fijarla al bolsillo. Garantizados 20.000 ciclos interruptores.
- **Lámpara con lente con XHL Tecnología Xénon Halógena mejorada con un aumento de luz del 100 % frente a lámparas convencionales.** Luz clara concentrada.
- **Carcasa del mango de alta calidad: Aleación de cromo/plástico refinado.** A prueba de golpes, robusto, antideslizante.
- **Pilas recambiables tipo AA.**

Lámpara combinada mini 3000	2,5V
Lámpara combinada mini 3000 con mango a pilas mini 3000 con 5 espátulas desechables	D-001.76.120
Lámpara combinada mini 3000 sin mango	D-001.76.101

Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.107
Caja con 100 espátulas bucales desechables	B-000.12.304

- **Mango recargable mini 3000.** El mango de pilas del mini 3000 puede ser equipado con la batería recargable mini 2,5V NiMH y la tapa del fondo para actualizar el mango recargable del mini 3000. Carga totalmente automática con el cargador mini NT.

Indicación: Los mangos y equipos existentes del mini 2000 pueden ser equipados con función de carga. Para ello es necesario: Equipo de carga mini NT para mini 3000 y equipo adaptador mini NT para mini 2000.

NUEVO!



[01]



[02]



[03]



[04]



[05]

Equipo de carga mini NT* para mini 3000	2,5V
Aparato de carga mini NT [01], 2 baterías recargables NiMH [02], 2 piezas de fondo [03] para el mango recargable mini 3000	X-001.99.485

Equipo adaptador mini NT para mini 2000	2,5V
2 piezas de fondo para el mini 2000 [04], 2 equipos de adaptador [05]	X-001.99.491

* Para más información referente al sistema de carga mini NT consulte la página 121.



Instrumentos de bolsillo mini 3000® de HEINE – un programa completo de instrumentos de diagnóstico para bolsillo. Los instrumentos mini 3000 de estos equipos también se suministran en color negro o azul. Rogamos indiquen los colores deseados en el pedido, ya que en caso contrario se suministrarán en color negro.