



Lámpara de hendidura manual HEINE HSL 150®

Para las exploraciones de la parte anterior del ojo



Para las exploraciones de la parte anterior del ojo en la medicina humana y veterinaria.

- ∴ La medida de la hendidura variable sin escalonamiento de 0,2mm x 10mm hasta 4 mm x 14 mm.
- ∴ Aumento de 6x.
- ∴ Filtro de interferencia azul para la exploración de la córnea, acoplable.
- ∴ Optica de corrección múltiple para una transmisión de luz óptima.
- ∴ XHL Tecnología Xenón Halógena 2,5V o de 3,5V para luz clara y blanca – comparable con la intensidad de luz de una lámpara de hendidura clásica.
- ∴ El cabezal HSL 150 pesa solo aprox 70g. La lámpara de hendidura más ligera de su categoría.

- ∴ Tamaño de hendidura variable
- ∴ Filtro de interferencia azul
- ∴ Ideal para visitas a domicilio

Mango BETA o BETA Slim para lámparas HSL 150	2,5V	3,5V
HSL 150 de HEINE sin mango	C-001.14.602	C-002.14.602
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.098	X-002.88.099
Filtro azul de recambio para HSL 150		C-000.14.605

Lupa HEINE HSL 10x® adaptable

Lupa adaptable con 10 aumentos



Para HSL 150. Con óptica de aumento de precisión para imágenes nítidas y claras.

- ∴ De 10 aumentos en combinación con la lupa de la HSL 150.
- ∴ Mayor distancia de trabajo entre médico y paciente.
- ∴ Gran campo de visión.
- ∴ Con suave portaocular (elastómero TP) para el apoyo sobre la ceja y para evitar la luz dispersa; intercambiable por una suave capucha (elastómero TP) para portagafas.

Accesorio de la Lupa HSL 10x	C-000.14.606
------------------------------	--------------

HEINE HSL 150® Equipos de lámparas de hendidura manuales



Equipo con mango BETA SLIM (compacto), con:

Equipos de lámparas de hendidura manuales	2,5V	3,5V
BETA SLIM mango a pilas, con cierre de cremallera, sin lámpara de recambio	C-252.10.105	
ídem, con lupa HSL 10x adaptable, lámpara de recambio, en estuche rígido	C-268.10.105	
BETA SLIM mango recargable y aparato de carga NT 300, lámpara de recambio, en estuche rígido		C-266.20.470
ídem, con lupa HSL 10x adaptable, en estuche rígido		C-268.20.470



Equipo con mango BETA (tamaño estándar), lámpara de recambio, en estuche rígido, con:

Equipos de lámparas de hendidura manuales	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
BETA mango a pilas	C-265.10.118		
ídem, con lupa HSL 10x adaptable	C-267.10.118		
BETA R mango recargable		C-265.20.376	C-265.27.376
ídem, con lupa HSL 10x adaptable		C-267.20.376	C-267.27.376
BETA TR mango recargable y transformador		C-265.20.384	C-265.27.384
ídem, con lupa HSL 10x adaptable		C-267.20.384	C-267.27.384
BETA NT mango recargable y aparato de carga NT 300		C-265.20.420	
ídem, con lupa HSL 10x adaptable		C-267.20.420	
BETA L mango recargable y aparato de carga NT 300			C-265.29.420
ídem, con lupa HSL 10x adaptable			C-267.29.420

: Mango recargable con indicación del estado de carga en la pieza de fondo.

La ejecución estándar de los aparatos que se conectan a la red es para 230V. En caso de desear otra tensión, p. e. 115V, se deberá indicar en el pedido.