

### Lámpara de hendidura manual HEINE HSL 150®

#### Para las exploraciones de la parte anterior del ojo



Para las exploraciones de la parte anterior del ojo en la medicina humana y veterinaria.

- ∴ La medida de la hendidura variable sin escalonamiento de 0,2mm x 10mm hasta 4mm x 14mm.
- ∴ Aumento de 6x.
- ∴ Filtro de interferencia azul para la exploración de la córnea, acoplable.
- ∴ Optica de corrección múltiple para una transmisión de luz óptima.
- ∴ XHL Tecnología Xenón Halógena 2,5V o de 3,5V para luz clara y blanca – comparable con la intensidad de luz de una lámpara de hendidura clásica.
- ∴ El cabezal HSL 150 pesa solo aprox 70g. La lámpara de hendidura más ligera de su categoría.

- ∴ Tamaño de hendidura variable
- ∴ Filtro de interferencia azul
- ∴ Ideal para visitas a domicilio

Mango BETA o BETA Slim para lámparas HSL 150	2,5V	3,5V
HSL 150 de HEINE sin mango	C-001.14.602	C-002.14.602
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.098	X-002.88.099
Filtro azul de recambio para HSL 150	C-000.14.605	

### Lupa HEINE HSL 10x® adaptable

#### Lupa adaptable con 10 aumentos



Para HSL 150. Con óptica de aumento de precisión para imágenes nítidas y claras.

- ∴ De aumento de 10x en combinación con la lupa de la HSL 150.
- ∴ Mayor distancia de trabajo entre médico y paciente.
- ∴ Gran campo de visión.
- ∴ Con suave portaocular para el apoyo sobre la ceja y para evitar la luz dispersa; intercambiable por una suave capucha para portagafas.

Accesorio de la Lupa HSL 10x	C-000.14.606
------------------------------	--------------

## HEINE HSL 150® Equipos de lámparas de hendidura manuales



[01]





[02]



Equipo con: **HSL 150 lámpara de hendidura manuales**  
mango BETA SLIM (compacto)

Equipos de lámparas de hendidura manuales	2,5V	3,5V
BETA SLIM mango a pilas, con cierre de cremallera, sin lámpara de recambio [01]	<b>C-252.10.105</b>	
ídem, con lupa HSL 10x adaptable, lámpara de recambio, en estuche rígido [02]	<b>C-268.10.105</b>	
BETA SLIM mango recargable y cargador NT 300, lámpara de recambio, en estuche rígido		<b>C-266.20.470</b>
ídem, con lupa HSL 10x adaptable, en estuche rígido		<b>C-268.20.470</b>

Equipo con: **HSL 150 lámpara de hendidura manuales**  
mango BETA (tamaño estándar)  
lámpara de recambio  
estuche rígido


Equipos de lámparas de hendidura manuales	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
BETA mango a pilas	<b>C-265.10.118</b>		
ídem, con lupa HSL 10x adaptable	<b>C-267.10.118</b>		
BETA R mango recargable, para toma de red		<b>C-265.20.376</b>	<b>C-265.27.376</b>
ídem, con lupa HSL 10x adaptable		<b>C-267.20.376</b>	<b>C-267.27.376</b>
BETA TR mango recargable con transformador de enchufe		<b>C-265.20.384</b>	<b>C-265.27.384</b>
ídem, con lupa HSL 10x adaptable		<b>C-267.20.384</b>	<b>C-267.27.384</b>
BETA NT mango recargable y cargador NT 300		<b>C-265.20.420</b>	
ídem, con lupa HSL 10x adaptable		<b>C-267.20.420</b>	
 BETA L mango recargable y cargador NT 300			<b>C-265.29.420</b>
ídem, con lupa HSL 10x adaptable			<b>C-267.29.420</b>

: Mango recargable con indicación del estado de carga en la pieza de fondo.

**Una empresa escribe historia y da a su excelente calidad de producto un nombre: HEINE,**

fundada en 1946, independiente, llena de tradición y hoy líder internacional del mercado, ofrece una gama completa de instrumentos de diagnóstico. Los productos HEINE cumplen con todas las normas internacionales (ISO /CE) y son líderes mundiales en precisión y diseño ergonómico. La intensa y continuada investigación de la empresa junto con el desarrollo del producto proporcionan una base sólida y orientada al futuro para una madurez técnica y una excelente calidad de todos los productos HEINE. Corresponsables de este éxito son los más de 500 colaboradores en todo el mundo.

[www.heine.com](http://www.heine.com)



■ HEINE FILIALES  
■ HEINE REPRESENTANTES

**ALEMANIA**

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG  
82211 Herrsching  
Kientalstr. 7  
Tel. +49 (0) 81 52-38 0  
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

**NORTEAMERICA**

HEINE USA LTD.  
10 Innovation Way  
Dover, NH 03820  
Tel. (603) 7 42-71 03  
Fax (603) 7 42-72 17  
Toll Free (800) 367-4872  
E-Mail: [service@heine-na.com](mailto:service@heine-na.com)

**AUSTRALIA**

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.  
Unit 9, 98 Old Pittwater Road  
P.O. Box 717 Brookvale 2100  
New South Wales  
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00  
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05  
E-Mail: [info@heine.com.au](mailto:info@heine.com.au)

**SUIZA**

HEINE (Schweiz) AG  
Tobeläckerstr. 9  
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall  
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66  
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77  
E-Mail: [heine-schweiz@schaffhausen.ch](mailto:heine-schweiz@schaffhausen.ch)

Su distribuidor

10/11. A-000.00.100 s

