



HEINE GAMMA 2.2®

Para una excelente reproducción sonora



- ✦ La campana metálica de peso ligero con una membrana de 45 mm de diámetro y una campana de 32 mm tiene una fidelidad acústica excelente.
- ✦ Diseño con doble resorte integrado para durabilidad y comodidad.
- ✦ Tubo sin látex.
- ✦ Anillos de materia plástica para membrana y campana para evitar sensación de frío.
- ✦ Olivas blandas con fijación roscada. Óptima hermeticidad acústica.
- ✦ Adicional: 1 par de olivas de recambio, 1 membrana de recambio.

GAMMA 2.2

M-000.09.922

HEINE GAMMA 2.3®

Para pacientes pequeños



Para las superficies de apoyo reducidas con un diámetro de 34 mm y una campana de tamaño de 26 mm el GAMMA 2.3 es especialmente apto para las exploraciones infantiles.

- ✦ Detalles técnicos como GAMMA 2.2

GAMMA 2.3

M-000.09.923

HEINE GAMMA C®

Especial para exploraciones cardiológicas



- ✦ La campana metálica doble de acero con membrana de 48 mm y 26 mm de diámetro de la campana tiene un cono de profundidad especial para una mayor sensibilidad de sonido y una transmisión ideal de sonidos de baja frecuencia para cardiología.
- ✦ El sistema de 2 tubos en 1 es exento de látex con una pared de gran espesor para reducir el ruido de fondo y mejorar la transmisión de sonido.
- ✦ Los anillos de PVC tanto en la membrana como en la campana evitan la sensación de frío.
- ✦ Tubo de auscultación binaural de metal ligero resistente a la corrosión con diseño de doble muelle para una mayor duración y comodidad.
- ✦ Cómodas olivas blandas evitan el ruido de fondo. Se suministran dos pares de olivas blandas medianas, una membrana de recambio y un anillo de protección para membrana y campana.
- ✦ Tubo sin látex.

GAMMA C

M-000.09.931