










Lupas Binoculares HEINE

	HR	HR-C	HRP	C
				
Aumento				
2x	<input type="checkbox"/>			
2.3x				<input type="checkbox"/>
2.5x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.5x			<input type="checkbox"/>	
4x			<input type="checkbox"/>	
6x			<input type="checkbox"/>	
Distancia de trabajo				
250 mm (con lupas adicionales)	<input type="checkbox"/>	--	--	--
340 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
420 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
450 mm	--	--	--	<input type="checkbox"/>
520 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--
Variantes portables				
S-Frame 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Cinta craneal Lightweight 	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
Cinta craneal Professional 	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Montura de metal simple 	--	--	--	<input type="checkbox"/>
Accesorios				
Lupas de acercamiento	<input type="checkbox"/> (para 340mm)	--	--	--
Cristales de protección	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED LoupeLight (páginas 125/126)				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Características				
Función i-View*	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Modular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Hidrófugo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Óptica acromática	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Lentes correctoras opcionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
página	118/119	120	121	122

*Función i-View: Permite todos los ángulos de visión y la lupa se puede apartar hacia arriba independientemente del haz de iluminación de la LED LoupeLight opcionales.