

Espejo laríngeo recto



[01]



[02]



[03]



- Mediante diversas piezas adicionales, admite una gran variedad de aplicaciones.
- Tecnología de lámparas XHL Xénon Halógena mejorada que proporciona más luz. Iluminación óptima de la cavidad bucal y faríngea.
- Cuerpo de base metálico. Robusto y de larga duración.

Espejo laríngeo recto	2,5V	3,5V
completo con espejo plano 20mm Ø, sin mango	B-001.12.101	B-002.12.101
sin espejo, sin mango	B-001.12.109	B-002.12.109

Lámpara de recambio XHL Xénon Halógena	X-001.88.057	X-002.88.063
--	--------------	--------------

Espejo plano 20mm Ø	B-000.12.103
Espejo cóncavo 20mm Ø	B-000.12.104
Pala metálica para la lengua [01]	B-000.12.105
Transiluminador buco-faríngeo [02]	B-000.12.106
Tapa de protección de lámpara (para la iluminación de la cavidad bucal) [03]	B-000.12.107

Espejo laríngeo curvado



[01]



Para mayor comodidad al trabajar y buena visibilidad.

Espejo laríngeo curvado	2,5V	3,5V
completo con espejo plano 20mm Ø, sin mango	B-001.12.201	B-002.12.201
idem, sin espejo, sin mango	B-001.12.208	B-002.12.208

Lámpara de recambio XHL Xénon Halógena	X-001.88.037	X-002.88.062
--	--------------	--------------

Espejo plano 20mm Ø	B-000.12.203
Espejo cóncavo 20mm Ø	B-000.12.204
Pala metálica para la lengua [01]	B-000.12.205

Espejo laríngeo HEINE mini 3000®



Combinable solamente con el sistema de mango mini 3000.

- Mediante diversas piezas adicionales, admite una gran variedad de aplicaciones (vean arriba).
- Tecnología de lámparas XHL Xénon Halógena mejorada que proporciona más luz. Iluminación óptima de la cavidad bucal y faríngea.
- Cuerpo de base metálico. Robusto y de larga duración.

Espejo laríngeo mini 3000	2,5V
con espejo plano 20mm Ø, sin mango	D-001.77.101

Lámpara de recambio XHL Xénon Halógena	X-001.88.057
--	--------------

Portaespátulas iluminado

Para palas bajalengua de madera estándar



- ∴ **XHL Tecnología Xenón Halógena.** Iluminación óptima de la cavidad bucal y faríngea.
- ∴ **Tapa de protección para lámpara.** Visibilidad libre de deslumbramiento para el explorador.

Portaespátulas iluminado	2,5V	3,5V
para palas bajalengua de madera, sin mango	B-001.12.302	B-002.12.302
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.037	X-002.88.049
Tapa de protección de recambio para lámpara [01]		B-000.12.308

Portaespátulas iluminado

Para palas bajalengua desechables HEINE



- ∴ **XHL Tecnología Xenón Halógena.** Iluminación óptima de la cavidad bucal y faríngea.
- ∴ **Tapa de protección.** Visibilidad libre de deslumbramiento para el explorador.
- ∴ **Lanzador de palas automático dispara la pala mediante pulsación del dedo.** Ningún contacto con la pala después de usarla.
- ∴ **Sólo para espátulas bucales de un solo uso HEINE.**
- ∴ **Palas bucales desechables.** Robustas e higiénicas.

Portaespátulas iluminado	2,5V	3,5V
Portaespátulas iluminado con lanzador de palas automático, sin mango	B-001.12.305	B-002.12.305
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.037	X-002.88.049
Caja con 100 palas bucales desechables		B-000.12.304

Portaespátulas HEINE mini 3000®

Con lanzador automático. Para espátulas de un solo uso.



Combinable solamente con el sistema de mango mini 3000.
 El mango se suministra en color negro o azul.

- : **Cuerpo de base metálico.** Robusto y de larga duración.
- : **El lanzador suelta la espátula mediante una pulsación con el dedo.** No se tiene ningún contacto con la espátula después de usarla.
- : **Tecnología de lámparas XHL Xénon Halógena mejorada que proporciona más luz.** Luz blanca concentrada. Iluminación óptima de la cavidad bucal y faríngea.
- : **Mango y cabezal en 2 piezas.** Fácil de desmontar, ampliable con otros cabezales mini 3000.
- : **Carcasa del mango de alta calidad: aleación de cromo/plástico refinado.** A prueba de golpes, robusto, antideslizante.
- : **Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.** Firme sujeción. Desconexión automática al fijarlo al bolsillo. Garantizados 20.000 ciclos interruptores
- : **Sólo para espátulas bucales desechables HEINE.**
- : **Pilas recambiables tipo AA,** o batería recargable opcional con el cargador mini NT*.



Portaespátulas mini 3000	2,5V
Cabezal portaespátulas completo con mango a pilas mini 3000 y 5 espátulas desechables, con baterías	D-001.74.118
Cabezal iluminador con lámpara, sin mango	D-001.74.100
Lámpara de recambio XHL Xénon Halógena	X-001.88.037
Caja con 100 espátulas bucales de un solo uso	B-000.12.304



*Las informaciones de suministro para poder convertir su instrumento con el cargador mini NT en un instrumento recargable, las encontrarán en la página 148.



Instrumentos de bolsillo mini 3000® de HEINE – un programa completo de instrumentos de diagnóstico para bolsillo. Los instrumentos mini 3000 de estos equipos se suministran en color negro o azul. Rogamos indiquen los colores deseados en el pedido ya que en caso contrario se suministrarán en color negro.

Cabezal iluminador combinado



- ∴ **XHL Tecnología Xenón Halógena.** Campo de visión claro y homogéneo.
- ∴ **Gran variedad de aplicaciones.** Como lámpara de diagnóstico y cabezal iluminador para palas desechables HEINE y de madera.

Cabezal iluminador combinado	2,5V	3,5V
Cabezal iluminador combinado	B-001.12.320	B-002.12.320
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.077	X-002.88.078

Iluminador supletorio de fibra óptica



Accesorios para el cabezal iluminador combinado.

- ∴ **Iluminador supletorio de fibra óptica.** Para espéculos y espéculo nasal extensible.

Iluminador supletorio F.O.	B-000.12.321
----------------------------	---------------------

Iluminador nasal de fibra óptica



[01]

[02]

Iluminador nasal F.O.	2,5V	3,5V
completo con espéculo nasal	B-001.12.322	B-002.12.322
ídem, con espéculo nasal extensible	B-001.12.323	B-002.12.323
Lámpara de recambio XHL Xenón Halógena	X-001.88.077	X-002.88.078
Espéculo nasal, suelto [01]	B-000.11.220	
Espéculo nasal extensible, suelto [02]	B-000.11.231	

Equipos de diagnóstico ORL HEINE

Equipo completo con: **BETA100 Otoscopio de diagnóstico**

- 3 espéculos de uso continuo (B-000.11.222)
- portaespátulas para palas desechables
- espejo laríngeo plano sin accesorios
- espéculo nasal extensible
- 1 lámpara de recambio para cada instrumento
- estuche rígido



Equipos de diagnóstico ORL	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
BETA mango a pilas	B-244.10.118		
BETA R mango recargable para toma de red		B-244.20.376	B-244.27.376
BETA TR mango recargable con transformador de enchufe		B-244.20.384	B-244.27.384
BETA NT mango recargable y cargador NT 300		B-244.20.420	
BETA L mango recargable y cargador NT 300			B-244.29.420

Equipo completo con: **Otoscopio K100 de diagnóstico**

- 3 espéculos de uso continuo (B-000.11.222)
- portaespátulas para palas de madera
- 1 lámpara de recambio para cada instrumento
- estuche rígido




Equipos de diagnóstico ORL	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
BETA mango a pilas	B-241.10.118		
BETA R mango recargable para toma de red		B-241.20.376	B-241.27.376
BETA TR mango recargable con transformador de enchufe		B-241.20.384	B-241.27.384
BETA NT mango recargable y cargador NT 300		B-241.20.420	
BETA L mango recargable y cargador NT 300			B-241.29.420

: Mango recargable con indicación del estado de carga en la pieza de fondo.

Una empresa escribe historia y da a su excelente calidad de producto un nombre: HEINE,

fundada en 1946, independiente, llena de tradición y hoy líder internacional del mercado, ofrece una gama completa de instrumentos de diagnóstico. Los productos HEINE cumplen con todas las normas internacionales (ISO /CE) y son líderes mundiales en precisión y diseño ergonómico. La intensa y continuada investigación de la empresa junto con el desarrollo del producto proporcionan una base sólida y orientada al futuro para una madurez técnica y una excelente calidad de todos los productos HEINE. Corresponsables de este éxito son los más de 500 colaboradores en todo el mundo.

www.heine.com



■ HEINE FILIALES
■ HEINE REPRESENTANTES

ALEMANIA

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORTEAMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SUIZA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

Su distribuidor

10/11. A-000.00.100 s

