




HEINE LAMPARAS FRONTALES

	MicroLight	3S LED	MD 1000
	 <p>NUEVO!</p>		
Datos técnicos			
Categoría	LED	LED	F.O.
Intensidad de iluminación (de 250mm distancia de trabajo)	40 000 Lux	50 000 Lux	100 000 Lux con Proyector XENON 35 000 Lux con Proyector HK 7000
Temperatura de color (Kelvin)	6250 K	6250 K	6 000 K con Proyector XENON 3 300 K con Proyector HK 7000
Alcance del campo de iluminación (de 420mm distancia de trabajo)	81 mm	30 – 80 mm	40 – 150 mm
Fuentes de tension / Tiempo de servicio	mPack LL / 17 horas	mPack UNPLUGGED / 4 horas mPack / 10 horas	F.O. Proyector
Peso	50g con S-Frame 165g con Cinta craneal Lightweight	336g 532g con mPack UNPLUGGED	435g
Angulo de inclinación	Ajustable individualmente	Ajustable individualmente	Ajustable individualmente
Regulador de intensidad de iluminación	0 – 100 %	0 – 100 %	0 – 100 %
Características			
Regulador del campo de iluminación	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hidrófugo	<input type="checkbox"/>	--	--
Filtro amarillo opcional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Ampliable con lupas HR y HRP	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tecnología de video	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portable en cabeza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portable con gafas	<input type="checkbox"/>	--	--
Página	129/ 130	131/ 133	134/ 136