




Lampes Frontales HEINE

	LED MicroLight	3S LED	MD 1000
	 <p>NOUVEAU!</p>		
Caractéristiques Techniques			
Choix de la lumière	LED	LED	F.O.
Intensité lumineuse (à distance de travail de 250 mm)	<b>40 000 Lux</b>	<b>50 000 Lux</b>	<b>100 000 Lux</b> avec Projecteur XENON <b>35 000 Lux</b> avec Projecteur HK 7000
Température de Couleur (Kelvin)	<b>6250 K</b>	<b>6250 K</b>	<b>6000 K</b> avec Projecteur XENON <b>3300 K</b> avec Projecteur HK 7000
Réglage du Spot (à distance de travail de 420 mm)	<b>81 mm</b>	<b>30 – 80 mm</b>	<b>40 – 150 mm</b>
Source de courant / Temps d'Utilisation	mPack LL / <b>17 heures</b>	mPack UNPLUGGED / <b>4 heures</b>  mPack / <b>10 heures</b>	Projecteur à fibre optique
Poids	<b>50 g</b> avec S-Frame <b>165 g</b> avec bandeau léger	<b>336 g</b> <b>532 g</b> avec mPack UNPLUGGED	<b>435 g</b>
Angle de Déclinaison	Réglage sur mesure	Réglage sur mesure	Réglage sur mesure
Réglage de la luminosité	<b>0 – 100 %</b>	<b>0 – 100 %</b>	<b>0 – 100 %</b>
Avantages			
Spot réglable	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Étanche	<input type="checkbox"/>	--	--
Filtre jaune (optionnel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Équipé avec loupes HR et HRP	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caméra vidéo en option	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sur bandeau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sur monture	<input type="checkbox"/>	--	--
Page	129 / 130	131 / 133	134 / 136