

Otoscopes HEINE



BETA 200 K 180 mini 3000 F.O. BETA 100 K 100 Oscope opératoire mini 3000

	Construction						
Métal	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Polycarbonate		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Fenêtre d'observation						
Verre	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
Acrylique		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Grossissement 3x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,5x	<input type="checkbox"/>
	Eclairage						
F.O.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Direct				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Taille des instruments						
Professionnelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Compacte			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	Source de courant disponible						
Pile 2,5V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batterie rechargeable 2,5V			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Batterie rechargeable 3,5V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Spéculums						
Spéculums réutilisables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Spéc. à baïon. réutilisables				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spéc. à us. unique Allspec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spéc. à us. unique UniSpec				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Adaptateur de spéculums				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Soufflerie						
Raccord de soufflerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Page	009	011	012	015	017	019	020

* avec adaptateur de spéculums

** Raccord de soufflerie disponible en option