

## Porte-abaisse-langue HEINE mini 3000®

### Avec éjecteur d'abaisse-langue pour abaisse-langues à usage unique



Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.  
Poignée livrable en couleur bleue ou noir.

- : **Pièce de construction principale en métal.** Solide, grande longévité.
- : **Poignée de haute qualité : Finition chromée/plastique inégalable.** Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- : **Poignée et tête indépendantes.** Utilisation simple, poignée combinable avec l'ensemble de la gamme mini 3000.
- : **Technologie XHL Xénon Halogène pour plus de lumière.** Lumière blanche concentrée. Eclairage idéal de la cavité buccale et du fond de la gorge.
- : **Clip de fixation avec interrupteur intégré.** Bonne prise en main de l'instrument. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. 20.000 cycles marche/arrêt garantis.
- : **Une simple pression du doigt libère l'abaisse-langue utilisé.** Evite tout contact avec l'abaisse-langue utilisé.
- : **Seulement pour abaisse-langue à usage unique HEINE.**
- : **Piles de recharge.** Type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini NT en option\*.



| Porte-abaisse-langue mini 3000  | 2,5V         |
|---|--------------|
| complet sur poignée à piles mini 3000 avec 5 abaisse-langues à usage unique, avec piles | D-001.74.118 |
| Porte-abaisse-langue avec ampoule, sans poignée   | D-001.74.100 |
| Ampoule de recharge XHL Xénon halogène  | X-001.88.037 |
| Carton de 100 pièces abaisse-langues à usage unique                                     | B-000.12.304 |



\*Afin de modifier l'instrument en rechargeable par moyen du chargeur mini NT, voir page 148.



Instruments de poche HEINE mini 3000®, une gamme complète d'instruments de diagnostic de qualité. Ces trousse sont également disponibles avec des instruments de couleur bleue ou noire. Prière de spécifier la couleur souhaitée dans votre commande. Si la couleur n'est pas indiquée, les instruments sont livrés en noir.

## Tête d'éclairage polyvalente



- **Technologie XHL Xénon Halogène.** Champ d'éclairage lumineux et homogène.
- **Utilisations variées.** Comme lampe de diagnostic ou comme porte-abaisse-langue pour abaisse-langue jetables HEINE ou en bois.

| Tête d'éclairage polyvalente           | 2,5V                | 3,5V                |
|--|---------------------|---------------------|
| Tête d'éclairage polyvalente           | <b>B-001.12.320</b> | <b>B-002.12.320</b> |
| Ampoule de rechange XHL Xénon halogène | <b>X-001.88.077</b> | <b>X-002.88.078</b> |

## Dispositif d'illumination par fibres optiques



Accessoire pour tête d'éclairage polyvalente (voir en haut).

- **Dispositif d'illumination par fibres optiques.** Pour spéculums à baïonnette réutilisables et spéculum nasal expansible.

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Dispositif d'illumination par F.O. | <b>B-000.12.321</b> |
|------------------------------------|---------------------|

## Illuminateur nasal à fibres optiques



[01]

[02]

| Illuminateur nasal à fibres optiques     | 2,5V                | 3,5V                |
|--|---------------------|---------------------|
| complet avec spéculum nasal réutilisable | <b>B-001.12.322</b> | <b>B-002.12.322</b> |
| idem, avec spéculum nasal expansible     | <b>B-001.12.323</b> | <b>B-002.12.323</b> |
| Ampoule de rechange XHL Xénon halogène   | <b>X-001.88.077</b> | <b>X-002.88.078</b> |
| Spéculum nasal réutilisable, seul [01]   |                     | <b>B-000.11.220</b> |
| Spéculum nasal expansible, seul [02]     |                     | <b>B-000.11.231</b> |

Trousses de diagnostic O.R.L. HEINE

Trousse complète avec : **Otoscope de diagnostic BETA 100**

- 1 jeu de 3 spéculums réutilisables (B-000.11.222)
- 1 porte-abaisse-langue pour abaisse-langue à usage unique HEINE
- 1 miroir laryngé droit sans accessoires
- 1 spéculum nasal expansible
- 1 ampoule de rechange pour chaque instrument, étui rigide



| Trousses de diagnostic O.R.L.                            | 2,5V                | 3,5V (NiMH)         | 3,5V                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| BETA Poignée à piles                                     | <b>B-244.10.118</b> |                     |                     |
| BETA R Poignée rechargeable pour prise de courant        |                     | <b>B-244.20.376</b> | <b>B-244.27.376</b> |
| BETA TR Poignée rechargeable avec transformateur à fiche |                     | <b>B-244.20.384</b> | <b>B-244.27.384</b> |
| BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT 300          |                     | <b>B-244.20.420</b> |                     |
| BETA L Poignée rechargeable et chargeur NT 300           |                     |                     | <b>B-244.29.420</b> |

Trousse complète avec : **Otoscope de diagnostic K100**

- 1 jeu de 3 spéculums réutilisables (B-000.11.222)
- 1 porte-abaisse-langue pour abaisse-langue en bois
- 1 ampoule de rechange pour chaque instrument
- étui rigide



| Trousses de diagnostic O.R.L.                            | 2,5V                | 3,5V (NiMH)         | 3,5V                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| BETA Poignée à piles                                     | <b>B-241.10.118</b> |                     |                     |
| BETA R Poignée rechargeable pour prise de courant        |                     | <b>B-241.20.376</b> | <b>B-241.27.376</b> |
| BETA TR Poignée rechargeable avec transformateur à fiche |                     | <b>B-241.20.384</b> | <b>B-241.27.384</b> |
| BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT 300          |                     | <b>B-241.20.420</b> |                     |
| BETA L Poignée rechargeable et chargeur NT 300           |                     |                     | <b>B-241.29.420</b> |

: Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.

## Lampe à clip HEINE mini-c®

### Lampe de poche maniable, de grande longévité



Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un design compact avec tête chromée. Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille XHL Xénon halogène.

Adaptable uniquement pour les poignées mini-c. Poignées mini-c non-compatibles avec les instruments mini3000. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire.

- ⚡ **Lampe à clip avec illuminateur auriculaire pour l'otoplastie.** L'illuminateur auriculaire est utilisé pour contrôler le positionnement optimal des implants auditifs.
- ⚡ **Lampe compacte, ovale et élégante.** Forme ergonomique permettant une bonne prise en main de l'instrument.
- ⚡ **Poignée de haute qualité : Finition chromée/plastique inégalable.** Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- ⚡ **Clip de fixation avec interrupteur intégré.** Bonne prise en main de l'instrument. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. 20.000 cycles marche/arrêt garantis.
- ⚡ **Piles de rechange.** Type AAA.
- ⚡ **Design protégé.**

| Lampe à clip mini-c  | 2,5V         |
|--|--------------|
| en emballage de protection avec piles [01]   | D-001.73.109 |
| avec illuminateur auriculaire en emballage de protection avec piles [02]                   | D-001.73.103 |
| illuminateur auriculaire pour Lampe à clip mini-c en emballage de protection (6 pcs.) [03] | D-000.73.105 |
| Ampoule de rechange XHL Xénon halogène   | X-001.88.108 |



Instruments de poche HEINE mini 3000®, une gamme complète d'instruments de diagnostic de qualité. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire. La lampe à clip HEINE mini 3000® et les accessoires de la lampe à clip mini-c sont uniquement disponibles avec tête chromée. Prière de spécifier la couleur souhaitée dans votre commande. Si la couleur n'est pas indiquée, les instruments sont livrés en noir.

Lampe à clip HEINE mini 3000®

**Lampes de poche robustes et de grande longévité**

Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un design compact, moderne avec tête chromée. Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille XHL Xénon halogène.

Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire.



[01]



[02]

- ∴ Lampe de poche grande longévité
- ∴ S'éteint automatiquement
- ∴ Poignée rechargeable optionnelle

- ∴ **Lampe compacte, ovale et élégante.** Forme ergonomique permettant une bonne prise en main de l'instrument.
- ∴ **Poignée et tête indépendantes.** Utilisation simple, poignée combinable avec l'ensemble de la gamme mini 3000.
- ∴ **Lampe Technologie XHL Xénon Halogène, qui apporte 100 % de lumière en plus comparée avec les ampoules classiques.** Lumière claire et concentrée.
- ∴ **Clip de fixation avec interrupteur intégré.** Bonne prise en main de l'instrument. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. 20.000 cycles marche/arrêt garantis.
- ∴ **Poignée de haute qualité : Finition chromée/plastique inégalable.** Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- ∴ **Piles de rechange.** Type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini NT en option\*.
- ∴ **Illuminateur auriculaire pour l'otoplastie [02].** L'illuminateur auriculaire est utilisé pour contrôler le positionnement optimal des implants auditifs.



|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Lampe à clip mini 3000</b>   | <b>2,5V</b>         |
| complète sur poignée à piles mini 3000, avec piles [01]                                       | <b>D-001.73.131</b> |
| <b>Tête de lampe à clip sans poignée</b>  | <b>D-001.73.130</b> |
| Illuminateur auriculaire pour Lampe à clip mini 3000 en emballage de protection (6 pcs.) [02] | <b>D-000.73.105</b> |
| Ampoule de rechange XHL Xénon halogène  | <b>X-001.88.107</b> |



\*Afin de modifier l'instrument en rechargeable par moyen du chargeur mini NT, voir page 148.



Instruments de poche HEINE mini 3000®, une gamme complète d'instruments de diagnostic de qualité. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire. La lampe à clip HEINE mini 3000® et les accessoires de la lampe à clip mini-c sont uniquement disponibles avec tête chromée. Prière de spécifier la couleur souhaitée dans votre commande. Si la couleur n'est pas indiquée, les instruments sont livrés en noir.

## Lampe combinée HEINE mini 3000®

**Lampe de poche compacte mais aussi porte-abaisse-langue éclairant**

[01]

Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un design compact, moderne. Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille XHL Xénon halogène.

Uniquement combinable avec le système de poignée mini3000.  
Livrabale en couleur bleue ou noire.

- ∴ **Nombreuses fonctions.** Lampe tout usage avec support pour abaisse langue en bois ou abaisse langue HEINE en plastique.
- ∴ **Poignée et tête indépendantes.** Utilisation simple, poignée combinable avec l'ensemble de la gamme mini 3000.
- ∴ **Clip de fixation avec interrupteur intégré.** Bonne prise en main de l'instrument. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. 20.000 cycles marche/arrêt garantis.
- ∴ **Lampe Technologie XHL Xénon Halogène, qui apporte 100 % de lumière en plus comparée avec les ampoules classiques.** Lumière claire et concentrée.
- ∴ **Poignée de haute qualité : Finition chromée/plastique inégalable.** Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- ∴ **Piles de recharge.** Type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini NT en option\*.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Lampe combinée mini 3000</b>                                     | <b>2,5V</b>         |
| sur poignée à piles mini 3000 avec 5 abaisse-langues à usage unique | <b>D-001.76.120</b> |
| sans poignée  | <b>D-001.76.101</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Ampoule de recharge XHL Xénon halogène | <b>X-001.88.107</b> |
|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| Carton de 100 abaisse-langues à usage unique [01] | <b>B-000.12.304</b> |
|---|---------------------|

Pour plus d'informations sur trousse combinées voir page 165.



\*Afin de modifier l'instrument en rechargeable par moyen du chargeur mini NT, voir page 148.




Instruments de poche HEINE mini 3000®, une gamme complète d'instruments de diagnostic de qualité. Livrabale avec poignée de couleur bleue ou noire. Prière de spécifier la couleur souhaitée dans votre commande. Si la couleur n'est pas indiquée, les instruments sont livrés en noir.

**Une entreprise est entrée dans l'histoire et a donné son nom à une production d'une qualité exceptionnelle : HEINE.**

Entreprise familiale fondée en 1946, riche en traditions, aujourd'hui leader sur le marché international, avec une gamme complète d'instruments de diagnostic. Les produits HEINE répondent à toutes les normes internationales (ISO/CE) et sont à la pointe de la technologie, tant pour la précision que pour le design et l'ergonomie. La recherche et le développement résolument tournés vers l'avenir ont su créer une base technologique solide et diversifiée pour une production d'avant-garde, dans le respect de la qualité. A travers le monde, plus de 500 employés contribuent à cette réussite.

[www.heine.com](http://www.heine.com)



■ FILIALES HEINE  
■ DISTRIBUTEURS HEINE

**ALLEMAGNE**

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG  
82211 Herrsching  
Kientalstr. 7  
Tel. +49 (0) 81 52-38 0  
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

**ETATS-UNIS**

HEINE USA LTD.  
10 Innovation Way  
Dover, NH 03820  
Tel. (603) 7 42-71 03  
Fax (603) 7 42-72 17  
Toll Free (800) 367-4872  
E-Mail: [service@heine-na.com](mailto:service@heine-na.com)

**AUSTRALIE**

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.  
Unit 9, 98 Old Pittwater Road  
P.O. Box 717 Brookvale 2100  
New South Wales  
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00  
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05  
E-Mail: [info@heine.com.au](mailto:info@heine.com.au)

**SUISSE**

HEINE (Schweiz) AG  
Tobelackerstr. 9  
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall  
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66  
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77  
E-Mail: [heine-schweiz@schaffhausen.ch](mailto:heine-schweiz@schaffhausen.ch)

Votre distributeur

10/11. A-000.00.100 f

