

Miroir laryngé droit



[01]



[02]



[03]



- Aux multiples possibilités d'utilisation grâce à de nombreux accessoires.
- Technologie XHL Xénon Halogène pour plus de lumière.
Eclairage idéal de la cavité buccale et du fond de la gorge.
- Pièce de construction principale en métal. Solide, grande longévité.

Miroir laryngé droit	2,5V	3,5V
complet avec miroir plan, Ø 20mm, sans poignée	B-001.12.101	B-002.12.101
sans miroir, sans poignée	B-001.12.109	B-002.12.109
Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.057	X-002.88.063
Miroir plan, Ø 20mm		B-000.12.103
Miroir concave, Ø 20mm (grossissant)		B-000.12.104
Abaisse-langue en métal [01]		B-000.12.105
Transilluminateur [02]		B-000.12.106
Capuchon de protection pour ampoule (pour éclairage de la cavité buccale) [03]		B-000.12.107

Miroir laryngé courbe



[01]



Pour le confort de l'examineur et un champ de vision libre.

Miroir laryngé courbe	2,5V	3,5V
complet avec miroir plan, Ø 20mm, sans poignée	B-001.12.201	B-002.12.201
sans miroir, sans poignée	B-001.12.208	B-002.12.208
Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.037	X-002.88.062
Miroir plan, Ø 20mm		B-000.12.203
Miroir concave, Ø 20mm (grossissant)		B-000.12.204
Abaisse-langue en métal [01]		B-000.12.205

Miroir laryngé mini 3000® de HEINE



Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.

- Aux multiples possibilités d'utilisation grâce à de nombreux accessoires (voir en haut).
- Technologie XHL Xénon Halogène pour plus de lumière.
Eclairage idéal de la cavité buccale et du fond de la gorge.
- Pièce de construction principale en métal. Solide, grande longévité.

Miroir laryngé mini 3000	2,5V
avec miroir plan, Ø 20mm, sans poignée	D-001.77.101
Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.057

Porte-abaisse-langue

Pour abaisse-langue standard en bois



- ⚡ **Technologie XHL Xénon Halogène.** Eclairage idéal de la cavité buccale et du fond de la gorge.
- ⚡ **Capuchon fileté pour ampoule.** Vision de l'examineur sans éblouissement.

Porte-abaisse-langue	2,5V	3,5V
pour abaisse-langue en bois, sans poignée	B-001.12.302	B-002.12.302
Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.037	X-002.88.049
Capuchon fileté de rechange pour ampoule [01]		B-000.12.308

Porte-abaisse-langue

Avec éjecteur d'abaisse-langue pour abaisse-langues à usage unique



- ⚡ **Technologie XHL Xénon Halogène.** Eclairage idéal de la cavité buccale et du fond de la gorge.
- ⚡ **Capuchon fileté pour ampoule.** Vision de l'examineur sans éblouissement.
- ⚡ **Ejecteur d'abaisse-langue libère l'abaisse-langue par simple pression du doigt.** Evite les contacts avec l'abaisse-langue après utilisation.
- ⚡ **Seulement pour abaisse-langue à usage unique HEINE.**

Porte-abaisse-langue	2,5V	3,5V
Porte-abaisse-langue avec éjecteur d'abaisse-langue, sans poignée	B-001.12.305	B-002.12.305
Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.037	X-002.88.049
Carton de 100 abaisse-langues à usage unique		B-000.12.304

Porte-abaisse-langue HEINE mini 3000®

Avec éjecteur d'abaisse-langue pour abaisse-langues à usage unique



Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.
Poignée livrable en couleur bleue ou noir.

- : **Pièce de construction principale en métal.** Solide, grande longévité.
- : **Poignée de haute qualité : Finition chromée/plastique inégalable.** Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- : **Poignée et tête indépendantes.** Utilisation simple, poignée combinable avec l'ensemble de la gamme mini 3000.
- : **Technologie XHL Xénon Halogène pour plus de lumière.** Lumière blanche concentrée. Eclairage idéal de la cavité buccale et du fond de la gorge.
- : **Clip de fixation avec interrupteur intégré.** Bonne prise en main de l'instrument. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. 20.000 cycles marche/arrêt garantis.
- : **Une simple pression du doigt libère l'abaisse-langue utilisé.** Evite tout contact avec l'abaisse-langue utilisé.
- : **Seulement pour abaisse-langue à usage unique HEINE.**
- : **Piles de recharge.** Type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini NT en option*.



Porte-abaisse-langue mini 3000	2,5V
complet sur poignée à piles mini 3000 avec 5 abaisse-langues à usage unique, avec piles	D-001.74.118
Porte-abaisse-langue avec ampoule, sans poignée	D-001.74.100
Ampoule de recharge XHL Xénon halogène	X-001.88.037
Carton de 100 pièces abaisse-langues à usage unique	B-000.12.304



*Afin de modifier l'instrument en rechargeable par moyen du chargeur mini NT, voir page 148.



Instruments de poche HEINE mini 3000®, une gamme complète d'instruments de diagnostic de qualité. Ces trousse sont également disponibles avec des instruments de couleur bleue ou noire. Prière de spécifier la couleur souhaitée dans votre commande. Si la couleur n'est pas indiquée, les instruments sont livrés en noir.

Tête d'éclairage polyvalente



- **Technologie XHL Xénon Halogène.** Champ d'éclairage lumineux et homogène.
- **Utilisations variées.** Comme lampe de diagnostic ou comme porte-abaisse-langue pour abaisse-langue jetables HEINE ou en bois.

Tête d'éclairage polyvalente	2,5V	3,5V
Tête d'éclairage polyvalente	B-001.12.320	B-002.12.320
Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.077	X-002.88.078

Dispositif d'illumination par fibres optiques



Accessoire pour tête d'éclairage polyvalente (voir en haut).

- **Dispositif d'illumination par fibres optiques.** Pour spéculums à baïonnette réutilisables et spéculum nasal expansible.

Dispositif d'illumination par F.O.	B-000.12.321
------------------------------------	---------------------

Illuminateur nasal à fibres optiques



[01]

[02]

Illuminateur nasal à fibres optiques	2,5V	3,5V
complet avec spéculum nasal réutilisable	B-001.12.322	B-002.12.322
idem, avec spéculum nasal expansible	B-001.12.323	B-002.12.323
Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.077	X-002.88.078
Spéculum nasal réutilisable, seul [01]	B-000.11.220	
Spéculum nasal expansible, seul [02]		B-000.11.231

Trousses de diagnostic O.R.L. HEINE

Trousse complète avec : **Otoscope de diagnostic BETA 100**

- 1 jeu de 3 spéculums réutilisables (B-000.11.222)
- 1 porte-abaisse-langue pour abaisse-langue à usage unique HEINE
- 1 miroir laryngé droit sans accessoires
- 1 spéculum nasal expansible
- 1 ampoule de rechange pour chaque instrument, étui rigide



Trousses de diagnostic O.R.L.	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
BETA Poignée à piles	B-244.10.118		
BETA R Poignée rechargeable pour prise de courant		B-244.20.376	B-244.27.376
BETA TR Poignée rechargeable avec transformateur à fiche		B-244.20.384	B-244.27.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT 300		B-244.20.420	
BETA L Poignée rechargeable et chargeur NT 300			B-244.29.420

Trousse complète avec : **Otoscope de diagnostic K100**

- 1 jeu de 3 spéculums réutilisables (B-000.11.222)
- 1 porte-abaisse-langue pour abaisse-langue en bois
- 1 ampoule de rechange pour chaque instrument
- étui rigide




Trousses de diagnostic O.R.L.	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V
BETA Poignée à piles	B-241.10.118		
BETA R Poignée rechargeable pour prise de courant		B-241.20.376	B-241.27.376
BETA TR Poignée rechargeable avec transformateur à fiche		B-241.20.384	B-241.27.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT 300		B-241.20.420	
BETA L Poignée rechargeable et chargeur NT 300			B-241.29.420

: Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.

Une entreprise est entrée dans l'histoire et a donné son nom à une production d'une qualité exceptionnelle : HEINE.

Entreprise familiale fondée en 1946, riche en traditions, aujourd'hui leader sur le marché international, avec une gamme complète d'instruments de diagnostic. Les produits HEINE répondent à toutes les normes internationales (ISO/CE) et sont à la pointe de la technologie, tant pour la précision que pour le design et l'ergonomie. La recherche et le développement résolument tournés vers l'avenir ont su créer une base technologique solide et diversifiée pour une production d'avant-garde, dans le respect de la qualité. A travers le monde, plus de 500 employés contribuent à cette réussite.

www.heine.com



■ FILIALES HEINE
■ DISTRIBUTEURS HEINE

ALLEMAGNE

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

ETATS-UNIS

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIE

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SUISSE

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

Votre distributeur

10/11. A-000.00.100 f

