

Lampes à fente, à main HEINE HSL 150®

Pour l'examen du segment antérieur



Pour l'examen du segment antérieur en médecine humaine et vétérinaire.

- ∴ Fente réglable de 0,2mm x 10mm à 4mm x 14mm.
- ∴ Grossissement 6x.
- ∴ Filtre interférentiel bleu (FITC) combinable pour l'examen de la cornée.
- ∴ Optique multicouche pour une transmission maximum de la lumière.
- ∴ Technologie XHL Xénon Halogène en 2,5V ou 3,5V. Pour une lumière blanche brillante, comparable à celle d'une lampe à fente classique.
- ∴ La tête HSL 150 ne pèse que 70g. La lampe à fente la plus légère de sa catégorie.

HSL 150 pour poignée BETA ou BETA SLIM	2,5V	3,5V
sans poignée	C-001.14.602	C-002.14.602

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.098	X-002.88.099
--	--------------	--------------

Filtre de rechange pour HSL 150	C-000.14.605
---------------------------------	--------------

- ∴ Fente continuellement réglable
- ∴ Filtre interférentiel bleu
- ∴ Idéale pour les visites à domicile

Loupe accessoire HEINE HSL 10x®

Loupe accessoire grossissement 10x



Pour HSL 150. Avec grossissement optique de précision pour des images claires et nettes.

- ∴ Grossissement 10x en combinaison avec la loupe HSL 150.
- ∴ Distance de travail augmentée entre patient et examinateur.
- ∴ Grand champ de vision.
- ∴ Avec un embout détachable pour stabiliser l'instrument et éviter les lumières parasites. Peut être remplacé par une pièce oculaire souple, pour les porteurs de lunettes.

Loupe accessoire HSL 10x	C-000.14.606
--------------------------	--------------

Troussets de lampe à fente, à main HEINE HSL 150®



[01]





[02]



Trousse complète avec: **Lampe à fente, à main HSL 150**
Poignée BETA SLIM (taille compacte)

Troussets de lampe à fente, à main	2,5V	3,5V
Poignée à piles BETA SLIM , en étui tissu souple, sans ampoule de rechange [01]	C-252.10.105	
idem, avec loupe accessoire HSL 10x, ampoule de rechange, en étui rigide [02]	C-268.10.105	
Poignée rechargeable BETA SLIM et chargeur NT 300, ampoule de rechange, en étui rigide		C-266.20.470
idem, avec loupe accessoire HSL 10x, en étui rigide		C-268.20.470

Trousse complète avec : **Lampe à fente, à main HSL 150**
Poignée BETA (taille standard)
ampoule de rechange
étui rigide


Troussets de lampe à fente, à main	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
Poignée à piles BETA	C-265.10.118		
idem, avec loupe accessoire HSL 10x	C-267.10.118		
Poignée rechargeable BETA R pour prise de courant		C-265.20.376	C-265.27.376
idem, avec loupe accessoire HSL 10x		C-267.20.376	C-267.27.376
Poignée rechargeable BETA TR avec transformateur à fiche		C-265.20.384	C-265.27.384
idem, avec loupe accessoire HSL 10x		C-267.20.384	C-267.27.384
Poignée rechargeable BETA NT et chargeur NT 300		C-265.20.420	
idem, avec loupe accessoire HSL 10x		C-267.20.420	
 Poignée rechargeable BETA L et chargeur NT 300			C-265.29.420
idem, avec loupe accessoire HSL 10x			C-267.29.420

 : Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.

Une entreprise est entrée dans l'histoire et a donné son nom à une production d'une qualité exceptionnelle : HEINE.

Entreprise familiale fondée en 1946, riche en traditions, aujourd'hui leader sur le marché international, avec une gamme complète d'instruments de diagnostic. Les produits HEINE répondent à toutes les normes internationales (ISO/CE) et sont à la pointe de la technologie, tant pour la précision que pour le design et l'ergonomie. La recherche et le développement résolument tournés vers l'avenir ont su créer une base technologique solide et diversifiée pour une production d'avant-garde, dans le respect de la qualité. A travers le monde, plus de 500 employés contribuent à cette réussite.

www.heine.com



■ FILIALES HEINE
■ DISTRIBUTEURS HEINE

ALLEMAGNE

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

ETATS-UNIS

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIE

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SUISSE

HEINE (Schweiz) AG
Tobelackerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

Votre distributeur

10/11. A-000.00.100 f

