

# Lampes d'examen

## UNE LUMIERE CLAIRE POUR UNE UTILISATION AU QUOTIDIEN

Les lampes d'examen HEINE sont développées sur la base de la technologie d'éclairage la plus moderne : des lampes d'examen halogènes flexibles avec technologie d'ampoules innovantes pour une performance de luminosité extrêmement élevée.

Les trois diverses options de montage, trépied mobile, support mural ou de serrage, permettent une intégration variable dans le cabinet et font également leur preuve dans l'exigeant quotidien médical en environnement hospitalier.



## Lampes d'examen HEINE HL 5000®

**Lampe Halogène universelle avec illumination performante**

∴ Orientation flexible

∴ Illumination très intense

∴ 140 000 lux à 30 cm

Avec une puissance de sortie de 140 000 lux à 30 cm, la Lampe d'examen HL 5000 est idéale dans les cas où l'examineur doit reconnaître des éléments minuscules. La conception en col de cygne flexible lui confère un rayon d'action de 120 cm. Trois versions disponibles : Fixation murale, pince toutes positions, pied à roulettes.

- ∴ **Ampoule halogène longue durée, puissance 140 000 lux à 30 cm.** Lumière blanche très intense.
- ∴ **Tête d'éclairage très fine.** Vision sans obstacle, utilisation facile.
- ∴ **3 fixations possibles : Murale, pince toutes positions, pied à roulettes.** Polyvalente.
- ∴ **Longévité de l'ampoule : 4 000 heures au minimum.** Economique.
- ∴ **Filtre UV complémentaire.** Sécurité accrue en cours d'examen.
- ∴ **Construction robuste, avec un col de cygne spécialement étudié, rayon d'action de 120 cm.** Très grand rayon d'action, facile à positionner. La lumière reste dans la position choisie.
- ∴ **Un filtre IR supplémentaire réduit la chaleur.** Confort accru pour le patient comme pour l'examineur.

Lampe d'examen HL 5000	12V/50W
sur pied à roulettes, métal [01]	<b>J-005.27.106</b>
sur pied à roulettes léger, Polycarbonate [02]	<b>J-005.27.108</b>
avec fixation murale [03]	<b>J-005.27.102</b>
avec pince toutes positions [04]	<b>J-005.27.104</b>
Ampoule halogène de rechange 12V/ 50W [05]	<b>J-005.27.111</b>



Lampe d'examen HEINE HL 1200®



Orientation flexible

Tête très fine

90000 lux à 30cm

- ∴ **Tête très fine.** Plus de liberté de mouvement et vision sans obstacle pour l'examineur.
- ∴ **Filtre de chaleur intégré.** Evite toute gêne au patient.
- ∴ **Surpasse les normes de sécurité en vigueur.** Protection du patient assurée même en cas d'éclatement de l'ampoule.
- ∴ **Col de cygne parfaitement stable.** Permet l'orientation de la lampe dans toutes les positions sans risque d'affaissement ou de chute.
- ∴ **Pied à roulettes toujours stable.** Ne peut pas se retourner, sécurité assurée en clinique comme au cabinet.
- ∴ **Lampe 12V/20W longue durée.** 4000 heures.
- ∴ **Puissance de sortie: 90000 lux à 30cm.** Intense lumière blanche.
- ∴ **3 fixations possibles : Murale, pince toutes positions, pied à roulettes.** Polyvalente.

Lampe d'examen HL 1200 12V/20W	noire	blanche
avec pied à roulettes, métal [01]	J-005.27.068	J-005.27.067
avec pied à roulettes léger, Polycarbonate [02]	J-005.27.078	J-005.27.077
avec pince tous supports [03]	J-005.27.056	J-005.27.058
avec fixation murale également combinable en option, avec pied à roulettes [04]	J-005.27.052	J-005.27.054
Ampoule halogène de rechange 12V/20W IRC [05]	J-005.27.075	J-005.27.075

Pied à roulettes (métal) avec fixation pour lampe HL 1200	Y-096.50.004
Pied à roulettes (Polycarbonate) avec fixation pour HL 1200	Y-096.50.009
Fixation pour lampe HL 1200 sur pied à roulettes	J-000.27.069



## Lampe universelle F.O. HEINE HKL®

La lampe optimale pour le cabinet médical – grâce à son illumination par fibre optique (F.O.), pas d'échauffement sur les parties éclairées et éclairage comparable à la lumière du jour. Fonctionne avec tous les projecteurs à fibre optique HEINE.

- ⚡ **Lampe à fibre optique avec mise au point.** Champ d'éclairage très clair et parfaitement homogène. Pas d'influence thermique sur le patient.
- ⚡ **Température de couleur: 3800K.** Eclairage comparable à la lumière du jour.
- ⚡ **Long bras d'éclairage flexible et de bonne stabilité.** Longue portée, flexible quelque soit la trajectoire. Le bras reste en place dans la position voulue.
- ⚡ **Tête d'éclairage compacte.** Champ de vision et mouvements sans obstacles.
- ⚡ **Possibilité de montage universel.** Possibilité de fixation et de mise en place en fonction des besoins.
- ⚡ **Convient pour tous les projecteurs à fibre optique déjà existants.** Transforme tout projecteur à fibre optique en une lampe d'examen.
- ⚡ **Puissance de sortie: 30 000 lux à 20 cm avec projecteur HK 7000.**
- ⚡ **Possibilités de montage :**
  - sur pied à roulettes [01]
  - sur une table avec une épaisseur max. de 40 mm [02]
  - sur des tubes verticaux avec une section max. de 40 mm [03]
  - sur des tubes horizontaux max. de 40 mm [04]
  - montage mural avec fixation murale pour HK7000 [05]




Lampe HKL	F.O.
sur pied à roulettes [01]	J-003.27.004
avec kit de fixation [02] [03] [04]	J-003.27.001
à fixation murale [05]	J-003.27.002

Kit de fixation noir, seul	J-000.27.010
Kit de fixation blanc, seul	J-000.27.012
Plaque de support, seule	J-000.27.011
Pied à roulettes sans plaque de support	Y-096.50.001
Pied à roulettes avec plaque de support	Y-096.50.002

Commander le projecteur séparément. Pour informations sur les projecteurs voir page 160.

### Dimensions du champ d'éclairage




Tension standard : 230V. Si une autre tension est requise, veuillez l'indiquer lors de la commande.

**Une entreprise est entrée dans l'histoire et a donné son nom à une production d'une qualité exceptionnelle : HEINE.**

Entreprise familiale fondée en 1946, riche en traditions, aujourd'hui leader sur le marché international, avec une gamme complète d'instruments de diagnostic. Les produits HEINE répondent à toutes les normes internationales (ISO/CE) et sont à la pointe de la technologie, tant pour la précision que pour le design et l'ergonomie. La recherche et le développement résolument tournés vers l'avenir ont su créer une base technologique solide et diversifiée pour une production d'avant-garde, dans le respect de la qualité. A travers le monde, plus de 500 employés contribuent à cette réussite.

[www.heine.com](http://www.heine.com)



■ FILIALES HEINE  
■ DISTRIBUTEURS HEINE

**ALLEMAGNE**

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG  
82211 Herrsching  
Kientalstr. 7  
Tel. +49 (0) 81 52-38 0  
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

**ETATS-UNIS**

HEINE USA LTD.  
10 Innovation Way  
Dover, NH 03820  
Tel. (603) 7 42-71 03  
Fax (603) 7 42-72 17  
Toll Free (800) 367-4872  
E-Mail: [service@heine-na.com](mailto:service@heine-na.com)

**AUSTRALIE**

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.  
Unit 9, 98 Old Pittwater Road  
P.O. Box 717 Brookvale 2100  
New South Wales  
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00  
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05  
E-Mail: [info@heine.com.au](mailto:info@heine.com.au)

**SUISSE**

HEINE (Schweiz) AG  
Tobelackerstr. 9  
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall  
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66  
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77  
E-Mail: [heine-schweiz@schaffhausen.ch](mailto:heine-schweiz@schaffhausen.ch)

Votre distributeur

10/11. A-000.00.100 f

