



## HEINE 3S LED HeadLight® UNPLUGGED Kompakt, leicht und einzigartig mobil.

Die 3S LED HeadLight UNPLUGGED von HEINE - eine innovative, ultrahelle und kompakte LED Kopfleuchte mit leistungsstarker und koaxialer Beleuchtung. Die ideale Kopfleuchte für den Allgemein-, HNO-, Zahn- und Veterinär-Arzt, sowie den Chirurgen.

**30.000 Lux für helles weißes Licht.** Mit einer Referenz-Farbtemperatur von 6.000 Kelvin und einer außergewöhnlichen 30.000 Lux Beleuchtung bei einem Arbeitsabstand von 250 mm ist die 3S LED HeadLight UNPLUGGED mehr als doppelt so hell wie Standard-LED oder herkömmliche Kopfleuchten.

**Kompakt, leicht und 100% Bewegungsfreiheit.** Das kompakte Design ermöglicht eine klare, uneingeschränkte koaxiale Beleuchtung. Der Leuchtkopf der 3S LED wiegt gerade einmal 70g und bietet dadurch ein entspanntes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum.

**UNPLUGGED:** Keine Kabel, keine Verbindungen, keine Einschränkungen. Mit der neuen 3S LED HeadLight UNPLUGGED mit mPack UNPLUGGED Kopfband-Akku kann man buchstäblich überall arbeiten. Natürlich mit dem gewohnten Komfort, denn der Kopfband-Akku ist extrem leicht.

**Flexibel.** Die 3S LED HeadLight UNPLUGGED ist durch die stufenlose Einstellung der Leuchtfeldgröße und Helligkeit, sowie die uneingeschränkte Kompatibilität zu allen HEINE HR® / HRP® Binokularlupen praktisch für jede beliebige Untersuchungs-situation einsetzbar. Darüber hinaus ist sie mit einer Video-Prismenoptik erweiterbar.

Viele der Innovationen entstanden in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Universitäten. Daher ist die 3S LED HeadLight UNPLUGGED vor allem auch ein Gerät, das sich die Ärzte gewünscht und mitentwickelt haben.