



## Pressemitteilung

### **Erstes Ladesystem für Tascheninstrumente jetzt bei HEINE.**

HEINE mini NT® Ladegerät

Die mini 3000-Linie schätzen Ärzte bereits aufgrund ihrer Kompaktheit und ihrer Wirtschaftlichkeit. Freuen können sie sich jetzt darüber, dass HEINE nun das dazu passende Ladesystem anbietet. Ärzte sparen damit das Geld für den regelmäßigen Batteriekauf und haben jederzeit betriebsbereite Instrumente.

Was passiert mit vorhandenen Griffen in den Praxen? Im Set von HEINE sind Ladebatterie und Bodenkappe für bestehende mini 3000® Griffe bereits enthalten. Aber auch HEINE mini 2000®-Griffe können im Handumdrehen umgerüstet werden.

Sicherheit und Qualität, hergestellt in Deutschland: Das Ladegerät selbst ist äußerst kompakt und dennoch standfest. Instrumente lassen sich in den beiden Ladeköchern platzsparend und sicher aufbewahren. Dabei muss der Arzt nicht darauf achten, wie oft und wie lange er seine Instrumente in das Ladegerät stellt. Denn es gibt keinen Memoryeffekt, und dank Überladeschutz endet das Laden automatisch, wenn der Akku voll ist – dies zeigt das Gerät unmittelbar an. Den Griff vollständig zu laden dauert übrigens nur vier Stunden. Alles in allem, beste Voraussetzungen für reibungsloses Arbeiten.