

HEINE Veterinär Spezial-Instrumente



Geschlitztes
Kopfstück



BETA200 F.O.
VET Otoskop



BETA 100
VET Otoskop

	Gehäusekonstruktion		
Metall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwenklupe / Sichtfenster - Vergrößerung			
Glas / Vergrößerung 2x	<input type="checkbox"/>		
Glas / Vergrößerung 2,5x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beleuchtung			
F.O.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Direkt			<input type="checkbox"/>
Instrumentengröße			
Professional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stromversorgung			
2,5V Batterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3,5V Ladebatterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tips			
Lange, geschlossene Metall-Spekula	<input type="checkbox"/>		
Geschlitzte offene Metall-Spekula	<input type="checkbox"/>		
Kurze geschlossene Spekula	<input type="checkbox"/>		
UniSpec VET Einwegtips	<input type="checkbox"/>		
Zwischenstück für Tips	<input type="checkbox"/>		
VET Dauergebrauchstips		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AllSpec Einwegtips			<input type="checkbox"/>
Adapter für AllSpec Tips			<input type="checkbox"/>
Gebälse-Anschluss		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seite	033	035	035