

HEINE bietet mit der innovativen „GAMMA-G-Serie“ latexfreie Aneroid-Blutdruckmessgeräte bester Qualität und Funktionalität bei optimalem Preis-/Leistungsverhältnis. Höchste Messpräzision und lange Lebensdauer, kombiniert mit funktionellem und modernem Design, garantieren einen zuverlässigen Dauereinsatz in Kliniken und Praxen.

„Ein-Schlauch-System“ mit neuartigem Druckmesssystem.

Die Luftventilkonstruktion mit optimierten Luftströmungswiderständen zum Messwerk sorgt für eine Dämpfung der Luftstöße während des Aufpumpens. Ein gleichmäßiger, stoßfreier Lufteinlass in das Messwerk ist garantiert. Ein Vorteil, der bisher nur mit Doppel-Schlauch-Systemen möglich war.

Die GAMMA G Serie: Anerkannte klinische Validierung.

Entsprechend dem Protokoll der europäischen Union über Bluthochdruck verfügen die HEINE GAMMA G® Blutdruckmessgeräte über die anerkannte klinische Validierung. Bestätigt wurde die gleichbleibende Genauigkeit der GAMMA G Blutdruckmessgeräte beim systolischen und diastolischen Wert.



HEINE GAMMA G7®

Topmodell mit Drehventil und Leichtmetallkomponenten



∴ Shockproof

∴ Latexfrei

∴ Leichtmetallgehäuse

∴ 10 Jahre Garantie

- ∴ **Shockproof.**
- ∴ **Latexfreie Materialien.**
- ∴ **Neuartiges Druckmesssystem.** (Zum deutschen Patent angemeldet.)
- ∴ **Überdrucksicheres Manometer.** Korrosionsfrei.
- ∴ **Mikro-Filter.** Schützt Ventil und Messwerk.
- ∴ **Großes HEINE Skalen-Design.** Bequem ablesbar (Ø 56 mm).
- ∴ **Höchste Zeiger-Qualität.** Exakt ausbalanciert, stabil justiert und stoßresistent.
- ∴ **Großer Ball.** Ermöglicht schnelles Aufpumpen der Manschette (50% mehr Ballvolumen als herkömmliche Blutdruckmesser).
- ∴ **Einzigartiges Drehventil.** Fein dosierbar, schneller Luftablass, praktisch verschleißfrei; Gummianschlag gegen unerwünschtes Festklemmen.
- ∴ **Gehäuseoberteil aus 2-Komponenten Aluminiumlegierung/TP-Elastomer** mit stoßabsorbierendem Schutzring für Ziffernblatt und Glas.
- ∴ **Gehäuseunterteil aus schlagfestem 2-Komponenten Polyamid/TP-Elastomer** mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag.
- ∴ **Löffel aus hochwertiger Zinklegierung.** Positionierbar für Links- und Rechtshänder.
- ∴ **Hochwertige 1-Schlauch-Manschette mit Klettverschluss.** Waschbar.
- ∴ **Ausgereifte Ergonomie.** Liegt sehr gut in der Hand. Ist optimal ausbalanciert.
- ∴ **10 Jahre Garantie***

* auf einwandfreie Beschaffenheit des Materials, die Verarbeitung und Herstellung.

| GAMMA G7 | |
|--|--------------|
| komplett mit Erwachsenenmanschette, im Reißverschluss-Etui | M-000.09.232 |
| komplett mit Kindermanschette, im Reißverschluss-Etui | M-000.09.233 |
| Ärzte-Kit mit Kinder-, Erwachsenen- und kleiner Erwachsenenmanschette im Reißverschluss-Etui | M-000.09.554 |
| komplett mit Erwachsenenmanschette ohne Reißverschluss-Etui im 10er Pack | M-000.09.560 |

HEINE GAMMA G5®

Standardmodell mit Drehventil



∴ Shockproof

∴ Latexfrei

∴ Schlagfestes Polyamid-Gehäuse

Ausstattung und Design wie GAMMA G7, jedoch:

- ∴ Gehäuse aus schlagfestem 2-Komponenten Polyamid/TP-Elastomer mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag.
- ∴ Löffel aus Polyamid. Positionierbar für Links- und Rechtshänder.
- ∴ 5 Jahre Garantie.*

* auf einwandfreie Beschaffenheit des Materials, die Verarbeitung und Herstellung.

| GAMMA G5 | |
|--|--------------|
| komplett mit Erwachsenenmanschette, im Reißverschluss-Etui | M-000.09.230 |
| komplett mit Kindermanschette, im Reißverschluss-Etui | M-000.09.231 |
| Ärzte-Kit mit Kinder-, Erwachsenen- und kleiner Erwachsenenmanschette im Reißverschluss-Etui | M-000.09.555 |
| komplett mit Erwachsenenmanschette ohne Reißverschluss-Etui im 10er Pack | M-000.09.561 |

HEINE GAMMA GP®

Standardmodell mit Druckknopfventil



∴ Shockproof

∴ Latexfrei

∴ Schlagfestes Polyamid-Gehäuse

Ausstattung und Design wie GAMMA G5, jedoch mit Druckknopfventil.

- ∴ Innovatives Druckknopfventil (Pat. DE 10353157). Fein dosierbar, ultraschneller Luftablass, praktisch verschleißfrei. Von Links- und Rechtshändern gleichermaßen bequem zu bedienen.
- ∴ 5 Jahre Garantie.*

* auf einwandfreie Beschaffenheit des Materials, die Verarbeitung und Herstellung.

| GAMMA GP | |
|--|--------------|
| komplett mit Erwachsenenmanschette, im Reißverschluss-Etui | M-000.09.242 |
| komplett mit Kindermanschette, im Reißverschluss-Etui | M-000.09.243 |
| Ärzte-Kit mit Kinder-, Erwachsenen- und kleiner Erwachsenenmanschette im Reißverschluss-Etui | M-000.09.556 |
| komplett mit Erwachsenenmanschette ohne Reißverschluss-Etui im 10er Pack | M-000.09.562 |

HEINE GAMMA GST®

Modell zur Selbstmessung



Ausstattung und Design wie GAMMA G5, mit integriertem Stethoskop in der Manschette für einfache Messungen:

- ∴ Gehäuse aus schlagfestem 2-Komponenten Polyamid/TP-Elastomer mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag.
- ∴ Löffel aus Polyamid. Positionierbar für Links- und Rechtshänder.
- ∴ Hochwertige 1-Schlauch-Zugbügel-Manschette. Mit integriertem Stethoskop und angenehm weichen Ohrlötlern mit Schraubverschluss.
- ∴ 5 Jahre Garantie.*

* auf einwandfreie Beschaffenheit des Materials, die Verarbeitung und Herstellung.

| GAMMA GST | |
|--|--------------|
| komplett mit Erwachsenenmanschette, im Reißverschluss-Etui | M-000.09.271 |

HEINE GAMMA XXL LF®

Das Beste in Leistung und Qualität

Das GAMMA XXL LF – der ideale Ersatz für umweltbelastende Quecksilbergeräte.



[01]

↳ Große Skala

↳ Latexfrei

↳ 10 Jahre Garantie

- ↳ **Latexfreie Materialien.**
- ↳ **Besonders stabile Ausführung.** Ideal für den Krankenseinsatz und Praxisalltag.
- ↳ **Große, schwenkbare Skala (Ø 130 mm).** Aus großer Entfernung sehr gut ablesbar.
- ↳ **Große Reichweite.** Durch langen Spiralschlauch (3 m).
- ↳ **Ausbalancierter Zeiger.** Für genaue Anzeigen, stabil justiert.
- ↳ **Präzisionsventil aus Metall.** Leicht zu dosieren.
- ↳ **Manometer.** Wartungsfrei, präzise und langlebig.
- ↳ **Ohne Quecksilber.** Umweltfreundlich.
- ↳ **Wand-, Tisch-, Schienen- und Rollstativ-Montage.** Höhenverstellbar.
- ↳ **10 Jahre Garantie***

* auf einwandfreie Beschaffenheit des Materials, die Verarbeitung und Herstellung.

| GAMMA XXL LF | |
|--|--------------|
| GAMMA XXL LF-W Wandmodell [01] | M-000.09.323 |
| GAMMA XXL LF-S Stativmodell [02] | M-000.09.326 |
| GAMMA XXL LF-R Schienenmodell [03] | M-000.09.325 |
| GAMMA XXL LF-T Tischmodell (mit geradem Schlauch) [04] | M-000.09.322 |

| Zubehör | |
|--|--------------|
| Zusätzliche Manschettenablage für GAMMA XXL LF-T | M-000.09.141 |
| Tischständer für GAMMA XXL LF-T | M-000.09.142 |
| Höhenverstellbares Stativ für GAMMA XXL LF-S | M-000.09.145 |
| Universalhalter für GAMMA XXL LF-R, -S, -W | M-000.09.306 |
| Schienenklemme für GAMMA XXL LF-R | M-000.09.307 |



[03]



[04]



[02]

Blutdruckmanschetten und Zubehör

Latexfreie Blutdruckmanschetten

Manschetten für GAMMA G7/G5/GP/GST/XXL LF Blutdruckmessgeräte.



- ⚡ Latexfrei.
- ⚡ Passend für die gängigsten Blutdruckmessgeräte.
- ⚡ Hochwertige Manschetten mit Klettverschluss aus verschleißarmen Materialien. Physiologisch unbedenklich.
- ⚡ Doppelt genäht.
- ⚡ Abwaschbar.
- ⚡ Mit Markierung für exakte Position.
- ⚡ Aufgedruckter Größenbereich und Kontrollmarkierung für Armumfang.
- ⚡ Hochflexibler Schlauch mit hoher Wandstärke. Lange Lebensdauer.
- ⚡ Geprüfte Zuverlässigkeit. Absolut dichtes System.

| | GAMMA G7/G5/GP | 1 Schlauch-Manschetten, kompl. | | | 1 Schlauch-Beutel | | Manschetten-Hüllen | |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | Größe | Umfang/cm | | Größe | | Größe | |
| | Kinder, klein | 6x28 | 8-13 | M-000.09.700 | 5x15 | M-000.09.661 | 6x28 | M-000.09.059 |
| | Kinder | 10x34 | 13-20 | M-000.09.702 | 8x20 | M-000.09.663 | 10x34 | M-000.09.060 |
| | Erwachsene, klein | 14x53 | 20-29 | M-000.09.704 | 11x23 | M-000.09.664 | 14x53 | M-000.09.061 |
| | Erwachsene | 14x58 | 29-41 | M-000.09.619 | 12x28 | M-000.09.665 | 14x58 | M-000.09.055 |
| | Oberschenkel | 20x86 | >41 | M-000.09.615 | 18x52 | M-000.09.667 | 20x86 | M-000.09.057 |

| | GAMMA XXL LF | 2 Schlauch-Manschetten, kompl. | | | 2 Schlauch-Beutel | | Manschetten-Hüllen | |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | Größe | Umfang/cm | | Größe | | Größe | |
| | Kinder, klein | 6x28 | 8-13 | M-000.09.701 | 5x15 | M-000.09.671 | 6x28 | M-000.09.059 |
| | Kinder | 10x34 | 13-20 | M-000.09.703 | 8x20 | M-000.09.673 | 10x34 | M-000.09.060 |
| | Erwachsene, klein | 14x53 | 20-29 | M-000.09.705 | 11x23 | M-000.09.674 | 14x53 | M-000.09.061 |
| | Erwachsene | 14x58 | 29-41 | M-000.09.629 | 12x28 | M-000.09.675 | 14x58 | M-000.09.055 |
| | Oberschenkel | 20x86 | >41 | M-000.09.625 | 18x52 | M-000.09.677 | 20x86 | M-000.09.057 |

| | GAMMA GST | 1 Schlauch-Manschette, kompl. mit Stethoskop | | | 1 Schlauch-Beutel | | Manschetten-Hülle | |
|--|--------------|---|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Größe | Umfang/cm | | Größe | | Größe | |
| | Erwachsene | 14x53 | 22-32 | M-000.09.621 | 11x23 | M-000.09.669 | 14x53 | M-000.09.079 |