

∴ **HEINE mini 3000®**

Handliche Tascheninstrumente –
höchste Qualität im Kompakt-Format.



➤ **HEINE mini 3000®**

Das vollständige Programm hochwertiger Diagnostik-Instrumente in modernem und ergonomischem Design.



MINI GANZ GROSS. Die handliche mini3000 Serie steht für die kompakten HEINE Tascheninstrumente mit den hochwertigen Features der HEINE Fullsize-Instrumente. Ausstattungsmerkmale sind innovatives und ergonomisches Design gepaart mit einer hochwertigen Komplettausstattung für beste Diagnosesicherheit. Dazu kommen automatische Stromabschaltung in der Tasche sowie hohe Stabilität und beste Verarbeitung.

**HANDLICH
UND KOMPAKT.**

Gutes muss nicht groß sein. Bei der mini3000 Serie sind die ausschlaggebenden Eigenschaften für beste Qualität die einzigartige Ergonomie und die hochwertige Ausstattung. Das Ergebnis ist ein hervorragendes Handling in allen Untersuchungssituationen.

**KOMPLETT
UND SICHER.**

Unser wichtigstes Ziel bei der Weiterentwicklung der mini3000 Serie war die optimierte technische Reife und Leistungssteigerung. Innovative Features wie zum Beispiel eine verbesserte XHL-Linsen-Lampen Technologie sorgen für die optimierte Diagnosequalität und Zuverlässigkeit.

**MODERNES UND
ERGONOMISCHES DESIGN.**

Quality meets design. Bei der mini3000 Serie trifft das absolut zu. Denn neben dem modernen Design sorgen zum Beispiel Spezialkunststoffe für höchste Festigkeit bei geringem Gewicht. Darüber hinaus lässt die mini3000 Serie in Sachen Funktionalität und Leistung keine Wünsche offen.



HEINE mini 3000®
BATTERIEGRIFF

HEINE mini 3000®
OPHTHALMOSKOP

HEINE mini 3000®
FOCALUX

HEINE mini 3000®
MUNDSPATELHALTER

Kompakter Batteriegriff
passend für alle mini 3000
Instrumente.



Innovativer, kompakter
Batteriegriff in modernem,
edlem Design.

- ✦ **Hochwertiges Griffgehäuse:** Chromlegierung / veredelter Kunststoff. Schlagfest, robust, rutschfest.
- ✦ **Ovale, kompakt elegante Form.** Liegt ergonomisch gut in der Hand.
- ✦ **Halteclip mit integriertem Ein-/Ausschalter.** Fester Halt, automatisches Ausschalten.
- ✦ **Abschraubbare Bodenkappe.** Einfacher Batteriewechsel.
- ✦ **Schraubverbindung aus Metall.** Verschleißfrei.
- ✦ **Große Auswahl an mini 3000 Instrumenten.** Vielseitig.
- ✦ **Austauschbare Trockenbatterien** (Größe AA), oder optionale Ladebatterie mit mini NT Ladegerät.

Ophthalmoskop in einzigartig
kompaktem Design mit
hervorragender Optik bei
kleinsten Abmessungen, gut
geeignet für unterwegs und
die Visite.

- ✦ **Verbesserte XHL Xenon Halogen Lampen-Technologie.** Konzentriertes weißes Licht für optimale Ausleuchtung und brillantes Bild.
- ✦ **Fünf verschiedene Blenden.** Inkl. Fixationsstern.
- ✦ **Beinhaltet alle wichtigen Funktionen.**
- ✦ **Refraktionsausgleich:** -20 bis +20 D.

Fokussierbare Handleuchte
zur Untersuchung des vorderen
Augenabschnitts im fokalen
Licht und zur indirekten
Ophthalmoskopie.

- ✦ **Handlich kompakt.** Besonders geeignet für Hausbesuche und Visite.
- ✦ **Leuchtfeld fokussierbar auf Patientepupille.** Auch bei nicht erweiterten Pupillen gute Ausleuchtung des Fundus.
- ✦ **Verbesserte XHL Xenon Halogen Lampen-Technologie.** Konzentriertes weißes Licht mit hoher Beleuchtungsstärke für ein helles Fundusbild.
- ✦ **+3 D-Lupenaufsatz.** Akkomodationserleichterung, Vergrößerung des Fundusbildes.

Mundspatelhalter mit Spatelauswerfer
für HEINE Einmalgebrauchs-
Mundspatel.

- ✦ **Verbesserte XHL Xenon Halogenlampen-Technologie.** Konzentriertes weißes Licht. Optimale Ausleuchtung der Mund- und Rachenhöhle.
- ✦ **Spatelauswerfer löst per Fingerdruck den Spatel aus.** Spatel muss nach Gebrauch nicht berührt werden.
- ✦ **Grundkörper aus Metall.** Robust und langlebig.
- ✦ **Nur für HEINE Einmalgebrauchs-Mundspatel.**

HEINE mini3000®
KOMBILEUCHE



HEINE mini3000®
KEHLKOPFSPIEGEL



HEINE mini3000®
FIBER OPTIK (F.O.)
OTOSKOP



HEINE mini3000®
OTOSKOP



HEINE mini3000®
DERMATOSKOP



Taschenleuchte und Mundspatelhalter in einem. Robustes Mehrzweckinstrument.

- ✦ **Funktionsvielfalt.** Zu benutzen als Allzweckleuchte und als Halter für Standard-Holzspatel und HEINE Einmalspatel.
- ✦ **Verbesserte XHL Xenon Halogen Linsenlampe.** Helles, konzentriertes Licht.

Universell einsetzbarer und robuster Kehlkopfspiegel für optimale Ausleuchtung der Mund- und Rachenhöhle.

- ✦ **Verbesserte XHL Xenon Halogen Lampentechnologie.** Konzentriertes weißes Licht. Optimale Ausleuchtung der Mund- und Rachenhöhle.
- ✦ **Grundkörper aus Metall.** Robust und langlebig.

Otoskop mit Fiber Optik (F.O.) Beleuchtung.

- ✦ **Distale Fiber Optik (F.O.) Beleuchtung mit verbesserter XHL Xenon Halogen Lampentechnologie für 100 % mehr Licht.** Helle, konzentrierte und reflexfreie Ausleuchtung von Tympanum und Gehörgang.
- ✦ **Sichtfenster mit 3 facher Vergrößerung** und optimierter Gehäuseoberfläche für gestochen scharfe Bilder und minimierte Reflexe.
- ✦ **Sichtfenster fest integriert, seitlich schwenkbar.** Einfaches Instrumentieren unter Vergrößerung.
- ✦ **Gebälse-Anschluss** für pneumatischen Trommelfelltest. Bitte separat bestellen.

Otoskop mit direkter Beleuchtung.

- ✦ **Verbesserte XHL Xenon Halogen Lampentechnologie für 100 % mehr Licht.** Sehr helles, konzentriertes weißes Licht für optimale Ausleuchtung.
- ✦ **Sichtfenster mit 3 facher Vergrößerung** und optimierter Gehäuseoberfläche für gestochen scharfe Bilder und minimierte Reflexe.
- ✦ **Sichtfenster fest integriert, seitlich schwenkbar.** Einfaches Instrumentieren unter Vergrößerung.

Dermatoskop mit Qualitätsoptik. 10fache Vergrößerung mit fokussierbarer Optik.

- ✦ **Ca. 10 x Vergrößerung.** Großes, detailreiches Bild.
- ✦ **Verbesserte XHL Xenon Halogen Lampentechnologie.** Sehr helles, konzentriertes weißes Licht für optimale Ausleuchtung.
- ✦ **Ausführliches Kompendium mit Bildatlas im Lieferumfang.** Erleichtert die Differentialanalyse pigmentierter Hautveränderungen.

HEINE mini3000®
CLIPLAMPE

HEINE mini-c®
CLIPLAMPE

HEINE mini-c® / mini3000
CLIPLAMPE MIT
LEUCHTSTAB

HEINE miniNT®
LADE- UND ADAPTERSET



Robuste, langlebige Taschenleuchte in kompaktem, modernem Design mit verchromtem Kopfstück. Helles, konzentriertes Licht durch neuartige XHL Xenon Halogen Linsenlampe.

- **Kompakte, ovale, formschöne Leuchte.** Liegt ergonomisch gut in der Hand.
- **Verbesserte XHL Xenon Halogen-Linsenlampe mit 100 % mehr Licht.** Helles, konzentriertes Licht.

Handliche, langlebige Taschenleuchte mit verchromtem Kopfstück. Die mini-c Cliplampe passt nur auf einen mini-c Griff.

- **Kompakte, ovale, formschöne Leuchte.** Liegt ergonomisch gut in der Hand.
- **Verbesserte XHL Xenon Halogen Lampen-Technologie für 100 % mehr Licht.** Helles, konzentriertes Licht.
- **Hochwertiges Griffgehäuse: Chromlegierung / veredelter Kunststoff.** Schlagfest, robust, rutschfest.
- **Automatische Abschaltung in der Tasche.**
- **Austauschbare Trockenbatterien** (Größe AAA).

Cliplampe mit **Leuchtstab für otoplastische Anwendungen.** Mit Hilfe des Leuchtstabes wird der optimale Sitz von Hörgeräten überprüft.

mini NT Ladeset 2,5V
Bestehend aus mini NT Ladegerät, 2 mini Ladebatterien und 2 Bodeneinheiten.
Mit dem mini NT Ladeset lassen sich bestehende mini 3000 Batteriesysteme einfach auf das 2,5V Ladesystem aufrüsten. Optionales Adapterset für mini 2000 erhältlich.
mini NT Ladegerät: Breite: 112 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 52 mm, Gewicht 270 g.

- **Innovatives, kompaktes Design.** Standfeste Aufbewahrung der Instrumente. Platzsparend.
- **Zwei getrennte Ladeköcher.** Voller Funktionsnutzen mit einem oder zwei Griffen. Gleichzeitiges Laden von zwei mini Griffen möglich.
- **Schnellladefunktion.** 4 Std. Ladezeit für NiMH Ladebatterie 2,5V.
- **Automatischer Ladevorgang.** Unabhängig vom Ladestand der Ladebatterie. Lange Lebensdauer der Ladebatterien.
- **Überladeschutz.** Ladevorgang schaltet automatisch ab, sobald die Ladebatterie vollständig geladen ist.
- **Ladeanzeige.** Pulsierendes Licht des Köchers signalisiert laufenden Ladevorgang, Dauerlicht signalisiert abgeschlossenen Ladevorgang.












Hinweis: Passend nur für mini 2,5V NiMH Ladebatterie.

➤ **HEINE mini 3000®**

mini NT Ladeset für mini 3000.



[HEINE mini 3000®]

		2,5 V
	mini 3000 F.O. Otoskop auf Batteriegriff mini 3000 mit 1 Satz = 4 St. Dauergebrauchs-Tips und je 5 Einweg-Tips 2,5 und 4 mm Ø, mit Batterien	D-001.70.120
	auf Batteriegriff mini 3000 mit je 5 Einweg-Tips 2,5 und 4 mm Ø, mit Batterien	D-001.70.110
	mit Lampe, ohne Griff und ohne sonstiges Zubehör	D-001.70.106
	Gebläse-Anschluss	D-000.80.101
	XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	X-001.88.105
	mini 3000 Otoskop auf Batteriegriff mini 3000 mit 1 Satz = 4 St. Dauergebrauchs-Tips und je 5 Einweg-Tips 2,5 und 4 mm Ø, mit Batterien	D-001.70.220
	auf Batteriegriff mini 3000 mit je 5 Einweg-Tips 2,5 und 4 mm Ø, mit Batterien	D-001.70.210
	mit Lampe, ohne Griff und ohne sonstiges Zubehör	D-001.70.206
	XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	X-001.88.110
	mini 3000 Kehlkopfspiegel komplett mit Planspiegel 20 mm Ø, ohne Griff	D-001.77.101
	XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	X-001.88.057
	mini 3000 Mundspatelhalter komplett auf Batteriegriff mini 3000 mit 5 Einmalspateln, mit Batterien	D-001.74.118
	Spatelhalter-Aufsatz mit Lampe, ohne Griff	D-001.74.100
	XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	X-001.88.037
	mini-c Cliplampe im Blisterpack mit 2 Trockenbatterien AAA auf mini-c Griff	D-001.73.109
	mit Leuchtstab im Blisterpack mit 2 Trockenbatterien AAA	D-001.73.103
	Leuchtstab für mini-c Cliplampe, 6er Pack im Blisterpack	D-000.73.105
	XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	X-001.88.108
	mini 3000 Cliplampe komplett auf Batteriegriff mini 3000, mit Batterien	D-001.73.131
	mini 3000 Cliplampe-Aufsatz (zur Benutzung mit Batteriegriff mini 3000) ohne Griff	D-001.73.130
	Leuchtstab für mini 3000 Cliplampe, 6er Pack im Blisterpack	D-000.73.105
	XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	X-001.88.107
	mini 3000 Kombileuchte auf Batteriegriff mini 3000 mit 5 Einmalspateln und Batterien	D-001.76.120
	mit Lampe, ohne Griff	D-001.76.101
	XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	X-001.88.107
	mini 3000 Ophthalmoskop auf mini 3000 Batteriegriff, mit Batterien	D-001.71.120
	ohne Griff	D-001.71.105
	XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	X-001.88.106
	mini 3000 Focalux mit Aufstecklupe +3 D auf mini 3000 Batteriegriff, mit Batterien	D-001.72.141
	ohne Lupe auf mini 3000 Batteriegriff	D-001.72.139
	ohne Lupe, ohne mini 3000 Batteriegriff	D-001.72.100
	Schwenkbare Aufstecklupe +3 D, einzeln	C-000.14.109
	XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	X-001.88.042
	mini 3000 Dermatoskop mit Kontaktscheibe, mini 3000 Batteriegriff und 10 ml Dermatoskopie-Öl, mit Batt.	D-001.78.107
	mit Kontaktscheibe, mit Lampe, ohne Griff	D-001.78.106
	XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	X-001.88.109
	mini 3000 Batteriegriff mit 2 Batterien IEC LR6 (Größe AA)	D-001.79.021


[HEINE mini 3000®]

	2,5 V
mini NT Ladeset für mini 3000 mini NT Ladegerät, 2 NiMH Ladebatterien, 2 Bodeneinheiten für mini 3000 Ladegriff	X-001.99.485
Ladebatterie NiMH 2Z	X-001.99.487
mini NT Adapterset für mini 2000 2 Bodeneinheiten für mini 2000, 2 Reduziereinsätze	X-001.99.491

Hinweis: Bestehende **mini 2000** Griffe und Sets können auf Ladefunktion aufgerüstet werden.
Hierfür notwendig sind: mini NT Ladeset für mini 3000 und mini NT Adapterset für mini 2000.

[HEINE mini 3000® SETS]

mini 3000 HNO Diagnostik Sets Set D-851 kpl. mit mini 3000 Fiber Optik (F.O.) Otoskop, 4 Dauergebrauchstips und 10 AllSpec Einmalgebrauchstips, im Hartschalenetui mit mini 3000 Batteriegriff inkl. Batterien wie D-851, jedoch mit mini 3000 Otoskop	D-851.10.021 D-851.20.021
mini 3000 Ophthalmologische Diagnostik Sets Set D-852 komplett mit mini 3000 Ophthalmoskop im Hartschalenetui, mit mini 3000 Batteriegriff inkl. Batterien	D-852.10.021
mini 3000 Diagnostik Sets Set D-854 komplett mit mini 3000 Ophthalmoskop, mini 3000 Otoskop, mini 3000 Kombileuchte, mini 3000 geradem Kehlkopfspiegel mit Plan- und Hohlspiegel, 1 Satz = 4 Dauergebrauchstips, im Hartschalenetui, mit mini 3000 Batteriegriff inkl. Batterien wie D-854, jedoch mit Nasentrichter, 10mm Ø	D-854.10.021 D-853.10.021
Set D-873 komplett mit mini 3000 Ophthalmoskop, mini 3000 F.O. Otoskop, 1 Satz = 4 Dauergebrauchstips, je 5 AllSpec 2,5 und 4mm Ø Einmalgebrauchstips, im Hartschalenetui, mit 2 mini 3000 Batteriegriffen inkl. Batterien wie D-873, jedoch mit mini 3000 Otoskop	D-873.11.021 D-873.21.021
Dauergebrauchs-Tips (schwarz) für mini 3000 und mini 3000 F.O. Oskope 1 Satz Dauergebrauchs-Tips (2,4 – 5mm Ø)	B-000.11.111
Dauergebrauchs-Tip 2,4mm Ø	B-000.11.107
Dauergebrauchs-Tip 3,0mm Ø	B-000.11.108
Dauergebrauchs-Tip 4,0mm Ø	B-000.11.109
Dauergebrauchs-Tip 5,0mm Ø	B-000.11.110
Dauergebrauchs-Nasentrichter 10mm Ø	B-000.11.143
AllSpec Einweg-Tips (grau) für mini 3000 und mini 3000 F.O. Oskope 1000er Karton Ø 2,5mm (Kinder) 1000 Stück/1 Karton dito, Ø 4mm (Erwachsene)	B-000.11.128 B-000.11.127
Karton mit 10 Stück Schüttverpackungen Ø 2,5mm (Kinder) zu je 250 Stück	B-000.11.151
Karton mit 10 Stück Schüttverpackungen Ø 4mm (Erwachsene) zu je 250 Stück	B-000.11.150
AllSpec Tip-Spender	B-000.11.148



■ HEINE NIEDERLASSUNGEN
■ HEINE VERTRETUNGEN

Ein Unternehmen schreibt Geschichte und gibt seiner ausgezeichneten Produkt-Qualität einen Namen: HEINE.

1946 gegründet, unabhängig, traditionsreich und heute internationaler Marktführer und Komplettanbieter von Diagnostikinstrumenten. HEINE Produkte erfüllen alle internationalen Standards (ISO/CE) und sind in Präzision und ergonomischem Design weltweit führend. Die intensive und kontinuierliche unternehmenseigene Forschung und Produktentwicklung schaffen eine solide und zukunftsweisende Basis für die technische Reife und die ausgezeichnete Qualität aller HEINE Produkte. Mitverantwortlich für diesen Erfolg sind weltweit über 500 Mitarbeiter.

www.heine.com

DEUTSCHLAND

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORDAMERIKA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 742-71 03
Fax (603) 742-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIEN

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SCHWEIZ

HEINE (Schweiz) AG
Tobelackerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

Technische Änderungen vorbehalten.

Ihr Fachhändler

11 /10. A-000.00.235 d

