

## HEINE mini-c® Cliplampe

## Handliche, langlebige Taschenleuchte



Robuste, langlebige Taschenleuchte im kompakten, modernen Design mit verchromtem Kopfstück. Helles, konzentriertes Licht durch neuartige XHL Xenon Halogen Linsenlampe.

mini-c Cliplampe passend nur für mini-c Griff. Der mini-c Griff ist nicht kompatibel zu mini 3000 Instrumenten. Griff erhältlich in schwarz oder blau.

- ⚡ **Cliplampe mit Leuchtstab für otoplastische Anwendungen.** Mit Hilfe des Leuchtstabes wird der optimale Sitz von Hörgeräten überprüft.
- ⚡ **Kompakte, ovale, formschöne Leuchte.** Liegt ergonomisch gut in der Hand.
- ⚡ **Hochwertiges Griffgehäuse: Chromlegierung / veredelter Kunststoff.** Schlagfest, robust, rutschfest.
- ⚡ **Halteclip mit integriertem Ein-/Ausschalter.** Fester Halt. Automatische Abschaltung in der Tasche. 20.000 Schaltzyklen garantiert.
- ⚡ **Austauschbare Trockenbatterien** (Größe AAA).
- ⚡ **Geschmacksmusterschutz.**

<b>mini-c Cliplampe</b>	<b>2,5V</b>
im Blisterpack mit Batterien [01]	<b>D-001.73.109</b>
mit Leuchtstab im Blisterpack mit Batterien [02]	<b>D-001.73.103</b>
Leuchtstab für mini-c Cliplampe, 6 Stück im Blisterpack [03]	<b>D-000.73.105</b>
XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	<b>X-001.88.108</b>



HEINE mini 3000® Tascheninstrumente – ein komplettes Programm hochwertiger Diagnostik-Instrumente für die Tasche. Erhältlich in schwarz oder blau. HEINE mini 3000® Cliplampe und mini-c Cliplampe-Aufsätze sind nur mit verchromtem Kopfstück erhältlich. Bitte die gewünschte Farbe bei Bestellung angeben, sonst erfolgt die Lieferung in der Standardfarbe schwarz.

HEINE mini 3000® Cliplampe

Kompakte, langlebige Taschenleuchte

Robuste, langlebige Taschenleuchte im kompakten, modernen Design mit verchromtem Kopfstück. Helles, konzentriertes Licht durch neuartige XHL Xenon Halogen Linsenlampe.

Nur mit dem mini3000 Griffsystem kombinierbar.  
Griff erhältlich in schwarz oder blau.



[01]



[02]

- ∴ Langlebige Taschenleuchte
- ∴ Automatische Abschaltung
- ∴ Ladegriffoption

- ∴ **Kompakte, ovale, formschöne Leuchte.** Liegt ergonomisch gut in der Hand.
- ∴ **Griff und Kopfstück 2-teilig.** Servicefreundlich. Ausbaufähig mit anderen mini3000 Instrumentenköpfen.
- ∴ **Verbesserte XHL Xenon Halogen Linsenlampe mit 100 % mehr Licht gegenüber herkömmlichen Lampen.** Helles, konzentriertes Licht.
- ∴ **Hochwertiges Griffgehäuse: Chromlegierung/veredelter Kunststoff.** Schlagfest, robust, rutschfest.
- ∴ **Halteclip mit integriertem Ein-/Ausschalter.** Fester Halt. Automatische Abschaltung in der Tasche. 20.000 Schaltzyklen garantiert.
- ∴ **Austauschbare Trockenbatterien** (Größe AA), oder optionale Ladebatterie mit mini NT Ladegerät\*.
- ∴ **Leuchtstab für otoplastische Anwendungen** [02]. Mit Hilfe des Leuchtstabes wird der optimale Sitz von Hörgeräten überprüft.

mini 3000 Cliplampe	2,5V
komplett auf Batteriegriff mini 3000, mit Batterien [01]	<b>D-001.73.131</b>
mini 3000 Cliplampen-Aufsatz <b>ohne Griff</b>	<b>D-001.73.130</b>
Leuchtstab für mini3000 Cliplampe, 6 Stück im Blisterpack [02]	<b>D-000.73.105</b>
XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	<b>X-001.88.107</b>



\*Bestellinformationen darüber, wie Sie Ihr Instrument mit dem mini NT Ladegerät zu einem wiederaufladbaren Instrument aufrüsten können, finden Sie auf Seite 148.



HEINE mini 3000® Tascheninstrumente – ein komplettes Programm hochwertiger Diagnostik-Instrumente für die Tasche. Erhältlich in schwarz oder blau.  
HEINE mini 3000® Cliplampe und mini-c Cliplampe-Aufsätze sind nur mit verchromtem Kopfstück erhältlich. Bitte die gewünschte Farbe bei Bestellung angeben, sonst erfolgt die Lieferung in der Standardfarbe schwarz.

## HEINE mini 3000® Kombileuchte

**Kompakte Taschenleuchte und Mundspatelhalter in einem**

Robustes, langlebiges Mehrzweckinstrument im kompakten, modernen Design. Helles, konzentriertes Licht durch neuartige XHL Xenon Halogen Linsenlampe.

Nur mit dem mini 3000 Griffsystem kombinierbar.  
Erhältlich in schwarz und blau.

- ⋮ **Funktionsvielfalt.** Zu benutzen als Allzweckleuchte und als Halter für Standard-Holzspatel und HEINE Einmalspatel.
- ⋮ **Griff und Kopfstück 2-teilig.** Servicefreundlich. Ausbaufähig mit anderen mini 3000 Instrumentenköpfen.
- ⋮ **Verbesserte XHL Xenon Halogen Linsenlampe mit 100 % mehr Licht gegenüber herkömmlichen Lampen.** Helles, konzentriertes Licht.
- ⋮ **Hochwertiges Griffgehäuse: Chromlegierung/veredelter Kunststoff.** Schlagfest, robust, rutschfest.
- ⋮ **Halteclip mit integriertem Ein-/Ausschalter.** Fester Halt. Automatische Abschaltung in der Tasche. 20.000 Schaltzyklen garantiert.
- ⋮ **Austauschbare Trockenbatterien (Größe AA),** oder optionale Ladebatterie mit mini NT Ladegerät\*.

<b>mini 3000 Kombileuchte</b>	<b>2,5V</b>
auf Batteriegriff mini 3000 mit 5 Einmalspateln und Batterien	<b>D-001.76.120</b>
<b>ohne Griff</b>	<b>D-001.76.101</b>
XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	<b>X-001.88.107</b>
Karton mit 100 Einmalgebrauchs-Mundspatel [01]	<b>B-000.12.304</b>

Kombinierte Sets finden Sie auf der Seite 165.




\*Bestellinformationen darüber, wie Sie Ihr Instrument mit dem mini NT Ladegerät zu einem wiederaufladbaren Instrument aufrüsten können, finden Sie auf Seite 148.

HEINE mini 3000® Tascheninstrumente – ein komplettes Programm hochwertiger Diagnostik-Instrumente für die Tasche. Erhältlich in schwarz oder blau. Bitte die gewünschte Farbe bei Bestellung angeben, sonst erfolgt die Lieferung in der Standardfarbe schwarz.

**Ein Unternehmen schreibt Geschichte und gibt seiner ausgezeichneten Produkt-Qualität einen Namen: HEINE.**

1946 gegründet, unabhängig, traditionsreich und heute internationaler Marktführer und Komplettanbieter von Diagnostikinstrumenten. HEINE Produkte erfüllen alle internationalen Standards (ISO/CE) und sind in Präzision und ergonomischem Design weltweit führend. Die intensive und kontinuierliche unternehmenseigene Forschung und Produktentwicklung schaffen eine solide und zukunftsweisende Basis für die technische Reife und die ausgezeichnete Qualität aller HEINE Produkte. Mitverantwortlich für diesen Erfolg sind weltweit über 500 Mitarbeiter.

[www.heine.com](http://www.heine.com)



■ HEINE NIEDERLASSUNGEN  
■ HEINE VERTRETUNGEN

#### DEUTSCHLAND

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG  
82211 Herrsching  
Kientalstr. 7  
Tel. +49 (0) 81 52-38 0  
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

#### NORDAMERIKA

HEINE USA LTD.  
10 Innovation Way  
Dover, NH 03820  
Tel. (603) 7 42-71 03  
Fax (603) 7 42-72 17  
Toll Free (800) 367-4872  
E-Mail: [service@heine-na.com](mailto:service@heine-na.com)

#### AUSTRALIEN

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.  
Unit 9, 98 Old Pittwater Road  
P.O. Box 717 Brookvale 2100  
New South Wales  
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00  
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05  
E-Mail: [info@heine.com.au](mailto:info@heine.com.au)

#### SCHWEIZ

HEINE (Schweiz) AG  
Tobelackerstr. 9  
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall  
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66  
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77  
E-Mail: [heine-schweiz@schaffhausen.ch](mailto:heine-schweiz@schaffhausen.ch)

Ihr Fachhändler

10/11. A-000.00.100 d

