

∴ **HEINE mini 3000®**

Massima qualità, dimensioni ridotte – con gli strumenti tascabili HEINE.



## ∴ HEINE mini 3000®

La linea completa di strumenti diagnostici compatti di alta qualità dal design moderno ed esclusivo.



**COSI' MINI, COSI' GRANDE.** La serie "mini" è la linea di strumenti tascabili e compatti HEINE con le stesse caratteristiche di alta qualità degli strumenti HEINE "full-size" della linea professionale. Questi strumenti sono caratterizzati da un design innovativo e compatto, con prestazioni diagnostiche complete per la massima sicurezza nelle diagnosi. Spegnimento automatico quando si agganciano al taschino, elevata stabilità e manifattura di alta qualità.

**MANEGGEVOLI  
E COMPATTI.**

Grande non sempre significa migliore. Nella serie mini 3000 sono il design esclusivo, ergonomico ed attraente a determinare la superiorità qualitativa. Il risultato è una eccezionale maneggevolezza in tutte le indagini mediche.

**COMPATTO E SICURO.**

Il nostro obiettivo più importante quando abbiamo sviluppato la serie mini 3000 era quello di ottimizzare le caratteristiche tecniche e migliorare le prestazioni. Abbiamo raggiunto questo attraverso innovative migliori e ottimizzando la tecnologia delle lenti delle lampadine alogene XHL Xenon per una più accurata qualità diagnostica.

**DESIGN MODERNO ED  
ESCLUSIVO.**

La Qualità incontra il Design. Nella serie mini 3000 questa definizione è assolutamente perfetta. Oltre al design moderno infatti, le materie plastiche speciali utilizzate garantiscono la massima resistenza e il minimo peso. Inoltre, la serie "mini" soddisfa qualsiasi aspettativa in termini di funzionalità e prestazioni.



HEINE mini 3000®  
MANICO A BATTERIE

HEINE mini 3000®  
OFTALMOSCOPIO

HEINE mini 3000®  
FOCALUX

HEINE mini 3000®  
PORTA-ABBASSALINGUA

Manico a batterie compatto.  
Compatibile con tutti gli  
strumenti mini 3000.



Manico a batterie innovativo e compatto dal design pregiato e moderno.

- ✦ **Pregiata struttura in lega al cromo / plastica arricchita.** Antiurto, robusta, a presa sicura.
- ✦ **Forma ovale, compatta ed elegante.** Ergonomica.
- ✦ **Clip con interruttore integrato acceso/spento.** Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
- ✦ **Base svitabile.** Per un facile cambio delle batterie.
- ✦ **Connessione in metallo.** Lunga durata.
- ✦ **Compatibile con tutti gli strumenti mini 3000.** Versatile.
- ✦ **Batterie sostituibili.** Grandezza AA, o optional batteria ricaricabile con caricatore mini NT.

Valido oftalmoscopio con diaframma con stellina di fissazione. Ottiche di qualità in formato mini, ideale per visite domiciliari.

- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente ed un'immagine brillante.
- ✦ **5 diaframmi.** Tutte le funzioni più importanti sono presenti, inclusa la stellina di fissazione.
- ✦ **Range di correzione:** da -20 D a +20 D.

Moderna lampada per oftalmoscopia dal design compatto, a luce focalizzabile per l'esame del segmento anteriore dell'occhio e per oftalmoscopia indiretta.

- ✦ **Peso e dimensioni contenuti.** Particolarmente adatto per le visite a domicilio.
- ✦ **Luce focalizzabile sulle pupille del paziente.** Buona illuminazione del fondo anche in presenza di pupille in miopia.
- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca ad elevata intensità luminosa per un'immagine chiara del fondo oculare.
- ✦ **Lente da +3 D applicabile.** Facilità nell'accomodazione, ingrandimento dell'immagine.

Porta-abbassalingua con espulsore per abbassalingua monouso HEINE.

- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca concentrata. Ottimale illuminazione della cavità oro-faringea.
- ✦ **Con espulsore dell'abbassalingua.** Evita il contatto dopo l'uso.
- ✦ **Solida costruzione in metallo.** Robusto e di lunga durata.
- ✦ **Solo per abbassalingua monouso HEINE.**

HEINE mini3000®  
COMBILAMP



HEINE mini3000®  
PORTASPECCHIETTO  
LARINGEO



HEINE mini3000®  
OTOSCOPIO A  
FIBRE OTTICHE (F.O.)



HEINE mini3000®  
OTOSCOPIO



HEINE mini3000®  
DERMATOSCOPIO



Lampada tascabile con porta-abbassalingua integrato. Tascabile, robusta e durevole.

- ✦ **Multifunzionale.** Illuminatore diagnostico e supporto per abbassalingua di legno e monouso HEINE.
- ✦ **Lampadina alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Luce chiara e concentrata.

Portaspecchietto laringeo versatile e robusto.

- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Ottimale illuminazione della cavità oro-faringea.
- ✦ **Solida costruzione in metallo.** Robusto e di lunga durata.

Otoscopio con illuminazione a fibre ottiche (F.O.)

- ✦ **Illuminazione distale a fibre ottiche (F.O.) con tecnologia alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo.
- ✦ **Finestrella di visione con ingrandimento 3x** e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi.
- ✦ **Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente.** Ottimale impiego degli strumenti e visione ingrandita.
- ✦ **Raccordo per monopalla.** Per test pneumatico del timpano.

Otoscopio con illuminazione diretta.

- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente.
- ✦ **Finestrella di visione con ingrandimento 3x** e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi.
- ✦ **Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente.** Ottimale impiego degli strumenti e visione ingrandita.

Dermatoscopio con ottica di qualità. Ingrandimento 10x con regolazione della messa a fuoco.

- ✦ **Ingrandimento 10x.** Grande campo, ricchezza di dettagli.
- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente.
- ✦ **Dettagliato compendio con atlante fotografico incluso.** Facilita la diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate.

HEINE mini3000®  
CLIP LAMP

HEINE mini-c®  
CLIP LAMP

HEINE mini-c® / mini 3000®  
CLIP LAMP CON  
ILLUMINATORE  
AURICOLARE

HEINE miniNT®  
SET CARICATORE E ADATTATORE



Lampada tascabile robusta e resistente dal design compatto e moderno con testina cromata. Luce chiara e concentrata grazie alla nuova lampadina alogena allo Xenon XHL a forma di lente.

- ❖ **Lampada tascabile ovale, attraente e compatta.** Ergonomica.
- ❖ **Lampadina alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Luce chiara e concentrata.

Lampada tascabile maneggevole e durevole con testina cromata. La Clip Lamp mini-c è compatibile solo con il manico mini-c.

- ❖ **Luce tascabile ovale, attraente e compatta.** Ergonomica.
- ❖ **Lampadina alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Luce chiara e concentrata.
- ❖ **Pregiata struttura in lega al cromo / plastica arricchita.** Antiurto, robusta, a presa sicura.
- ❖ **Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.**
- ❖ **Batterie sostituibili.** Grandezza AAA.

Clip Lamp con illuminatore auricolare per otoplastica. L'illuminatore è usato per assicurare il corretto posizionamento dell'apparecchio acustico.

**Set caricatore miniNT 2,5V**

Composto da caricatore miniNT, 2 batterie ricaricabili miniNT e 2 basi chiusura per il manico ricaricabile mini3000. Con questo set, esistenti manici mini3000 possono essere aggiornati nel sistema ricaricabile da 2,5V. Optional: Set adattatore per mini2000. Caricatore miniNT: Larghezza 112mm, Altezza 50mm, Profondità 52mm, Peso 270g.

- ❖ **Design innovativo e compatto.** Pratico e salva spazio.
- ❖ **Due comparti di ricarica indipendenti.** Totale funzionalità per uno o due manici contemporaneamente. Due manici possono essere caricati nello stesso momento.
- ❖ **Carica veloce.** 4 ore per caricare una batteria ricaricabile NIMH 2,5V.
- ❖ **Carica automatica.** Indipendente dallo stato di carica della batteria. Garantisce una più lunga durata della batteria.
- ❖ **Nessun rischio di sovraccarica.** Il caricatore si spegne automaticamente quando la batteria è completamente carica.
- ❖ **Display dello stato di carica.** La luce lampeggia dal comparto di carica per confermare il caricamento in corso.












**Prego notare:**

Idoneo solo per batterie ricaricabili mini 2,5V NIMH.

➤ **HEINE mini 3000®**

NUOVO: Set caricatore mini NT per mini 3000.



		2,5 V
	<b>Otoscopio mini 3000</b> a F.O. con manico a batterie, con 4 speculum riutilizzabili e cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm, con batterie	D-001.70.120
	con manico a batterie mini3000, con cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm, con batterie	D-001.70.110
	con lampadina, senza manico e senza accessori	D-001.70.106
	Raccordo per monopalla	D-000.80.101
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.105
	<b>Otoscopio mini 3000</b> con manico a batterie, con 4 speculum riutilizzabili e cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm, con batterie	D-001.70.220
	con manico a batterie mini3000, con cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm, con batterie	D-001.70.210
	con lampadina, senza manico e senza accessori	D-001.70.206
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.110
	<b>Portaspecchietto laringeo mini 3000</b> con specchietto piano Ø 20mm, senza manico	D-001.77.101
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.057
	<b>Porta-abbassalingua mini 3000</b> con manico a batterie mini3000 e 5 abbassalingua monouso, con batterie	D-001.74.118
	Porta-abbassalingua, senza manico	D-001.74.100
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.037
	<b>Clip Lamp mini-c</b> completa di manico, con 2 batterie AAA, in blister	D-001.73.109
	con Illuminatore auricolare, completa di manico con 2 batterie AAA, in blister	D-001.73.103
	Illuminatore auricolare per mini-c Clip Lamp, confezione blister da 6 pezzi	D-000.73.105
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.108
	<b>Clip Lamp mini 3000</b> completa con manico a batterie mini3000, con batterie	D-001.73.131
	Clip Lamp mini3000, sola testina (per connessione al manico a batterie mini3000) senza manico	D-001.73.130
	Illuminatore auricolare per Clip Lamp mini3000, confezione blister da 6 pezzi	D-000.73.105
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.107
	<b>Combilamp mini 3000</b> con manico a batterie mini3000 e con 5 abbassalingua monouso, con batterie	D-001.76.120
	con lampadina, senza manico	D-001.76.101
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.107
	<b>Oftalmoscopio mini 3000</b> con manico a batterie mini3000, con batterie	D-001.71.120
	senza manico	D-001.71.105
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.106
	<b>Lampada Focalux mini 3000</b> con lente +3 D, con manico a batterie mini3000, con batterie	D-001.72.141
	senza lente, con manico a batterie mini3000	D-001.72.139
	senza lente, senza manico a batterie mini3000	D-001.72.100
	Lente +3 D, sola	C-000.14.109
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.042
	<b>Dermatoscopio mini 3000</b> con piastrina di contatto, manico a batterie mini3000 e 10 ml di olio per dermatoscopia, con batterie	D-001.78.107
	con piastrina di contatto e lampadina, senza manico	D-001.78.106
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.109
	<b>Manico a Batterie mini 3000</b> con due batterie IEC LR6 (AA)	D-001.79.021


[ HEINE mini 3000® ]

	2,5 V
<b>Set caricatore mini NT per mini 3000</b> miniNT Ladegerät, 2 NiMH 2Z Ladebatterien, 2 Bodeneinheiten für mini 3000 Ladegriff	<b>X-001.99.485</b>
<b>batteria ricaricabile NiMH 2Z</b>	<b>X-001.99.487</b>
<b>Set adattatore mini NT per mini 2000</b> 2 Bodeneinheiten für mini 2000, 2 Reduziereinsätze	<b>X-001.99.491</b>

**Prego notare:** per convertire un manico **mini 2000** in ricaricabile, prego ordinare X-001.99.485 e X-001.99.491 insieme.

[ SET HEINE mini 3000® ]

<b>Orl Set Diagnostici mini 3000</b> Set D-851 completo con Otoscopio mini 3000 a fibre ottiche (F.O.), 4 speculum riutilizzabili, 10 speculum monouso AllSpec, in astuccio rigido con manico a batterie mini 3000 con batterie come sopra, ma con Otoscopio mini 3000	<b>D-851.10.021</b> <b>D-851.20.021</b>
<b>Set Diagnostici per Oftalmologia mini 3000</b> Set D-852 completo con Oftalmoscopio mini 3000 in astuccio rigido con manico a batterie mini 3000 con batterie	<b>D-852.10.021</b>
<b>Set Diagnostici mini 3000</b> Set D-854 completo con Oftalmoscopio mini 3000, Otoscopio mini 3000, Combilamp mini 3000, specchietto retto mini 3000 con specchietti piano e concavo, 4 speculum riutilizzabili, in astuccio rigido con manico a batterie mini 3000 con batterie come sopra, ma con speculum nasale, 10mm Ø	<b>D-854.10.021</b> <b>D-853.10.021</b>
Set D-873 completo con Oftalmoscopio mini 3000, Otoscopio mini 3000 a F.O., 1 set = 4 speculum riutilizzabili, cad. 5 speculum monouso AllSpec da 2,5 e 4 mm Ø, in astuccio rigido con 2 manici a batterie mini 3000 con batterie come sopra, ma con Otoscopio mini 3000	<b>D-873.11.021</b> <b>D-873.21.021</b>
<b>Speculum riutilizzabili (neri) per Otoscopi mini 3000 e mini 3000 F.O.</b> 1 set = 4 speculum riutilizzabili SANALON S (2,4 – 5 mm Ø)	<b>B-000.11.111</b>
Speculum riutilizzabili 2,4 mm Ø	<b>B-000.11.107</b>
Speculum riutilizzabili 3,0 mm Ø	<b>B-000.11.108</b>
Speculum riutilizzabili 4,0 mm Ø	<b>B-000.11.109</b>
Speculum riutilizzabili 5,0 mm Ø	<b>B-000.11.110</b>
Speculum nasale riutilizzabili 10 mm Ø	<b>B-000.11.143</b>
<b>Speculum monouso AllSpec (grigi) per Otoscopi mini 3000 e mini 3000 F.O.</b> Confezione da 1000 pezzi Ø 2,5 mm (bambini)	<b>B-000.11.128</b>
idem, Ø 4 mm (adulti)	<b>B-000.11.127</b>
Cartone da 10 confezioni-dispenser da 250 speculum (2500 pz) Ø 2,5 mm (bambini)	<b>B-000.11.151</b>
Cartone da 10 confezioni-dispenser da 250 speculum (2500 pz) Ø 4 mm (adulti)	<b>B-000.11.150</b>
Dispenser per Speculum AllSpec	<b>B-000.11.148</b>



■ FILIALI HEINE  
■ RAPPRESENTANTI HEINE

**Un'azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di qualità: HEINE.**

Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi agli standard internazionali (ISO/CE) e rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

[www.heine.com](http://www.heine.com)

**GERMANIA**

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG  
82211 Herrsching  
Kientalstr. 7  
Tel. +49 (0) 81 52-38 0  
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

**NORD AMERICA**

HEINE USA LTD.  
10 Innovation Way  
Dover, NH 03820  
Tel. (603) 742-71 03,  
Fax (603) 742-72 17  
Toll Free (800) 367-4872  
E-Mail: [service@heine-na.com](mailto:service@heine-na.com)

**AUSTRALIA**

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.  
Unit 9, 98 Old Pittwater Road  
P.O. Box 717 Brookvale 2100  
New South Wales  
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00  
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05  
E-Mail: [info@heine.com.au](mailto:info@heine.com.au)

**SVIZZERA**

HEINE (Schweiz) AG  
Tobelackerstraße 9  
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall  
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66  
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77  
E-Mail: [heine-schweiz@schaffhausen.ch](mailto:heine-schweiz@schaffhausen.ch)

**ITALIA**

INTERMED S.R.L.  
Attrezzature e Strumenti Medicali  
Via della Pace 21  
20098 San Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39 02 98 24 80 16  
Fax +39 02 98 24 73 61  
E-Mail: [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it)

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Distributore Autorizzato

11/11. A-000.00.235 i

