












Occhialini Binoculari HEINE

	HR	HR-C	HRP	C
				
Ingrandimento				
2x	<input type="checkbox"/>			
2.3x				<input type="checkbox"/>
2.5x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.5x			<input type="checkbox"/>	
4x			<input type="checkbox"/>	
6x			<input type="checkbox"/>	
Distanza di lavoro				
250 mm (con le lenti aggiuntive)	<input type="checkbox"/>	--	--	--
340 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
420 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
450 mm	--	--	--	<input type="checkbox"/>
520 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--
Opzioni di montaggio				
S-Frame 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Fascia front. Lightweight 	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
Caschetto Professional 	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Semplice montatura di metallo 	--	--	--	<input type="checkbox"/>
Accessori				
Lenti aggiunt. Close-up	<input type="checkbox"/> (per 340mm)	--	--	--
Lenti di protezione	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED LoupeLight (pagg. 125/126) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Caratteristiche				
Funzione i-View*	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Modulare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Acqua resistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Ottiche acromatiche	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Lenti di correzione optional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
pagg.	118/119	120	121	122

* Funzione i-View: permette ogni angolo di visione e di ruotare verso l'alto le ottiche indipendentemente dalla LED LoupeLight optional.