

HEINE ORL Strumenti diagnostici per Veterinaria



Testina
aperta



Otoscopio BETA200
F.O. VET



Otoscopio BETA100
VET

	Struttura Testina		
Metallo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lente orientabile / Finestrella d'osservazione - ingrandimento			
Vetro/ingrandimento 2x	<input type="checkbox"/>		
Vetro/ingrandimento 2,5x		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Illuminazione			
F.O.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Diretto			<input type="checkbox"/>
Dimensioni strumento			
Professionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fonti di energia			
Batterie 2,5V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batteria ricaricabile 3,5V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Speculum			
Speculum di metallo, chiusi – lunghi	<input type="checkbox"/>		
Speculum di metallo – scanalati per testina	<input type="checkbox"/>		
Speculum chiusi – corti	<input type="checkbox"/>		
Speculum monouso UniSpec VET	<input type="checkbox"/>		
Adattatore per speculum	<input type="checkbox"/>		
Speculum riutilizzabili VET		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Speculum monouso AllSpec			<input type="checkbox"/>
Adattatore per speculum monouso AllSpec			<input type="checkbox"/>
Attacco per insufflazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pagina	033	035	035