

Lampada a fessura HEINE HSL 150®

Per l'analisi della sezione anteriore dell'occhio



Per l'analisi della sezione anteriore dell'occhio nella medicina umana e veterinaria.

- ∴ Grandezza della fessura variabile da 0,2 mm x 10 mm a 4 mm x 14 mm.
- ∴ Ingrandimento 6x.
- ∴ Filtro d'interferenza blu (FITC) per l'analisi della cornea, inseribile.
- ∴ Ottica con trattamento antiriflesso per una trasmissione ottimale della luce.
- ∴ Illuminazione 2,5V o 3,5V XHL Xenon alogena per una luce chiara e bianca. Paragonabile all'intensità luminosa di una classica lampada a fessura.
- ∴ La testina HSL 150 pesa solo 70 g. La lampada a fessura più leggera del suo genere.

HSL 150 per manici BETA o BETA SLIM	2,5V	3,5V
HSL 150, senza manico	C-001.14.602	C-002.14.602

Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.098	X-002.88.099
Filtro blu di ricambio per HSL 150		C-000.14.605

∴ Grandezza della fessura variabile

∴ Filtro blu

∴ Ideale per visite domiciliari

Sistema d'ingrandimento HEINE HSL 10x®

Lente applicabile 10x



Per HSL 150. Con ottica di precisione per immagini chiare e nitide

- ∴ Ingrandimento 10x in combinazione con lente HSL 150.
- ∴ Maggiore distanza di lavoro tra medico e paziente.
- ∴ Ampio campo visivo.
- ∴ Con morbido ed ampio oculare da appoggiare all'orbita, per evitare la luce diffusa. E'anche incluso un oculare più piccolo per chi porta occhiali.

HSL 10x Sistema d'ingrandimento applicabile	C-000.14.606
---	--------------

Set Lampada manuale a fessura HEINE HSL 150®



[01]





[02]

Set completo con: **Lampada manuale a fessura HSL 150**
Manico BETA SLIM (compatto)

Set Lampada manuale a fessura	2,5V	3,5V
Manico a batterie BETA SLIM, senza lampadina di ricambio, in astuccio morbido [01]	C-252.10.105	
idem, con Sistema d'ingrandimento HSL 10x, lampadina di ricambio, in astuccio rigido [02]	C-268.10.105	
Manico ricaricabile e caricatore BETA SLIM NT 300, lampadina di ricambio, in astuccio rigido		C-266.20.470
idem, con Sistema d'ingrandimento HSL 10x, lampadina di ricambio, in astuccio rigido		C-268.20.470

Set completo con: **Lampada manuale a fessura HSL 150**
lampadina di ricambio
Manico BETA (misura standard)
astuccio rigido



Set Lampada manuale a fessura	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
Manico a batterie BETA	C-265.10.118		
idem, con Sistema d'ingrandimento HSL 10x	C-267.10.118		
Manico ricaricabile BETA R , per presa a rete		C-265.20.376	C-265.27.376
idem, con Sistema d'ingrandimento HSL 10x		C-267.20.376	C-267.27.376
Manico ricaricabile BETA TR con trasformatore a rete		C-265.20.384	C-265.27.384
idem, con Sistema d'ingrandimento HSL 10x		C-267.20.384	C-267.27.384
Manico ricaricabile BETA NT e caricatore NT 300		C-265.20.420	
idem, con Sistema d'ingrandimento HSL 10x		C-267.20.420	
 Manico ricaricabile BETA L e caricatore NT 300			C-265.29.420
idem, con Sistema d'ingrandimento HSL 10x			C-267.29.420

: Manico ricaricabile con display indicatore dello stato di carica sulla base.

Un'azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di qualità: HEINE.

Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi agli standard internazionali (ISO/CE) e rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

www.heine.com

GERMANIA

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA


HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

ITALIA

INTERMED S.R.L.
Attrezzature e Strumenti Medicali
Via della Pace 21
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98 24 80 16
Fax +39 02 98 24 73 61
E-Mail: info@intermeditalia.it



■ FILIALI HEINE
■ RAPPRESENTANTI HEINE

