



L'innovativa serie di sfigmomanometri Latex-free HEINE GAMMAG[®], introduce un standard in prestazioni, qualità e valore. Un design moderno e funzionale, in combinazione con un manometro di precisione di alta qualità ed una struttura di lunga durata, garantiscono prestazioni affidabili negli anni in qualsiasi ambito clinico.

Sfigmomanometri a tubo singolo con sistema distribuzione-pressione. L'esclusivo sistema di distribuzione della pressione controlla il flusso dell'aria attraverso il manometro durante il gonfiaggio permettendo un incremento di pressione accurato e uniforme e una lunga durata del manometro stesso. Con questa innovazione la serie HEINE GAMMAG[®] offre una straordinaria durata in un conveniente strumento a tubo singolo, caratteristica precedentemente riscontrabile solo nei sistemi a "Doppio Tubo". Serie GAMMAG / Validazione clinica ufficiale.

Secondo il protocollo di validazione clinica della Società Europea dell'Ipertensione Arteriosa i misuratori di pressione HEINE GAMMAG[®] hanno ricevuto la validazione clinica ufficiale. La pubblicazione scientifica ha confermato la precisione costante degli strumenti HEINE GAMMAG[®] per i valori sistolici e diastolici.



HEINE GAMMA G7[®]

Il modello top in lega di alluminio con valvola a rotazione



- ⋄ **Antiurto.**
- ⋄ **Latex-free.**
- ⋄ **Sistema di distribuzione della pressione.** (In attesa di brevetto in Germania).
- ⋄ **Manometro protetto contro la sovrappressione.** Assicura durata e affidabilità.
- ⋄ **Micro-filtro.** Protegge valvola e manometro.
- ⋄ **Grande quadrante graduato.** Ø 56mm, cifre nero su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori.
- ⋄ **Lancetta di alta qualità.** Calibrata e precisa, di lunga durata e resistente agli urti.
- ⋄ **Monopalla di grandi dimensioni.** 50% maggiore in volume per un gonfiaggio rapido del bracciale.
- ⋄ **Esclusiva valvola rilascio aria di precisione.** Consente un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, rapido sgonfiaggio e lunga durata. Un fermo in gomma previene il blocco della valvola.
- ⋄ **Chassis superiore realizzato in lega di alluminio e materiale termoplastico avanzato** (elastomero poliammide / TP), con un anello antiurto per proteggere lancetta e vetro.
- ⋄ **Chassis inferiore formato da 2 componenti in materiale termoplastico** (elastomero poliammide / TP), con l'aggiunta di un rivestimento antiurto e antiscivolo.
- ⋄ **Cucchiaino regolabile, in lega leggera.** Per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ⋄ **Bracciale calibrato di alta qualità, singolo tubo con chiusura a velcro.** Lavabile.
- ⋄ **Design ergonomico.** G7 è perfettamente bilanciato per comfort e facilità d'uso.
- ⋄ **Garanzia 10 anni.***

⋄ Antiurto

⋄ Latex-free

⋄ Chassis in lega di alluminio

⋄ Garanzia di 10 anni

* contro difetti di produzione e di lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto.

GAMMA G7

completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera	M-000.09.232
completo con un bracciale per bambini, in astuccio con cerniera	M-000.09.233
Kit Family, con bracciale bambini, adulti e bracciale piccolo per adulti in astuccio con cerniera	M-000.09.554
completo con un bracciale per adulti senza astuccio con cerniera in box da 10 pezzi	M-000.09.560

HEINE GAMMA G5®

Lo sfigmomanometro HEINE Standard



∴ Antiurto

∴ Latex-free

∴ Chassis antiurto in poliammide

Design e caratteristiche tecniche come il G7, eccetto:

- ∴ **Chassis composto da 2 parti in materiale termoplastico** (elastomero poliammide / TP). Rivestimento antiurto e antiscivolo.
- ∴ **Cucchiaio regolabile, in materiale termoplastico** (poliammide). Per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ∴ **Garanzia 5 anni.***

* contro difetti di produzione e di lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto.

GAMMA G5	
completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera	M-000.09.230
completo con un bracciale per bambini, in astuccio con cerniera	M-000.09.231
Kit Family, con bracciale bambini, adulti e bracciale piccolo per adulti in astuccio con cerniera	M-000.09.555
completo con un bracciale per adulti senza astuccio con cerniera in box da 10 pezzi	M-000.09.561

HEINE GAMMA GP®

Lo sfigmomanometro HEINE Standard con valvola a pulsante



∴ Antiurto

∴ Latex-free

∴ Chassis antiurto in poliammide

Design e caratteristiche tecniche come il GAMMA G5 ma con valvola a pulsante.

- ∴ **Innovativa valvola a pulsante (Pat. DE 10353157)**. Facile regolazione, gonfiaggio ultrarapido. Cucchiaio regolabile per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ∴ **Garanzia 5 anni.***

* contro difetti di produzione e di lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto.

GAMMA GP	
completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera	M-000.09.242
completo con un bracciale per bambini, in astuccio con cerniera	M-000.09.243
Kit Family, con bracciale bambini, adulti e bracciale piccolo per adulti in astuccio con cerniera	M-000.09.556
completo con un bracciale per adulti senza astuccio con cerniera in box da 10 pezzi	M-000.09.562

HEINE GAMMA GST®

Il classico strumento per automisurazione



Design e caratteristiche tecniche come il GAMMA G5, ma con uno stetoscopio integrato nel bracciale, per una semplice automisurazione.

- ∴ **Chassis composto da 2 parti in materiale termoplastico** (elastomero poliammide/ TP). Rivestimento antiurto e antiscivolo.
- ∴ **Cucchiaio regolabile, in materiale termoplastico** (poliammide). Per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ∴ **Bracciale di alta qualità, singolo tubo**. Con stetoscopio integrato.
- ∴ **Garanzia 5 anni.***

* contro difetti di produzione e di lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto.

GAMMA GST	
completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera	M-000.09.271



HEINE GAMMA XXL LF®

Il versatile modello professionale



[01]

∴ Grande quadrante

∴ Latex-free

∴ Garanzia di 10 anni



[03]



[04]



[02]

Poiché GAMMA XXL LF è privo di mercurio, è sicuro ed ecologico.

- ∴ Latex-free.
- ∴ **Struttura resistente in policarbonato.** Ideale in ospedali e studi medici.
- ∴ **Grande quadrante diametro 130 mm.** Facili letture da ogni angolo di osservazione.
- ∴ **Lungo cavo** a spirale di 3 m, per un ampio raggio di lavoro.
- ∴ **Lancetta di alta qualità** calibrata e precisa, di lunga durata.
- ∴ **Valvola rilascio aria di precisione.**
- ∴ **Opzioni montaggio:** parete, tavolo, binario e stativo a rotelle (altezza regolabile).
- ∴ **Garanzia 10 anni.***

* contro difetti di produzione e di lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto.

GAMMA XXL LF

GAMMA XXL LF-W Modello da parete [01]	M-000.09.323
GAMMA XXL LF-S Modello su stativo [02]	M-000.09.326
GAMMA XXL LF-R Modello da binario [03]	M-000.09.325
GAMMA XXL LF-T Modello da tavolo (tubo non spiralato) [04]	M-000.09.322

GAMMA XXL LF accessori

Porta bracciale per GAMMA XXL LF-T	M-000.09.141
Supporto da tavolo per GAMMA XXL LF-T	M-000.09.142
Stativo a rotelle regolabile per GAMMA XXL LF-S	M-000.09.145
Stativo a rotelle regolabile per GAMMA XXL LF-S	M-000.09.306
Morsetto per binario per GAMMA XXL LF- R	M-000.09.307

Bracciali calibrati ed accessori per sfigmomanometri

Bracciali Latex-free per sfigmomanometri

Bracciali per sfigmomanometri GAMMA G7/G5/GP/GST/XXL LF.



- ⋄ Latex-free.
- ⋄ Adatti per tutti gli sfigmomanometri più comuni.
- ⋄ Bracciali di alta qualità con chiusura a velcro in materiale resistente all'usura e fisiologicamente sicuro.
- ⋄ Doppia cucitura per garantire maggior durata.
- ⋄ Completamente lavabili.
- ⋄ Dotati di indicatore per un corretto e preciso posizionamento.
- ⋄ Misure di utilizzo, circonferenze arto e indicatore di posizionamento, riportati sui bracciali.
- ⋄ Tubo molto flessibile, con pareti spesse, per una lunga durata.
- ⋄ Affidabilità testata. Sistema totalmente ermetico.

	GAMMA G7/G5/GP	Bracciali a 1 tubo, completo			Camere d'aria a 1 tubo		Tessuto per bracciali	
		Misure/cm	Circonfer./cm		Misure/cm		Misure/cm	
	Bambino piccolo	6x28	8-13	M-000.09.700	5x15	M-000.09.661	6x28	M-000.09.059
	Bambino	10x34	13-20	M-000.09.702	8x20	M-000.09.663	10x34	M-000.09.060
	Adulto piccolo	14x53	20-29	M-000.09.704	11x23	M-000.09.664	14x53	M-000.09.061
	Adulto	14x58	29-41	M-000.09.619	12x28	M-000.09.665	14x58	M-000.09.055
	Cosciale	20x86	>41	M-000.09.615	18x52	M-000.09.667	20x86	M-000.09.057

	GAMMA XXL LF	Bracciali a 2 tubi, completo			Camere d'aria a 2 tubi		Tessuto per bracciali	
		Misure/cm	Circonfer./cm		Misure/cm		Misure/cm	
	Bambino piccolo	6x28	8-13	M-000.09.701	5x15	M-000.09.671	6x28	M-000.09.059
	Bambino	10x34	13-20	M-000.09.703	8x20	M-000.09.673	10x34	M-000.09.060
	Adulto piccolo	14x53	20-29	M-000.09.705	11x23	M-000.09.674	14x53	M-000.09.061
	Adulto	14x58	29-41	M-000.09.629	12x28	M-000.09.675	14x58	M-000.09.055
	Cosciale	20x86	>41	M-000.09.625	18x52	M-000.09.677	20x86	M-000.09.057

GAMMA GST	Bracciali a 1 tubo, completo con stetoscopio			Camere d'aria a 1 tubo		Tessuto per bracciali	
	Misure/cm	Circonfer./cm		Misure/cm		Misure/cm	
Adulto	14x53	22-32	M-000.09.621	11x23	M-000.09.669	14x53	M-000.09.079