

# Lampade da visita

## LUCE BRILLANTE PER USO QUOTIDIANO

Le lampade per visita medica HEINE fondono la tecnologia d'illuminazione più avanzata: lampade flessibili con innovative lampadine per una brillantezza eccezionale.

Le tre diverse opzioni di montaggio su stativo a rotelle, a parete e a morsetto offrono soluzioni ideali integrabili in ogni ambito lavorativo.



## Lampada da visita HEINE HL5000®

### Potente luce alogena



∴ Braccio flessibile

∴ Alte prestazioni nell' illuminazione

∴ 140000 lux a 30 cm

Con una luminosità di 140000 lux ad una distanza di 30 cm la lampada da visita HL5000 è ideale per piccola chirurgia, visita medica e per l'esame e l'identificazione di piccoli dettagli. Il braccio flessibile garantisce un raggio di lavoro di 120 cm. E' disponibile in tre versioni: attacco a parete, morsetto multi uso, stativo a rotelle.

- ∴ **Lampadina alogena 12V/50W di lunga durata garantisce 140000 lux a 30 cm.** Molto luminosa, luce bianca.
- ∴ **Testa illuminante estremamente compatta.** Visione non ostacolata, maneggevole.
- ∴ **3 diverse possibilità di attacco: a parete, da tavolo o su stativo a rotelle.** Versatile.
- ∴ **La lampadina alogena dura almeno 4000 ore.** Economica.
- ∴ **Filtro UV addizionale.** Maggiore sicurezza durante la visita.
- ∴ **Struttura solida, braccio flessibile con raggio di 120 cm.** Ampio raggio operativo, facile da posizionare. La lampada rimane nella posizione selezionata.
- ∴ **Filtro IR addizionale riduce il calore.** Maggior comfort per il paziente e per l'esaminatore.

Lampada da visita HL5000	12V/50W
con stativo a rotelle, metallo [01]	J-005.27.106
con stativo a rotelle leggero L, policarbonato [02]	J-005.27.108
con attacco a parete [03]	J-005.27.102
con attacco a morsetto [04]	J-005.27.104
Lampadina di ricambio alogena 12V/50W [05]	J-005.27.111



## Lampada da visita HEINE HL 1200®



∴ Braccio flessibile

∴ Testina sottile

∴ 90 000 lux a 30 cm

- ∴ **Testina di dimensioni minime.** Ampia visione.
- ∴ **Filtro anticalore.** Ridotta trasmissione di calore, maggior comfort per il paziente.
- ∴ **Supera tutti gli standard di qualità.** Protezione garantita per i pazienti, p.e. anche in caso di caduta della lampadina.
- ∴ **Struttura stabile, braccio flessibile.** Regolazione della lampada in qualsiasi posizione, stabile, non cade né si piega.
- ∴ **Speciale stativo a rotelle.** Resistente e molto stabile, garantisce sicurezza in ospedali e ambulatori.
- ∴ **Lampadina 12V/20W.** 4000 ore di vita.
- ∴ **90000 lux a 30 cm.** Luce brillante e bianca.

Lampada da visita HL 1200 12V/20W	nera	bianca
con stativo a rotelle, metallo [01]	J-005.27.068	J-005.27.067
con stativo a rotelle leggero, policarbonato [02]	J-005.27.078	J-005.27.077
con fissaggio a morsetto [03]	J-005.27.056	J-005.27.058
con fissaggio a parete, anche per fissaggio su stativo optional [04]	J-005.27.052	J-005.27.054
Lampadina di ricambio alogena 12V/20W [05]	J-005.27.075	J-005.27.075

Stativo a rotello (metallo) con attacco per lampada HL 1200	Y-096.50.004
Stativo a rotello (policarbonato) con attacco per HL 1200	Y-096.50.009
Attacco per fissaggio HL 1200 su stativo a rotelle	J-000.27.069



## Lampada Universale a Fibre Ottiche (F.O.) HEINE HKL®

Lampada ideale per la pratica quotidiana, a luce fredda e con una illuminazione simile alla luce naturale. Da utilizzare con ogni tipo di proiettore HEINE a F.O.

- ✦ **Apertura diaframma regolabile.** Scelta dello spot luminoso. Senza trasmissione di calore.
- ✦ **Temperatura di colore 3800 K.** Illuminazione simile alla luce naturale.
- ✦ **Lungo braccio flessibile, stabile dopo il posizionamento.**  
Ampio raggio, orientabile; rimane bloccato nella posizione scelta.
- ✦ **Testina sottile.** Visione non ostruita.
- ✦ **Montaggio universale.** Versatile.
- ✦ **Adattabile a proiettori di altre produzioni.** Totale versatilità mediante adattatori.
- ✦ **30 000 lux a 20 cm con proiettori HK7000.**
- ✦ **Possibilità di montaggio:**
  - su stativo rotelle [01]
  - con morsetto da tavolo, spessore massimo 40 mm [02]
  - con morsetto per tubi verticali, diametro massimo 40 mm [03]
  - con morsetto per tubi orizzontali, diametro massimo 40 mm [04]
  - a parete per proiettori HK7000 [05]




Lampada HKL	F.O.
su stativo a rotelle [01]	J-003.27.004
con fissaggio a morsetto [02] [03] [04]	J-003.27.001
con fissaggio a parete [05]	J-003.27.002

Morsetto nero, solo	J-000.27.010
Morsetto bianco, solo	J-000.27.012
Porta proiettore, solo	J-000.27.011
Stativo a rotelle senza porta proiettore	Y-096.50.001
Stativo a rotelle con porta proiettore	Y-096.50.002

Proiettore da ordinare separatamente. Vedi pag. 160.

Campo di illuminazione



230V è il voltaggio standard. Se richiesto differente voltaggio, p.e. 115V, prego precisarlo sull'ordine.

**Un'azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di qualità: HEINE.**

Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi agli standard internazionali (ISO/CE) e rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

[www.heine.com](http://www.heine.com)

**GERMANIA**

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG  
82211 Herrsching  
Kientalstr. 7  
Tel. +49 (0) 81 52-38 0  
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

**NORD AMERICA**

HEINE USA LTD.  
10 Innovation Way  
Dover, NH 03820  
Tel. (603) 7 42-71 03  
Fax (603) 7 42-72 17  
Toll Free (800) 367-4872  
E-Mail: [service@heine-na.com](mailto:service@heine-na.com)

**AUSTRALIA**


HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.  
Unit 9, 98 Old Pittwater Road  
P.O. Box 717 Brookvale 2100  
New South Wales  
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00  
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05  
E-Mail: [info@heine.com.au](mailto:info@heine.com.au)

**SVIZZERA**

HEINE (Schweiz) AG  
Tobeläckerstr. 9  
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall  
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66  
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77  
E-Mail: [heine-schweiz@schaffhausen.ch](mailto:heine-schweiz@schaffhausen.ch)

**ITALIA**

INTERMED S.R.L.  
Attrezzature e Strumenti Medicali  
Via della Pace 21  
20098 San Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39 02 98 24 80 16  
Fax +39 02 98 24 73 61  
E-Mail: [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it)



■ FILIALI HEINE  
■ RAPPRESENTANTI HEINE

