

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

∴ **HEINE® EN 200-1 Wandtransformator
mit DELTA® 20 T Dermatoskop**

Schaltet sich selbst an und aus. Ist immer bereit.
Und nie weg.



Platzsparend und ständig einsatzbereit in Ihrer Nähe.

EN 200-1 WANDTRANSFORMATOR

- ⚡ **Diebstahlsicherung** ist eingebaut durch eine integrierte Feststellschraube. So ist das Instrument immer am Platz.
- ⚡ **Ausgezeichnete Energieeffizienz:** Instrumente schalten sich automatisch an und aus. Beim Herausnehmen und Zurückstellen. Und nach 15 Minuten Nichtgebrauch in ausgehängtem Zustand wird ebenfalls abgeschaltet. Beim Herausnehmen schaltet sich die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe ein. Das spart Zeit und Strom.
- ⚡ **Großer Arbeitsradius** durch Spiralkabel mit einer Reichweite bis zu 3,50m.
- ⚡ **Stromversorgung ohne Batterie.**



DELTA 20 T DERMATOSKOP

- ⚡ **„Toggle“-Funktion** zum Umschalten zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Beleuchtungsmodus.
- ⚡ **Hochaufgelöste Bilder** durch hochwertige achromatische Optik.
- ⚡ **Detaillierte Ansicht selbst kleinster Strukturen**, mit dem Fokussiersystem wird eine 10- bis 16-fache Vergrößerung erreicht.
- ⚡ **Blend- und reflexfreie Sicht durch Polarisation**, auch ohne Immersionsflüssigkeit.
- ⚡ **Mit nur einer Hand:** Individuelle Schärfeneinstellung, Korrekturausgleich im Bereich von ca. -6 bis +6 dpt.
- ⚡ **Digitale Dokumentation:** mit dem HEINE SLR Fotoadapter kann das DELTA 20 T problemlos an die Spiegelreflexkameras der wichtigsten Hersteller angeschlossen werden.

Selbstverständlich können auf den Griff des EN200-1 viele weitere unserer Instrumentenköpfe aufgesetzt werden.

Der EN200-1 Wandtransformator erfüllt die aktuelle Norm IEC 60601-1:

Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit (Edition 3.1), die in einigen Punkten nochmals verschärft wurde.



LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Es gibt LED. Und es gibt LED^{HQ}. HEINE hat einen neuen Standard gesetzt, indem von der Materialauswahl über die Verarbeitung, von der Lichtstärke sowie vom Wärmemanagement bis zu einem möglichst hohen Farbwiedergabe-Index das Beste gerade gut genug ist. **Wir nennen das LED in HEINE Qualität. Kurz LED^{HQ}.**

EN200-1 Wandtransformator (Singleeinheit mit einem Griff) zur Einzelnutzung mit langem USB-Kabel und E4-USB Steckernetzteil inkl. DELTA 20 T Dermatoskop-Kopf mit Kontaktscheibe Ø 23 mm mit Skala, Dermatoskopie-Kompendium

K-010.28.252

Weitere Produktkonfigurationen und andere HEINE Qualitätsprodukte finden Sie auf heine.com oder rufen Sie uns an!

