

HEINE SIGMA® 250 Indirektes Binokulares Ophthalmoskop
Mit Leichtigkeit präzise untersuchen.



70%
kleiner und
leichter

Kompakte und
leichte Stromquelle:
HEINE mPack mini

LED HQ
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.



HEINE SIGMA® 250 INDIREKTES BINOKULARES OPHTHALMOSKOP

Brillengetragenes Leichtgewicht mit einer Fülle von Vorzügen.

Anpassbarer S-FRAME.
Leichtgewichtiges
Brillengestell für maximalen
Komfort. Auf die persönliche
Passform einstellbar.



Für jede Pupillengröße. Separate
Einstellung von Konvergenz und
Parallaxenwinkel für vollständig
ausgeleuchtete stereoskopische
Einblicke bei Pupillengrößen bis
zu 2mm und in die Peripherie.



LED HQ
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Der neue Standard in der LED-
Beleuchtung liefert ein absolut
homogenes und helles Licht mit
getreuer Farbwiedergabe für eine
präzise Diagnose. Rot ist rot, blau
ist blau. Farbtemperatur typ. 4000K,
CRI typ. ≥ 90 , gute Werte bei der
Wiedergabe von Rottönen.

Leichter Rahmen.
Hochfeste Carbon-Faser
gibt dem Rahmen ein
geringes Gewicht und hohe
Stabilität.

Staubdicht. Wartungsfrei.

HEINE Präzisionsoptik.



HEINE mPack mini – Die kompakte und leichte Stromquelle für SIGMA 250.

Die neue Hochleistungs-Stromquelle HEINE mPack mini bietet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ohne störende Kabelverbindung zu Tisch-, Wand- oder Untersuchungseinheit. Mit lediglich 95 g Gewicht und einer Größe von 44 x 23 x 101 mm, ist die mobile Stromquelle nun ca. 70 % kleiner und leichter als ihr Vorgänger.

NEU: Verbesserter mPack mini Gürtelclip zur einfachen Anbringung der Stromquelle am Gürtel oder Hosenbund. Der mPack mini kann auch im Gürtelclip geladen werden. Im Alltag hält der Akku dank Li-ion Technologie typ. 11 Stunden, bei Dauerbetrieb mit maximaler Lichtstärke.

SIGMA 250 Kit mit S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini mit E4-USB Steckernetzteil, Halteband, Reinigungsflüssigkeit für S-FRAME, mPack mini Gürtel Clip

C-008.33.341

SIGMA 250 M2* Kit mit S-FRAME

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack mini mit E4-USB Steckernetzteil, Halteband, Reinigungsflüssigkeit für S-FRAME, mPack mini Gürtel Clip

C-008.33.346

SIGMA 250 Set mit S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini mit E4-USB Steckernetzteil, Sklera-Depressor klein, Sklera-Depressor groß, A.R. 20D Ophthalmoskopierlupe, Mitbeobachter-Spiegel, Blau- und Gelbfilter, Diffusor-Aufsatz, Halteband, Reinigungsflüssigkeit für S-FRAME, mPack mini Gürtel Clip, Koffer

C-281.41.671

SIGMA 250 M2* Set mit S-FRAME

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack mini mit E4-USB Steckernetzteil, Sklera-Depressor klein, Sklera-Depressor groß, A.R. 20D Ophthalmoskopierlupe, Mitbeobachter-Spiegel, Blau- und Gelbfilter, Diffusor-Aufsatz, Halteband, Reinigungsflüssigkeit für S-FRAME, mPack mini Gürtel Clip, Koffer

C-279.41.671

* Das SIGMA 250 M2 besitzt statt der mittleren Kreisblende einen Microspot.

Blenden SIGMA 250:  Blenden SIGMA 250 M2: 

► Weitere Informationen zu HEINE Produkten finden Sie unter www.heine.com

 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany
Tel. +49 (0) 8152/38-0, Fax +49 (0) 8152/38-202, E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

