



S-FRAME

1



Kopfband Professional L

TRAGEVARIANTE

Ein leichtes professionelles Design für ermüdungsfreies Arbeiten.

2



HR 2.5x/340mm



HR 2.5x/420mm



HR 2.5x/520mm



HRP 3.5x/420mm



HRP 4x/340mm



HRP 6x/340mm

VERGRÖßERUNG UND ARBEITSABSTAND

Wählen Sie die kleinste Vergrößerung, die Ihre Anforderungen erfüllt. Je geringer die Vergrößerung, desto einfacher ist der Gebrauch der Lupe wegen des größeren Übersichtsfeldes und der besseren Tiefenschärfe. Der Arbeitsabstand ist von Ihrer persönlichen Arbeitsweise abhängig.

3



LED IN HIERNE QUALITÄT.

BELEUCHTUNG

Wählen Sie zwischen der LoupeLight2 und der ML4 LED.



LoupeLight2
für S-FRAME

Kompakt und leicht.
Koaxiale Beleuchtung.



ML4 LED HeadLight
für Kopfband Professional L

Fester, komfortabler Sitz.
Koaxiale Beleuchtung.
Flexible Stromquellen-Optionen.

4

STROMQUELLE



mPack mini
Tragbarer Akku
mit Kabel.



mPack
Tragbarer Akku
mit Kabel.



mPack UNPLUGGED
Kabellos,
ins Kopfband integriert.