



# Der neue HEINE DERManager. Eine Software. Zwei Arbeitsgebiete.

Vereinfacht gesagt: Mit dem Dermatoskop samt iPhone\* macht man die Aufnahmen, auf dem Computer die Betrachtung im Detail.

Natürlich geht auf beiden Geräten deutlich mehr, hier eine Übersicht:



[DERManager App  
herunterladen](#)

[DERManager Web  
aufrufen](#)

Funktion/Feature	DERManager App	DERManager Web
Patienten aufrufen	✓	✓
Neuen Patienten anlegen	✓	✓
Arbeitslisten verwalten	✓	✓
Hautaufnahme	✓	
Serienaufnahme	✓	
Übersichtsaufnahme	✓	
Platzierung auf Bodymap	✓	
Platzierung auf Übersichtsaufnahme	✓	
Verlaufs-Assistent	✓	
Läsionsbewertung + Kommentar	✓	✓
Vergrößerte Darstellung		✓
Bildvergleich (1:1, 1:2, 1:4)		✓
Weitere Nutzer hinzufügen / entfernen		✓
Patientendaten ändern / löschen		✓
Patientendaten teilen		✓
Aufnahmen löschen		✓
Hochladen lokal gespeicherter Aufnahmen		✓



**HEINE** Digitale Dokumentation vom  
Erfinder des Dermatoskops.  
**DERManager**

Die meisten Funktionen und Möglichkeiten des HEINE DERManagers sind selbsterklärend. In der [HEINE Knowledge Base](#), finden Sie Antworten auf fast alle Fragen, HowTo Filme und vieles Wissenswerte mehr.

\*Apple iPhone ab Version 5s oder dem iPod touch 6. Generation. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

