

# Wenn es etwas zu entdecken gibt, dann sehen Sie es auch.

Das neue HEINE DELTA 30 Dermatoskop.



**30**  
YEARS  
1st DERMATOSCOPE



# Das neue HEINE DELTA 30 Dermatoskop. Man kann es wegen seines Aussehens kaufen. Oder wegen der Optik.

Extrem scharfe  
Abbildung  
mit neuem  
achromatischen  
HEINE Optiksistem

Schneller Wechsel  
von Kontakt-  
zu kontaktloser  
Untersuchung

Ergonomische  
Handhabung  
durch  
abgewinkeltes  
Produktdesign



Größtes Sichtfeld  
mit echten 30 mm  
(Linse 32 mm) Ø

**LEDHQ**  
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Hervorragende  
Farbtreue aufgrund  
LEDHQ

Digitale  
Dokumentation mit  
exklusiver HEINE  
DERM App oder mit  
dem HEINE Cube  
System\*

- **Kristallklare Abbildung**, egal ob Sie lieber nah oder mit größerem Abstand arbeiten
- **Blend- und reflexionsfreies Arbeiten** durch Polarisation
- **Helligkeit nach Wunsch**: 3 Lichtstärken
- **Komfortable Reinigung mit Sprühdesinfektion** möglich
- **10fache Vergrößerung**
- **Keine Kreuzkontamination**: autoklavierbare Kontaktscheibe mit Skala
- **Dioptrienausgleich**
- **Auf Knopfdruck zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht wechseln** = Toggle Funktion. Mehr unter [heine.com/de/Toggle](http://heine.com/de/Toggle)

- **Akku mit Li-ion Technologie**: kein Memory-Effekt, bedenkenloses Aufladen ohne Rücksicht auf den Ladezustand
- **Kleine Kontaktscheibe** für schwer zugängliche Stellen
- **Charger 30 Tisch-Ladegerät**
- **3 Möglichkeiten der digitalen Dokumentation**:
  - Mit der exklusiven HEINE Derm App via iPhone\*\* ab Version 6: Bodymap, Patientenordner, E-Mailfunktion und vieles mehr
  - Kabellos mit dem HEINE Cube System für bis zu 10 Ärzte und HEINE Dermatoskope
  - Einfache Digitalaufnahmen mit vielen gängigen Smartphones

**DELTA 30** mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

**K-230.28.305**

**Charger 30 Tisch-Ladegerät** für DELTA 30

**X-002.99.212**

· **Zubehör und weitere Artikel unter [heine.com/de/DELTA30](http://heine.com/de/DELTA30)**

\*Nicht in allen Ländern verfügbar.

\*\*Das Apple iPhone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**  
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Tel. +49 (0) 81 52-38 0  
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02, E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)  
[www.heine.com](http://www.heine.com)



01/20. A-000.00.228 d

