

HEINE DELTAone

Das Wichtigste in Kürze

Echte 21 mm Ø
Sichtfeld

Auf Knopfdruck
zwischen
polarisiertem und
nicht-polarisiertem
Licht wechseln =
Toggle Funktion.
Mehr unter
heine.com/de/Toggle

3 Helligkeitsstufen

An/Aus



HEINE DELTAone

Das Wichtigste in Kürze

Auf Knopfdruck
zwischen
polarisiertem und
nicht-polarisiertem
Licht wechseln = Toggle
Funktion. Mehr unter
heine.com/de/Toggle

Aufladen mit
USB Kabel 2.0



● Ladezustand
> 25 %

● Ladezustand
< 25 %

*blinkt
Ladezustand
< 10 %

Ein Film sagt mehr als 1.000 Worte



Der Film „Anwendung“ zeigt das DELTAone in Aktion am Patienten.



Im Film „DELTAone DERM App“ sehen Sie, wie man das DELTAone mit der exklusiven HEINE DERM App zur digitalen Dokumentation verwendet.



Der Film „DELTAone Cube System“ zeigt das DELTAone in Zusammenarbeit mit dem HEINE Daten- und Bildmanagement-System*.

